Pipettes distributrices HandyStep® S et HandyStep® Touch

HandyStep® S

Fonctionnement par déplacement positif.
Livrées avec certificat de qualité et support mural.

➤ **Conforme à la directive CE**

Référence	Désignation	CHF
705100	HandyStep® S avec support mural	**NC -**
091434	Support mural pour HandyStep® S	**NC -**

HandyStep® Touch et Touch S

NOUVEAU

2 versions :

- **HandyStep® Touch** : fonctions de pipetage, multi-distribution et distribution automatique ;
- **HandyStep® Touch S** : toutes les fonctions de la HandyStep® Touch, ainsi que celles de distribution séquencielle, multi-aspiration et titration.

➤ **Ecran tactile à interface intuitive**

➤ **Détection automatique des pointes DD-Tips II**

➤ **Ejection automatique des pointes**


➤ **Surfaces lisses sans rainures ni coins pour une simplicité de nettoyage**

➤ **Rechargement par induction**

Référence	Désignation	CHF
042443	Handystep® Touch complet	**NC -**
042444	Handystep® Touch S complet	**NC -**
090257	Handystep® Touch avec portoir de charge	**NC -**
090258	Handystep® Touch S avec portoir de charge	**NC -**
042445	Portoir de charge sans adaptateur secteur	**NC -**
042446	Portoir de support	**NC -**
042447	Adaptateur secteur universel	**NC -**
042448	Support universel pour étagère et rack	**NC -**
042449	Batterie de rechange	**NC -**

WEB

Saisissez la référence sur www.milian.com pour retrouver le guide de sélection des volumes pour les pipettes HandyStep®





Pointes distributrices pour HandyStep® DD-tips II

	Non stériles			BIO-CERT*		
Vol. (ml)	**Réf.**	**Unités/ carton**	**CHF/ carton**	**Réf.**	**Unités/ carton**	**CHF/ carton**
0,1	**042450**	100	**NC -**	**042460**	100	**NC -**
0,5	**042451**	100	**NC -**	**042461**	100	**NC -**
1	**042452**	100	**NC -**	**042462**	100	**NC -**
1,25	**042453**	100	**NC -**	**042463**	100	**NC -**
2,5	**042454**	100	**NC -**	**042464**	100	**NC -**
5	**042455**	100	**NC -**	**042465**	100	**NC -**
10	**042456**	100	**NC -**	**042466**	100	**NC -**
12,5	**042457**	100	**NC -**	**042467**	100	**NC -**
25	**042458**	50	**NC -**	**042468**	25	**NC -**
50	**042459**	25	**NC -**	**042469**	25	**NC -**

* Stérile, RNase free, ADN free, endotoxin free, ATP free

Réf.	Désignation	CHF
042470	Set de 20 pointes des vol. 0,5 / 1 / 1,25 / 2,5 / 5 / 10 et 12,5 ml	**NC -**