
Râteaux Manifold pour microplaques

En acier inox et en Teflon, ces râteaux de distribution pour microplaques sont inertes et autoclavables.

- **Pour aspiration et distribution**
- **Connexion Luer Lock**
- **Fournis avec un outil de nettoyage**
- **ø ext. x ø int. des pointes : 0,8 x 0,4 mm**

Réf.	Forme	Nbre de pointes	Pour plaques	Espace pointe - pointe (mm)	Longueur pointe (mm)	CHF
075028	Droite	4	96 puits	9	11	**NC -**
075029	Droite	8	96 puits	9	11	**NC -**
075030	Courbe	8	96 puits	9	11	**NC -**
075031	Droite	12	96 puits	9	11	**NC -**
075032	Droite	4	24 puits	20	17,5	**NC -**
075033	Courbe	4	24 puits	20	17,5	**NC -**
075034	Courbe	12	96 puits	9	11	**NC -**
075035	Droite	24	384 puits	4,5	11	**NC -**
075036	Droite	16	384 puits	4,5	11	**NC -**
075037	Courbe	24	384 puits	4,5	11	**NC -**
075038	Courbe	16	384 puits	4,5	11	**NC -**
075039	Capuchon pour pointe	-	-	-	-	**NC -**



Micropipettes calibrées Drummond – Haute précision

De très grande précision, ces capillaires en verre, polis à la flamme, sont calibrés rigoureusement avec une précision de ± 0,5 %.
En boîte de 250, avec un tuyau d'aspiration.

- **Code couleur**
- **Volume imprimé**
- **Trait de jauge**

Tube d'aspiration

Référence	Désignation	CHF
075056	Tube d'aspiration (38 cm)	**NC -**





Volume (µl)	5	10	20	25	30	40	44,7
Code couleur	Blanc	Orange	Noir	Blanc double	Noir double	Jaune	Pourpre / bleu
Référence	**075043**	**075044**	**075045**	**075046**	**075047**	**075048**	**075049**
CHF la boîte de 250	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Volume (µl)	50	75	100	200	100/200	Gradué 1 à 5
Code couleur	Vert	Violet	Bleu	Rouge	Rouge	Blanc
Référence	**075050**	**075055**	**075057**	**075052**	**075053**	**075054**
CHF la boîte de 250	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Micropipettes capillaires calibrées Ringcaps Hirschmann

- **En verre Duran**
- **Calibrées, avec code couleur**
- **Certificat de conformité**
- **ISO 755, CE selon 98/79 EG**

Réf.	Marque	Volume (µl)	Unités/ boîte	CHF/ boîte	Réf.	Marque	Volume (µl)	Unités/ boîte	CHF/ boîte
090511	5	1 à 5	250	**NC -**	**-**	-	-	-	**-**
090512	1	10	250	**NC -**	**090519**	1	200	100	**NC -**
090513	1	20	250	**NC -**	**090520**	2	5 + 10	250	**NC -**
090514	1	25	250	**NC -**	**090521**	2	20 + 40	250	**NC -**
090515	1	40	250	**NC -**	**090522**	2	50 + 100	250	**NC -**
090516	1	44,7	250	**NC -**	**090523**	2	100 + 200	100	**NC -**
090517	1	50	250	**NC -**	**090524***	1	44,7	250	**NC -**

* Version héparinée

