Microcaps Drummond



Micropipette-capillaires à contenance totale calibrée de bout en bout par un volume défini.

- **Haute précision (± 1 %)**
- **Usage unique**
- **Verre borosilicaté**

Poire - embout silicone

Référence	Désignation	Unités/ carton	CHF/ carton
075180	Poire et support tube pour microcaps	1	**6,20 -**
075181	Embout silicone porte-capillaire	3	**6,20 -**

Microcaps

Volume (µl)	0,1	0,25	0,5	1	2	3	3,33
Longueur (mm)	16	32	32	32	32	32	36
ø ext. x ø int. (mm)	0,53 x 0,09	0,53 x 0,09	0,56 x 0,14	0,64 x 0,20	0,76 x 0,28	0,84 x 0,35	0,86 x 0,34
Référence	**075069B**	**075070**	**075071**	**075072B**	**075073**	**075074**	**075075**
CHF la boîte de 100	**NC -**	**74,85 -**	**74,85 -**	**NC -**	**74,95 -**	**74,85 -**	**71,60 -**
Volume (µl)	4	5	6	6,66	7	8	9
Longueur (mm)	32	32	38	42	45	44	49
ø ext. x ø int. (mm)	0,84 x 0,4	0,93 x 0,44	0,9 x 0,45	0,86 x 0,34	0,9 x 0,45	0,9 x 42	0,9 x 0,48
Référence	**075076**	**075077B**	**075078**	**075110**	**075079**	**075080**	**075081**
CHF la boîte de 100	**71,55 -**	**NC -**	**71,60 -**	**74,85 -**	**71,55 -**	**71,60 -**	**71,55 -**
Volume (µl)	10	15	20	25	30	35	40
Longueur (mm)	41	54	64	65	78	70	46
ø ext. x ø int. (mm)	0,8 x 0,56	0,86 x 0,6	0,9 x 0,63	0,97 x 0,70	0,97 x 0,70	1 x 0,8	1,4 x 1
Référence	**075082**	**075083**	**075084**	**075085**	**075086**	**075087**	**075088**
CHF la boîte de 100	**74,95 -**	**71,60 -**	**74,95 -**	**71,60 -**	**71,60 -**	**71,55 -**	**74,95 -**
Volume (µl)	44,7	50	75	80	100	200	-
Longueur (mm)	52	100	101	91	116	127	-
ø ext. x ø int. (mm)	1,4 x 1	1,1 x 0,8	1,3 x 0,9	1,4 x 1	1,4 x 1	1,9 x 1,5	-
Référence	**075089**	**075090**	**075091**	**075092**	**075094**	**075095**	-
CHF la boîte de 100	**71,60 -**	**74,95 -**	**71,60 -**	**74,95 -**	**74,95 -**	**74,85 -**	-

Sur demande, des capillaires d'autres volumes sont livrables.

Tubes à hématocrite



Tubes à hématocrite en verre

- **Tubes capillaire à hématocrite en verre**
- **Code couleur**
- **Capillaire de haute précision**
- **Longueur : 75 mm ou 100 mm**
- **Avec ou sans héparine**

Référence	Désignation	Code couleur	Longueur (mm)	ø ext. (mm)	ø int. (mm)	Volume approximatif (µl)	Unité d'emb.	CHF/ unité d'emb.
090525	Tube hématocrite	Bleu	75	1,3 - 1,4	0,9 - 1	60	10 x 100	**30,95 -**
090526	Tube hématocrite	Bleu	75	1,5 - 1,6	1,1 - 1,2	75	10 x 100	**30,95 -**
090527	Tube hématocrite héparine de sodium	Rouge	75	1,3 - 1,4	0,9 - 1	60	10 x 100	**35,35 -**
090528	Tube hématocrite héparine de sodium	Rouge	75	1,5 - 1,6	1,1 - 1,2	75	10 x 100	**35,35 -**
090529	Tube hématocrite héparine de sodium	Sans	100	1,5 - 1,6	1,1 - 1,2	100	10 x 100	**63 -**
090530	Tube hématocrite héparine d'ammonium	Vert	75	1,3 - 1,4	0,5 - 0,6	18	10 x 100	**74,25 -**
090531	Plaque de cire						3	**14,25 -**

Tubes à hématocrite en plastique 75 mm

Tube capillaire en polycarbonate Plasticrit de précision comparable au verre. Pas de risque de casse. Ces capillaires répondent aux normes FDA et CDC.

Référence	Désignation	Unités/ boîte	CHF/ boîte
075127	Tube hématocrite polycarbonate 75 mm	200	**46,70 -**
075128	Tube hématocrite polycarbonate hépariné 75 mm	200	**53,40 -**

Tubes à hématocrite en verre recouvert de Mylar Hemato-Clad

Tube en verre recouvert d'un plastifiant, le Mylar.
Protège l'utilisateur des fragments de verre et des aérosols en cas de casse.

Référence	Désignation	Unités/ boîte	CHF/ boîte
075129	Tube hématocrite Mylar 75 mm	200	**47,90 -**
075130	Tube hématocrite Mylar hépariné 75 mm	200	**56,90 -**