Micro-injecteurs Nanoject Drummond

Micropipette d'injection de nano-volumes.

Pour électrophysiologie, stéréotaxie et injection animaux.

Equipée d'un moteur à déplacement positif d'une extrême précision, la micropipette Nanoject II garantit la répétitivité et la précision des volumes distribués à l'aide de capillaires.
Nanoject III programmable sur le volume d'injection, la vitesse, le nombre d'injections et l'interval entre deux injections.

Les deux Nanoject sont livrées complets avec :
- la micropipette d'injection ;
- le boîtier de contrôle électronique ;
- 1 boîte de capillaire L = 8,8 mm ;
- 1 boîte de capillaire L = 17,7 mm ;
- 1 aiguille 30G pour remplissage de capillaire ;
- adaptateur universel de fixation Nanoject
- accessoires d'entretien.

Le micromanipulateur est à commander séparément.





	Nanoject II	Nanoject III
Gamme de volumes (nanolitres)	2,3 - 69	0,06 - 999,9
Vitesse d'injection (nanolitres/sec)	23 - 46	10 - 200
Programmable	Non	8 configurables
O-Ring	3	Non
Référence	**075058**	**075250**
CHF	**NC -**	**NC -**

Accessoires

Référence	Désignation	CHF
075059	Capillaire L = 8,8 cm	**NC -**
075060	Capillaire L = 17,7 cm	**NC -**
075062	Aiguille 30G	**NC -**
075063	Interrupteur à pédale optionnel pour Nanoject II	**NC -**
075251	Interrupteur à pédale optionnel pour Nanoject III	**NC -**







Micromanipulateur

Micromanipulateur adapté à l'usage du Nanoject II, avec ajustement par vis micrométrique (1/100e mm).
- Axe des x : course 37 mm
- Axe des y : course 20 mm
- Axe des z : course 25 mm

Il se fixe sur une base inclinable ou un support fixe (cf. schéma).
L x l : 130 x 60 mm.

Référence	Désignation	CHF
075064	Micromanipulateur (position à gauche)	**NC -**
075065	Micromanipulateur (position à droite)	**NC -**
075067	Adaptateur universel de fixation Nanoject	**NC -**
075068	Support fixe avec tiges	**NC -**


075064


075065

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com