Microtubes 3810 Eppendorf

	Eppendorf quality™	PCR Clean
		
Volume (ml)	1,5	1,5
Diamètre (mm)	10,8	10,8
Hauteur (mm)	41	41
Matière	Polypropylène vierge	Polypropylène vierge
Stérile	Non	Non
Type de bouchon	Snap	Snap
Autoclavable	Oui	Oui
Vitesse max de centrifugation (g)	30000	30000
Graduation	Oui	Oui
Zone de marquage	Oui sur tube et bouchon	Oui sur tube et bouchon
Températures d'utilisation	-86 °C à +100 °C	-86° C à +100 °C
Spécificités	Ouverture facile et fermeture sécurisée ; sans agent de démoulage, plastifiants ni biocides	Qualité PCR Clean : exempt de DNases, RNases, d'ADN humain et d'inhibiteurs de PCR Ouverture facile et fermeture sécurisée ; sans agent de démoulage, plastifiants ni biocides
Unités/carton	Boîte de 1000 microtubes	Boîte de 1000 microtubes
Naturel	**033511**	**033510**
Jaune	**033512**	-
Rouge	**033514**	-
Vert	**033513**	-
Bleu	**033528**	-
CHF/carton	**NC -**	**NC -**

Microtubes Safe-Lock Eppendorf

	Eppendorf quality™			Biopur		
						
Volume (ml)	0,5	1,5	2	0,5	1,5	2
Diamètre (mm)	7,8	10,8	10,8	7,8	10,8	10,8
Hauteur (mm)	31	41	42	31	41	42
Matière	Polypropylène vierge			Polypropylène vierge		
Stérile	Non			Oui		
Type de bouchon	Snap Safe-Lock			Snap Safe-Lock		
Autoclavable	Oui			Oui		
Vitesse max de centrifugation (g)	30000	30000	25000	22000		
Graduation	Oui			Oui		
Zone de marquage	Oui sur tube et bouchon			Oui sur tube et bouchon		
Températures d'utilisation	-86 °C à +100 °C			-86 °C à +100 °C		
Spécificités	Système de verrouillage sécurisé, évitant toute ouverture accidentelle ; sans agent de démoulage, plastifiants ni biocides			Qualité Biopur® : exempt de DNases, RNases, d'ADN humain et bactérien, d'endotoxines, d'ATP et d'inhibiteurs de PCR ; système de verrouillage sécurisé, évitant toute ouverture accidentelle ; sans agent de démoulage, plastifiants ni biocides		
Unités/carton	Boîte de 500 microtubes	Boîte de 1000 microtubes	Boîte de 1000 microtubes	50 microtubes emballés individuellement	100 microtubes emballés individuellement	100 microtubes emballés individuellement
Naturel	**033283**	**033290**	**033297**	**033304**	**033305**	**033306**
CHF/carton	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Jaune	**033284**	**033291**	**033298**	-	-	-
Rouge	**033285**	**033292**	**033299**	-	-	-
Vert	**033287**	**033294**	**033301**	-	-	-
Bleu	**033286**	**033293**	**033300**	-	-	-
Assortis*	**033289**	**033296**	**033303**	-	-	-
Ambré	**033288**	**033295**	**033302**	-	-	-
CHF/carton	**NC -**	**NC -**	**NC -**	-	-	-

*(naturel, jaune, rouge, vert et bleu)