Microtubes standard ClearLine®

Volume (ml)	1,5		2	
Diamètre (mm)	10,8	10,8	10,8	10,8
Hauteur (mm)	41	41	42	42
Matière	Polypropylène vierge			
Stérile	Non			
Type de bouchon	Snap ; perçable			
Autoclavable	Oui			
Vitesse max de centrifugation (g)	25000			
Graduation	Oui sur tube et bouchon			
Zone de marquage	Oui			
Températures d'utilisation	-80 °C à +121 °C			
Spécificités	Exempt de DNases, RNases, d'ADN humain, d'endotoxines, d'ATP et d'inhibiteurs de PCR ; marquage CE IVD			
Unités/carton	2 sachets refermables de 500 microtubes	1000 tubes	2 sachets refermables de 500 microtubes	1000 tubes
Réf. coloris naturel	**390689**	**390690**	**390691**	**390692**
CHF/carton	**29 -**	**23,85 -**	**30,95 -**	**27,25 -**



Microtubes Clear-Lock ClearLine®





Volume (ml)	0,5				1,5				2			
Diamètre (mm)	7,8	7,8	7,8	7,8	10,66	10,66	10,66	10,66	10,73	10,73	10,73	10,73
Hauteur (mm)	30	30	30	30	38	38	38	38	40,1	40,1	40,1	40,1
Matière	Polypropylène vierge											
Stérile	Non	Non	Oui	Oui	Non	Non	Oui	Oui	Non	Non	Oui	Oui
Type de bouchon	Snap Clear-Lock ; perçable											
Autoclavable	Oui											
Vitesse max de centrifugation (g)	30000											
Graduation	Oui oui sur tube et bouchon											
Zone de marquage	Oui											
Températures d'utilisation	-80 °C à +121 °C											
Spécificités	Exempt de DNases, RNases, d'ADN humain, d'endotoxines, d'ATP et d'inhibiteurs de PCR ; marquage CE IVD ; Système de verrouillage sécurisé, évitant toute ouverture accidentelle											
Unités/carton	Sachet de 500 microtubes	Boîte de 500 microtubes	50 microtubes emballés individuellement	5 sachets de 100 microtubes	Sachet de 1000 microtubes	2 boîtes de 500 microtubes	100 microtubes emballés individuellement	4 sachets de 50 microtubes	sachet de 1000 microtubes	2 boîtes de 500 microtubes	100 microtubes emballés individuellement	4 sachets de 50 microtubes
Réf. coloris naturel	**390931A**	**390929**	**395018**	**395019**	**390903**	**390901**	**390940**	**395020**	**390904**	**390902**	**390941**	**395021**
CHF/carton	**20,65 -**	**32,60 -**	**40,25 -**	**65,50 -**	**28,90 -**	**37,05 -**	**75,40 -**	**30,10 -**	**31,05 -**	**40 -**	**78,40 -**	**30,20 -**

Starter Kit Tube - ClearLine®

Composition du pack

- 500 microtubes CLEAR-LOCK 0,5 ml
- 1000 microtubes CLEAR-LOCK 1,5 ml
- 1000 microtubes CLEAR-LOCK 2 ml
- 500 tubes CLEAR-LOCK 5 ml
- 1 rouleau de 1000 étiquettes cryo 9,5 mm blanc
- 1 rouleau de 1000 étiquettes cryo 33 x 13 mm blanc

Référence	Désignation	CHF
999842	Kit de démarrage ClearLine® Tube	**264,30 -**



Prix indicatifs. Consultez www.milian.com

Microtubes 3810 Eppendorf

	Eppendorf quality™	PCR Clean
		
Volume (ml)	1,5	1,5
Diamètre (mm)	10,8	10,8
Hauteur (mm)	41	41
Matière	Polypropylène vierge	Polypropylène vierge
Stérile	Non	Non
Type de bouchon	Snap	Snap
Autoclavable	Oui	Oui
Vitesse max de centrifugation (g)	30000	30000
Graduation	Oui	Oui
Zone de marquage	Oui sur tube et bouchon	Oui sur tube et bouchon
Températures d'utilisation	-86 °C à +100 °C	-86° C à +100 °C
Spécificités	Ouverture facile et fermeture sécurisée ; sans agent de démoulage, plastifiants ni biocides	Qualité PCR Clean : exempt de DNases, RNases, d'ADN humain et d'inhibiteurs de PCR Ouverture facile et fermeture sécurisée ; sans agent de démoulage, plastifiants ni biocides
Unités/carton	Boîte de 1000 microtubes	Boîte de 1000 microtubes
Naturel	**033511**	**033510**
Jaune	**033512**	-
Rouge	**033514**	-
Vert	**033513**	-
Bleu	**033528**	-
CHF/carton	**77,30 -**	**50,50 -**

Microtubes Safe-Lock Eppendorf

	Eppendorf quality™			Biopur		
						
Volume (ml)	0,5	1,5	2	0,5	1,5	2
Diamètre (mm)	7,8	10,8	10,8	7,8	10,8	10,8
Hauteur (mm)	31	41	42	31	41	42
Matière	Polypropylène vierge			Polypropylène vierge		
Stérile	Non			Oui		
Type de bouchon	Snap Safe-Lock			Snap Safe-Lock		
Autoclavable	Oui			Oui		
Vitesse max de centrifugation (g)	30000	30000	25000	22000		
Graduation	Oui			Oui		
Zone de marquage	Oui sur tube et bouchon			Oui sur tube et bouchon		
Températures d'utilisation	-86 °C à +100 °C			-86 °C à +100 °C		
Spécificités	Système de verrouillage sécurisé, évitant toute ouverture accidentelle ; sans agent de démoulage, plastifiants ni biocides			Qualité Biopur® : exempt de DNases, RNases, d'ADN humain et bactérien, d'endotoxines, d'ATP et d'inhibiteurs de PCR ; système de verrouillage sécurisé, évitant toute ouverture accidentelle ; sans agent de démoulage, plastifiants ni biocides		
Unités/carton	Boîte de 500 microtubes	Boîte de 1000 microtubes	Boîte de 1000 microtubes	50 microtubes emballés individuellement	100 microtubes emballés individuellement	100 microtubes emballés individuellement
Naturel	**033283**	**033290**	**033297**	**033304**	**033305**	**033306**
CHF/carton	**53,30 -**	**53,90 -**	**73,50 -**	**36,50 -**	**37,30 -**	**49,70 -**
Jaune	**033284**	**033291**	**033298**	-	-	-
Rouge	**033285**	**033292**	**033299**	-	-	-
Vert	**033287**	**033294**	**033301**	-	-	-
Bleu	**033286**	**033293**	**033300**	-	-	-
Assortis*	**033289**	**033296**	**033303**	-	-	-
Ambré	**033288**	**033295**	**033302**	-	-	-
CHF/carton	**76,90 -**	**82,30 -**	**107 -**	-	-	-

*(naturel, jaune, rouge, vert et bleu)

Microtubes Safe-Lock Eppendorf

	PCR Clean								
	Standard			Protein LoBind®			DNA LoBind®		
									
Volume (ml)	0,5	1,5	2	0,5	1,5	2	0,5	1,5	2
Diamètre (mm)	7,8	10,8	10,8	7,8	10,8	10,8	7,8	10,8	10,8
Hauteur (mm)	31	41	42	31	41	42	31	41	42
Matière	Polypropylène vierge			Polypropylène					
Stérile	Non								
Type de bouchon	Snap Safe-Lock								
Autoclavable	Oui								
Vitesse max de centrifugation (g)	30000	30000	25000	18000	18000	18000	30000	30000	25000
Graduation	Oui								
Zone de marquage	Oui sur tube et bouchon								
Températures d'utilisation	-86 °C à +100 °C								
Spécificités	Qualité PCR Clean : exempt de DNases, RNases, d'ADN humain et d'inhibiteurs de PCR ; système de verrouillage sécurisé, évitant toute ouverture accidentelle ; sans agent de démoulage, plastifiants ni biocides			Matériau protein LoBind, polymère spécial créant une surface hydrophile qui garantit une récupération maximale des échantillons ; qualité PCR Clean : exempt de DNases, RNases, d'ADN humain et d'inhibiteurs de PCR ; système de verrouillage sécurisé, évitant toute ouverture accidentelle ; sans agent de démoulage, plastifiants ni biocides			Matériau ADN LoBind, combinaison de technologies de fabrication spéciales et de lots sélectionnés garantissant une récupération de pratiquement 100 % des molécules d'ADN/ARN ; sans revêtement de surface afin d'éliminer le risque de contamination des échantillons ; qualité PCR Clean : exempt de DNases, RNases, d'ADN humain et d'inhibiteurs de PCR ; système de verrouillage sécurisé, évitant toute ouverture accidentelle ; sans agent de démoulage, plastifiants ni biocides		
Unités/carton	Boîte de 500 microtubes	Boîte de 1000 microtubes		2 sachets de 50 microtubes			5 sachets de 50 microtubes		
Coloris naturel	**033307**	**033508**	**033509**	**033867**	**033868**	**033869**	**033870**	**033871**	**033872**
CHF/carton	**59 -**	**59 -**	**80,20 -**	**17 -**	**12,70 -**	**20,30 -**	**31,90 -**	**17,60 -**	**21 -**

	Forensic DNA		
			
Volume (ml)	0,5	1,5	2
Diamètre (mm)	7,8	10,8	10,8
Hauteur (mm)	31	41	42
Matière	Polypropylène vierge		
Stérile	Non		
Type de bouchon	Snap Safe-Lock		
Autoclavable	Oui		
Vitesse max de centrifugation (g)	30000		
Graduation	Oui		
Zone de marquage	Oui sur tube et bouchon		
Températures d'utilisation	-86 °C à +100 °C		
Spécificités	Qualité Forensic DNA : exempt de DNases, RNases, d'ADN humain et d'inhibiteurs de PCR ; système de verrouillage sécurisé, évitant toute ouverture accidentelle ; sans agent de démoulage, plastifiants ni biocides		
Unités/carton	Boîte de 500 microtubes		
Coloris naturel	**933933**	**933934**	**933935**
CHF/carton	**64,10 -**	**33,30 -**	**45,70 -**



Prix indicatifs. Consultez www.milian.com

Microtubes Safeseal Mµlti





Volume (ml)	0,65	1,5	2
Diamètre int. (mm)	6,4	9,19	10,95
Hauteur sans bouchon (mm)	29,97	38,98	39,12
Matière	Polypropylène		
Stérile	Non		
Type de bouchon	Snap Safeseal		
Autoclavable	Oui		
Vitesse max de centrifugation (g)	26 000 g		
Graduation	Oui		
Zone de marquage	Oui		
Températures d'utilisation	-80 °C à +121 °C		
Spécificités	Bouchon conçu pour des fermetures et d'ouvertures répétées tout en assurant une bonne fermeture ; exempt de DNases, RNases, d'endotoxines, d'ADN humain et d'inhibiteurs de PCR		

Unités/carton	Sachet de 1000 microtubes	20 sachets de 1000 microtubes	Boîte contenant 1 sachet de 1000 microtubes	10 sachets de 1000 microtubes	5 sachets de 200 microtubes	Sachet de 500 microtubes	10 sachets de 1000 microtubes	Sachet de 1000 microtubes	Boîte contenant 1 sachet de 500 microtubes	10 sachets de 500 microtubes	Sachet de 400 micro-tubes	Sachet de 800 micro-tubes	Boîte contenant 1 sachet de 400 microtubes	10 sachets de 400 microtubes
Naturel	**017030A**	**017030**	**129240**	**-**	**-**	**037840**	**017040**	**017040A**	**129250**	**-**	**012000A**	**01220A**	**129260**	**-**
Jaune	**-**	**-**	**-**	**011190**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**011560**	**-**	**-**	**-**	**012040**
Vert	**-**	**-**	**-**	**011080**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**011450**	**-**	**-**	**-**	**011940**
Bleu	**-**	**-**	**-**	**011060**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**011430**	**-**	**-**	**-**	**011920**
Rose	**-**	**-**	**-**	**011120**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**011490**	**-**	**-**	**-**	**011980**
Violet	**-**	**-**	**-**	**011170**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**012020**
Assortis	**-**	**-**	**-**	**-**	**027540**	**-**	**-**	**-**	**-**	**011590**	**-**	**-**	**-**	**-**
CHF/carton	**28,65 -**	**417,85 -**	**38,55 -**	**494,40 -**	**45,80 -**	**31,15 -**	**398,70 -**	**41,90 -**	**20,95 -**	**302,65 -**	**36,15 -**	**39,80 -**	**20,95 -**	**398,60 -**

*(naturel, jaune, rouge, vert et bleu)

Microtubes Low Binding



Volume (ml)	0,65	1,5	2
Diamètre int.(mm)	6,4	9,19	10,95
Hauteur sans bouchon (mm)	29,97	38,98	39,12
Matière	Polypropylène		
Stérile	Non		
Type de bouchon	Snap		
Autoclavable	Oui		
Vitesse max de centrifugation (g)	24 000		
Graduation	Oui		
Zone de marquage	Oui		
Spécificités	Bouchon conçu pour des fermetures et ouvertures répétées tout en assurant une bonne fermeture ; faible adsorption des protéines ; exempt de DNases, RNases, d'endotoxines, d'ADN humain et d'inhibiteurs de PCR		
Unités/carton	Sachet de 500 microtubes	250 microtubes	2 sachets de 500 microtubes
Réf. coloris naturel	**027200**	**027210**	**012180**
CHF/carton	**45,80 -**	**20,05 -**	**207,40 -**

Microtubes nez de dauphin



Volume (ml)	2
Diamètre interne (mm)	11,02
Hauteur sans bouchon (mm)	39,75
Matière	Polypropylène
Stérile	Non
Type de bouchon	Snap
Autoclavable	Oui
Vitesse max de centrifugation (g)	15 000
Graduation	Oui
Zone de marquage	Oui
Températures d'utilisation	-80 °C à +121 °C
Spécificités	Fond idéal pour la récupération du culot ; exempt de DNases, RNases, d'endotoxines, d'ADN humain et d'inhibiteurs de PCR
Unités/carton	1000 microtubes
Coloris naturel	**027270**
CHF/carton	**91,40 -**

Microtubes Biosigma





Volume (ml)		1,5		2
Diamètre (mm)	10,8	10,8	10,8	10,8
Hauteur (mm)	41	41	41	41
Matière	Polypropylène			
Stérile	Non			
Bouchon	Oui	Oui	Non	Oui
Type de bouchon	Snap perçable	Snap perçable	-	Snap perçable
Autoclavable	Oui			
Vitesse max de centrifugation (g)	25 000			
Graduation	Oui			
Zone de marquage	Oui sur tube et bouchon			
Températures d'utilisation	-80 °C à +121 °C			
Spécificités	Marquage CE IVD			
Unités/carton	Sachet refermable de 500 microtubes	Sachet refermable de 1000 microtubes		
Réf. tube seul naturel	-	-	**390526**	-
Naturel	**390525**	-	-	**390524**
Jaune	-	**390536**	-	-
Vert	-	**390538**	-	-
Bleu	-	**390535**	-	-
Rose	-	**390537**	-	-
CHF/carton	**13,60 -**	**18,65 -**	**17,45 -**	**23,90 -**


Microtubes Greiner Bio-One



Volume (ml)	0,5	1,5			2
Diamètre (mm)	7,7	9,12	10,45	9,12	9,31
Hauteur (mm)	31,9	39	39	39	40,25
Matière	Polypropylène				
Stérile	Non				
Bouchon	Oui	Oui	Non	Oui	Oui
Type de bouchon	Snap	Snap	-	Snap	Snap
Autoclavable	Oui	Oui	Oui	Non	Oui
Vitesse max de centrifugation (g)	18 000	18 000	18 000	18 000	16 000
Graduation	Non	Oui	Non	Oui	Oui
Zone de marquage	Non	Oui	Oui	Oui	Oui
Températures d'utilisation	-80 °C à +121 °C	-80 °C à +121 °C	-80 °C à +121 °C	-80 °C à +100 °C	-80 °C à +121 °C
Spécificités	Exempt de DNases, RNases, d'ADN humain et d'endotoxines ; faible trace de métaux lourd ; compatible Viatron	Exempt de DNases, RNases, d'ADN humain et d'endotoxines ; faible trace de métaux lourd			
Unités/carton	1000 microtubes	500 microtubes	500 microtubes	8 sachets de 500 microtubes	500 microtubes
Réf. tube seul naturel	-	-	**618201**	-	-
Naturel	**667201**	**616201**	-	-	**623201**
Noir	-	-	-	**616283**	-
CHF/carton	**83,05 -**	**17,55 -**	**117,05 -**	**186,50 -**	**33,15 -**

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com

Microtubes EasyFit® Treff®

	CleanRoom Pure®				LoTrace® DNA	
EasyFit®						
Volume (ml)	0,5		1,5		0,5	1,5
Diamètre (mm)	10	10	12,8	12,8	10	12,8
Hauteur (mm)	30	30	38,8	38,8	30	38,8
Matière	Polypropylène vierge	Polypropylène vierge	Polypropylène vierge	Polypropylène vierge	Polypropylène vierge	Polypropylène vierge
Stérile	Non	Oui	Non	Oui	Non	Non
Type de bouchon	Snap EasyFit®					
Autoclavable	oui					
Vitesse max de centrifugation (g)	30000					
Graduation	Oui					
Zone de marquage	Oui					
Températures d'utilisation	-195 °C à +121 °C					
Spécificités	Pour un usage général ; ouverture facile ; fabrication salle blanche classe 8 selon la norme ISO 14644-1 ; exempt de DNases, RNases, d'ADN humain, d'endotoxines, d'ATP et d'inhibiteurs de PCR				Faible adhérence de l'ADN ; pour un usage général ; ouverture facile ; fabrication salle blanche classe 8 selon la norme ISO 14644-1 ; exempt de DNases, RNases, d'ADN humain, d'endotoxines, d'ATP et d'inhibiteurs de PCR	
Unités/carton	500 microtubes		1000 microtubes		2000 microtubes	1000 microtubes
Naturel	**034001**	**034159**	**034013**	**034013S**	**982748**	**982749**
Jaune	**034003**	-	**034015**	-	-	-
Vert	**034004**	-	**034016B**	-	-	-
Bleu	**034005**	-	**034017**	-	-	-
Rose	**034002**	-	**034014**	-	-	-
CHF/carton	**35,90 -**	**58,50 -**	**37,05 -**	**34,75 -**	**267,80 -**	**117,25 -**





➤ **CapLock :**
Capuchons totalement étanches, verrouillage double prévenant l'ouverture du capuchon lors de l'incubation



➤ **EasyFit :**
Pour utilisation générale et stockage



➤ **ClickFit :**
Fermeture renforcée, particulièrement adaptée aux applications de chauffage

Microtubes ClickFit® Treff®

ClickFit®



	CleanRoom Pure®				LoTrace® DNA					
Volume (ml)	0,5	1,5	2		0,5	1,5	2	0,5	1,5	2
Diamètre (mm)	10	12,8	12,8	12,8	10	12,8	12,8	10	12,8	12,8
Hauteur (mm)	30	38,8	40	40	30	38,8	40	30	38,8	40
Matière	Polypropylène vierge				Polypropylène					
Stérile	Non	Non	Non	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Type de bouchon	Snap ClickFit®									
Autoclavable	Oui									
Vitesse max de centrifugation (g)	30 000	30 000	20 000	20 000	30 000	30 000	20 000	30 000	30 000	20 000
Graduation	Oui									
Zone de marquage	Oui									
Temp. d'utilisation	-190 °C à +121 °C									
Spécificités	Pour un usage général avec fermeture renforcée ; idéal pour les applications nécessitant le chauffage du microtube ; fabrication salle blanche classe 8 selon la norme ISO 14644-1 ; exempt de DNases, RNases, d'ADN humain, d'endotoxines, d'ATP et d'inhibiteurs de PCR				Faible adhérence de l'ADN ; pour un usage général avec fermeture renforcée ; idéal pour les applications nécessitant le chauffage du microtube ; fabrication salle blanche classe 8 selon la norme ISO 14644-1 ; exempt de DNases, RNases, d'ADN humain, d'endotoxines, d'ATP et d'inhibiteurs de PCR			LightBlock pour les échantillons photosensibles ; faible adhérence de l'ADN ; pour un usage général avec fermeture renforcée ; idéal pour les applications nécessitant le chauffage du microtube ; fabrication salle blanche classe 8 selon la norme ISO 14644-1 ; exempt de DNases, RNases, d'ADN humain, d'endotoxines, d'ATP et d'inhibiteurs de PCRTP		
Unités/carton	500 microtubes	1000 microtubes	500 microtubes	500 microtubes	2000 microtubes	1000 microtubes	1000 microtubes	500 microtubes	1000 microtubes	500 microtubes
Naturel	-	**034019**	**034033**	**034158**	**982750**	**982751**	**982752**	-	-	-
Haute transparence	**034009**	**034031**	-	-	-	-	-	-	-	-
Jaune	-	**034021**	**034035**	-	-	-	-	-	-	-
Vert	-	**034022**	**034036**	-	-	-	-	-	-	-
Bleu	-	**034023**	**034037**	-	-	-	-	-	-	-
Rose	-	**034020**	**034034**	-	-	-	-	-	-	-
Noir	-	-	-	-	-	-	-	**034008B**	**034024B**	**034126**
CHF/carton	**41,45 -**	**38,60 -**	**22,30 -**	**51,90 -**	**278,20 -**	**121,55 -**	**140,20 -**	**13,80 -**	**176,80 -**	**33,95 -**

Microtubes CapLock® Treff®

CapLock®



	CleanRoom Pure®			LoTrace® DNA		
Volume (ml)	0,5	1,5	2	0,5	1,5	2
Diamètre (mm)	10	12,8	12,8	10	12,8	12,8
Hauteur (mm)	30	38,8	40	30	38,8	40
Matière	Polypropylène vierge					
Stérile	Non					
Type de bouchon	Snap CapLock®					
Autoclavable	Oui					
Vitesse max de centrifugation (g)	30 000	30 000	20 000	30 000	30 000	20 000
Graduation	Oui					
Zone de marquage	Oui					
Températures d'utilisation	-190 °C à +121 °C					
Spécificités	Système de verrouillage sécurisé double Lock®, évitant toute ouverture accidentelle ; fabrication salle blanche classe 8 selon la norme ISO 14644-1 ; exempt de DNases, RNases, d'ADN humain, d'endotoxines, d'ATP et d'inhibiteurs de PCR			Faible adhérence de l'ADN ; système de verrouillage sécurisé double Lock®, évitant toute ouverture accidentelle ; fabrication salle blanche classe 8 selon la norme ISO 14644-1 ; exempt de DNases, RNases, d'ADN humain, d'endotoxines, d'ATP et d'inhibiteurs de PCR		
Unités/carton	500 microtubes	1000 microtubes	500 microtubes	2000 microtubes	1000 microtubes	1000 microtubes
Réf. coloris naturel	**982855**	**982856**	**982857**	**982753**	**982754**	**982755**
CHF/carton	**48,35 -**	**45,50 -**	**48,35 -**	**311,60 -**	**133,90 -**	**155,80 -**

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com

Microtubes Superspin™ Labcon



Volume (ml)	1,5
Diamètre (mm)	12,2
Hauteur (mm)	40,64
Matière	Polypropylène
Stérile	Non
Autoclavable	Oui
Vitesse max de centrifugation (g)	40000
Graduation	Oui
Zone de marquage	Oui
Coloris	Ultra-transparent
Températures d'utilisation	-80 °C à +122 °C
Spécificités	Surface ultra lisse, low binding ; exempt de DNases, RNases, d'ADN humain, d'endotoxines (< 0,05 EU/ ml), d'ATP et d'inhibiteurs de PCR ; Certifié faible taux de métaux (< 1 ppm)
Unités/carton	10 sachets refermables de 500 microtubes
Naturel	**949832**
Jaune	**949834**
Rouge	**949836**
Vert	**949839**
Bleu	**949838**
Violet	**949837**
Orange	**949835**
Assortis*	**949840**
Ambré	**949833**
CHF/carton	**291,20 -**

*(jaune, rouge, vert, bleu, orange)

Microtubes SuperClear™ Labcon



Volume (ml)	0,5	1,7	2
Diamètre (mm)	7,7	10,3	10,1
Hauteur (mm)	30,2	39,3	39,3
Matière	Polypropylène		
Stérile	Non		
Type de bouchon	Snap	Snap	Snap perçable
Autoclavable	Oui		
Vitesse max de centrifugation (g)	35000		
Graduation	Oui		
Zone de marquage	Oui		
Coloris	Ultra-transparent		
Températures d'utilisation	-80 °C à +122 °C		
Spécificités	Exempt de DNases, RNases, d'ADN humain, d'endotoxines (< 0,05 EU/ ml), d'ATP et d'inhibiteurs de PCR ; certifié faible taux de métaux (< 1 ppm)		
Unités/carton	10 sachets refermables de 1000 microtubes	10 sachets refermables de 500 microtubes	10 sachets refermables de 500 microtubes
Naturel	**949841**	**949831**	**949865**
Jaune	**949842**	**950685**	**949867**
Rouge	**949844**	**950687**	**949869**
Vert	**949847**	**950690**	**949872**
Bleu	**949846**	**950689**	**949871**
Violet	**949845**	**950688**	**949870**
Orange	**949843**	**950686**	**949868**
Assortis*	**949848**	**950691**	**949873**
Ambré	-	-	**949866**
CHF/carton	**543,40 -**	**453,70 -**	**499,20 -**


*(jaune, rouge, vert, bleu, orange)

Microtubes SuperSlik™ Labcon



Volume (ml)	0,5	1,5	1,7
Diamètre (mm)	7,7	10,3	10,1
Hauteur (mm)	30,2	39,3	39,3
Matière	Polypropylène		
Stérile	Non	Non	Oui
Autoclavable	Oui		
Vitesse max de centrifugation (g)	20 000	20 000	15 000
Graduation	Oui		
Zone de marquage	Oui		
Coloris	Transparent	Transparent	Transparent
Températures d'utilisation	-80 °C à +122 °C	-80 °C à +122 °C	-80 °C à +122 °C
Spécificités	Faible adosption des protéines ; exempt de DNases, RNases, d'ADN humain, d'endotoxines (< 0,05 EU/ ml), d'ATP et d'inhibiteurs de PCR ; certifié faible taux de métaux (< 1 ppm)		
Unités/carton	10 sachets refermables de 500 microtubes	10 sachets refermables de 250 microtubes	10 sachets refermables de 500 microtubes
Réf. Naturel	**949849**	**949864**	**949860**
CHF/carton	**378,30 -**	**299 -**	**617,50 -**

Microtubes Viewpoint™ Labcon



Volume (ml)	1,5
Diamètre (mm)	10,3
Hauteur (mm)	39,3
Matière	Polypropylène
Stérile	Non
Autoclavable	Oui
Vitesse max de centrifugation (g)	40 000
Graduation	Oui
Zone de marquage	Oui
Coloris	Translucide à +5 °C ; bleu ciel à +4 °C ; bleu foncé à partir de 0 °C
Températures d'utilisation	-80 °C à +121 °C
Spécificités	Exempt de DNases, RNases, endotoxines (< 0,05 EU/ ml) et ATP ; certifié faible taux de métaux (< 1 ppm) ; marquage CE IVD ; conforme IATA 95 kPa pour le transport d'agents infectieux ; conforme U.S.P Classe VI ; recyclable ; Protection contre UV quand le tube devient bleu foncé
Unités/carton	10 sachets de 100 tubes
Réf. Naturel	**950664**
CHF/carton	**464,60 -**

Microtubes Simport®



Volume (ml)	1,5
Matière	Polypropylène
Stérile	Non
Type de bouchon	Snap Secure-Lock™ ; perçable
Autoclavable	Oui
Vitesse max. de centrifugation (g)	20 000
Graduation	Oui
Zone de marquage	Oui
Températures d'utilisation	-175 °C à +121 °C
Spécificités	Système de verrouillage sécurisé, évitant toute ouverture accidentelle ; exempt de DNases, RNases, d'ADN et d'endotoxines
Unités/carton	Sachet refermable de 500 microtubes
Référence	**040210**
CHF/carton	**40,40 -**

Microtubes Hamilton



Volume (ml)	1,5		
Matière	Polypropylène		
Stérile	Non	Non	Oui
Bouchon	Oui		
Type de bouchon	Snap ouverture par pression à l'arrière du bouchon / bouchon autobloquant à 90 °C		
Autoclavable	Oui		
Vitesse max de centrifugation (g)	15 000	15 000	15 000
Graduation	Oui		
Zone de marquage	Oui		
Températures d'utilisation	-80 °C à +121 °C		
Spécificités	-	Exempt de DNases, RNases et d'endotoxines	Exempt de DNases, RNases, d'ADN humain, d'endotoxines, d'ATP et d'inhibiteurs de PCR
Unités/carton	4 sachets de 500 microtubes	4 sachets de 500 microtubes	20 sachets de 100 microtubes
Réf. coloris naturel	**199204**	**199205**	**199206**
CHF/carton	**162,60 -**	**188,05 -**	**300,30 -**




Prix indicatifs. Consultez www.milian.com

MICROTUBES À BOUCHON SNAP

Microtubes polypropylène avec bouchon snap

			 		Assortis standard  Assortis fluo  		
Volume (ml)	0,5						
Diamètre (mm)	7,5	7,7	7,7	7,9	7,7	-	-
Hauteur (mm)	31,25	30,2	30,2	31,3	30,2	-	-
Matière	Polypropylène						
Stérile	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui	Non
Type de bouchon	Snap	Snap	Snap	Snap	Snap	Snap ; perçable	Snap
Autoclavable	Oui						
Vitesse max de centrif. (g)	11000	20000	20000	18000	20000	28000	15000
Jupe	Non						
Graduation	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Zone de marquage	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Coloris	Translucide	Transparent	Transparent	Excellente transparence	Excellente transparence	Excellente transparence	Opaque
Températures d'utilisation		-80 °C à +121 °C	-80 °C à +121 °C	-70 °C à +121 °C	-80 °C à +121 °C	-80 °C à +121 °C	-100 °C à +121 °C
Spécificités	Marquage CE-IVD	Exempt de DNases, RNases, d'ADN humain, d'endotoxines, d'ADN et d'inhibiteurs de PCR ; surface faible adsorption	Exempt de DNases, RNases	Bouchon à fermeture renforcée	Bouchon à fermeture renforcée ; exempt de DNases, RNases, d'ADN humain, d'endotoxines, d'ADN et d'inhibiteurs de PCR	Bouchon à fermeture sécurisée ; exempt de DNases, RNases et d'endotoxines	Bouchon à fermeture renforcée ; pour échantillons photosensibles
Unités/carton	Sachet de 1000 microtubes	Sachet de 500 microtubes	Boîte réutilisable de 500 microtubes	Sachet de 1000 microtubes	Sachet de 1000 microtubes	Sachet de 500 microtubes	Sachet 500 microtubes
Naturel	**391233**	**045513**	**045400**	**499002**	**840587**	**062911**	-
Blanc	-	-	-	-	-	-	-
Jaune	-	-	-	-	**840592**	-	-
Rouge	-	-	-	-	**840590**	-	-
Vert	-	-	-	-	**840589**	-	-
Bleu	-	-	-	-	**840588**	-	-
Violet	-	-	-	-	**840591**	-	-
Orange	-	-	-	-	**045519**	-	-
Assortis	-	-	-	-	**840593**	**062912**	-
Ambré	-	-	-	-	**045520**	-	-
Noir	-	-	-	-	-	-	**141101**
CHF/carton	**22,55 -**	**94,30 -**	**62,70 -**	**24,70 -**	**101,10 -**	**47,75 -**	**79,30 -**

Microtubes polypropylène avec bouchon snap (suite)



Volume (ml)	0,6				
Matière	Polypropylène				
Stérile	Non	Non	Non	Oui	Oui
Type de bouchon	Snap ; perçable	Snap ; perçable	Snap Safelock	Snap Safelock	Snap Safelock
Autoclavable	Oui				
Vitesse max de centrif. (g)	20000	20000	30000	30000	30000
Jupe	Non				
Graduation	Oui				
Zone de marquage	Oui	Oui	Oui sur tube et bouchon	Oui sur tube et bouchon	Oui sur tube et bouchon
Coloris	Translucide	Translucide	Translucide	Translucide	Translucide
Températures d'utilisation	-40 °C à +121 °C				
Spécificités	Exempt de DNases, RNases, d'ADN humain, d'endotoxines	Matériau à très faible adhésion qui garantit une récupération maximale des échantillons ; exempt de DNases, RNases, d'ADN humain, d'endotoxines	Système de verrouillage sécurisé, évitant toute ouverture accidentelle ; exempt de DNases, RNases, d'ADN, d'endotoxines et d'ATP		
Unités/carton	Sachet refermable de 1000 microtubes	Sachet refermable de 500 micotubes	20 sachets de 50 microtubes	10 sachets de 100 microtubes	500 microtubes emballés individuellement
Naturel	**054814**	**054818**	**038488**	**038486**	**038487**
CHF/carton	**39 -**	**71,25 -**	**33,55 -**	**38,90 -**	**53,10 -**



Volume (ml)	1,5							
Diamètre (mm)	-	-	-	10,7	10,7	-	10,86	10,8
Hauteur (mm)	-	-	-	41	41	-	39,96	39,9
Matière	Polypropylène							
Stérile	Non	Oui	Oui	Non	Oui	Non	Non	Non
Type de bouchon	snap Safelock	snap Safelock	snap Safelock	Snap ; large	Snap	Snap ; perçable	Snap	Snap
Autoclavable	Oui							
Vitesse max de centrif. (g)	24000	24000	24000	20000	20000	20000	11000	30000
Jupe	Non							
Graduation	Oui							
Zone de marquage	Oui sur tube et bouchon	Oui sur tube et bouchon	Oui sur tube et bouchon	Oui	Oui	Oui	Non	Oui
Coloris	Translucide	Translucide	Translucide	Excellente transparence	Transparent	Translucide	Translucide	Excellente transparence
Températures d'utilisation	-80 °C à +121 °C	-80 °C à +121 °C	-80 °C à +121 °C	-80 °C à +121 °C	-80 °C à +121 °C	-40 °C à +121 °C	-	-70 °C à +121 °C
Spécificités	Système de verrouillage sécurisé, évitant toute ouverture accidentelle ; exempt de DNases, RNases, d'ADN, d'endotoxines et d'ATP			Exempt de DNases, RNases, d'ADN humain, d'endotoxines, d'ADN et d'inhibiteurs de PCR	Exempt de DNases, RNases	Exempt de DNases, RNases, d'ADN humain, d'endotoxines	-	Bouchon à fermeture renforcée
Unités/carton	10 sachets de 50 microtubes	10 sachets de 50 microtubes	500 microtubes emballés individuellement	10 sachets de 500 microtubes	Boîte réutilisable de 250 microtubes	Sachet de 500 microtubes	Sachet de 1000 microtubes	Sachet de 1000 microtubes
Naturel	**038485**	**038483**	**038484**	**048048**	**045401B**	**054817**	**391232**	**499001**
CHF/carton	**19,80 -**	**25,30 -**	**56,80 -**	**361,40 -**	**34,75 -**	**19,80 -**	**24,10 -**	**29,90 -**

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com

Microtubes polypropylène avec bouchon snap (suite)













Volume (ml)	1,5						
Diamètre (mm)	-	10,7	10,7	10,7	10,86	-	-
Hauteur (mm)	-	41	41	41	39,06	-	-
Matière	Polypropylène						
Stérile	Oui	Non	Non	Oui	Non	Oui	Non
Type de bouchon	Snap ; perçable	Snap	Snap ; large	Snap	Snap ; perçable	Snap ; perçable	Snap
Autoclavable	Oui						
Vitesse max. de centrif. (g)	28000	20000	20000	20000	15000	28000	15000
Jupe	Non						
Graduation	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Oui	Oui
Zone de marquage	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Oui	Oui
Coloris	Excellente transparence	Excellente transparence	Excellente transparence	Excellente transparence	Translucide	Excellente transparence	Opaque
Températures d'utilisation	-90 °C à +121 °C	-80 °C à +121 °C	-80 °C à +121 °C	-80 °C à +121 °C	-	-90 °C à +121 °C	-100 °C à +121 °C
Spécificités	Bouchon à fermeture sécurisée ; exempt de DNases, RNases et d'endotoxines	Bouchon à fermeture renforcée ; exempt de DNases, RNases, d'ADN humain, d'endotoxines, d'ADN et d'inhibiteurs de PCR	Exempt de DNases, RNases, d'ADN humain, d'endotoxines, d'ADN et d'inhibiteurs de PCR	Matériau à très faible adhésion qui garantit une récupération maximale des échantillons ; exempt de pyrogènes, RNase, DNase convient aux travaux sur protéines d'ADN ou d'ARN surface spécifique hydrophobe	-	Bouchon à fermeture sécurisée ; exempt de DNases, RNases et d'endotoxines	Bouchon à fermeture renforcée ; pour échantillons photosensibles
Unités/carton	10 sachets de 50 microtubes	500 microtubes	500 microtubes	250 microtubes	1000 microtubes	500 microtubes	500 microtubes
Naturel	**062931**	**048002**	**-**	**045514**	**391212**	**062901**	**-**
Jaune	**-**	**840601**	**840620**	**045553**	**391212J**	**062908**	**-**
Rouge	**-**	**840599**	**840618**	**045536**	**-**	**062903**	**-**
Vert	**-**	**840598**	**840616**	**045552**	**391212V**	**062904**	**-**
Bleu	**-**	**840597**	**840615**	**045554**	**391212B**	**062902**	**-**
Rose	**-**	**-**	**-**	**-**	**391212R**	**-**	**-**
Violet	**-**	**840600**	**840619**	**-**	**-**	**062907**	**-**
Orange	**-**	**045537**	**840617**	**-**	**-**	**062905**	**-**
Assortis	**-**	**840602**	**048000**	**-**	**-**	**062909**	**-**
Assortis fluo	**-**	**045424**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Ambré	**-**	**045521**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Noir	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**062906**	**141100**
CHF/carton	**40,40 -**	**41,70 -**	**41,55 -**	**52 -**	**21,35 -**	**62,80 -**	**79,30 -**

Microtubes polypropylène avec bouchon snap (suite)





Volume (ml)	1,75	
Matière	Polypropylène	Polypropylène
Stérile	Non	Non
Type de bouchon	Snap ; perçable	Snap ; perçable
Autoclavable	Oui	Oui
Vitesse max de centrif. (g)	20000	20000
Jupe	Non	Non
Graduation	Oui	Oui
Zone de marquage	Oui	Oui
Coloris	Translucide	Transparent
Températures d'utilisation	-40 °C à +121 °C	-40 °C à +121 °C
Spécificités	Exempt de DNases, RNases, d'ADN humain, d'endotoxines	Matériau à très faible adhésion qui garantit une récupération maximale des échantillons ; exempt de DNases, RNases, d'ADN humain, d'endotoxines
Unités/carton	Sachet refermable de 500 microtubes	Sachet refermable de 250 microtubes
Naturel	**054815**	**054820B**
CHF/carton	**22,15 -**	**36,95 -**















Volume (ml)	2									
Diamètre (mm)	-	-	-	10,06	-	-	-	13	10,06	9,7
Hauteur (mm)	-	-	-	41	-	-	-	40,9	41	43,1
Matière	Polypropylène									
Stérile	Oui	Non	Non	Non	Non	Oui	Oui	Non	Non	Non
Type de bouchon	Snap ; perçable	Snap ; perçable	Snap ; perçable	Snap	Snap Safelock	Snap Safelock	Snap Safelock	Snap	Snap	Snap
Autoclavable	Oui									
Vitesse max de centrif. (g)	28000	20000	20000	20000	25000	25000	25000	18000	20000	16000
Jupe	Non									Oui
Graduation	Oui									Oui
Zone de marquage	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui sur tube et bouchon			Oui	Oui	Oui
Coloris	Excellente transparence	Translucide	Transparent	Excellente transparence	Translucide			Excellente transparence	Excellente transparence	Translucide
Températures d'utilisation	-90 °C à +121 °C	-40 °C à +121 °C	-40 °C à +121 °C	-80 °C à +121 °C	-80 °C à +121 °C	-80 °C à +121 °C	-80 °C à +121 °C	-70 °C à +121 °C	-80 °C à +121 °C	-80 °C à +120 °C
Spécificités	Bouchon à fermeture sécurisée ; exempt de DNases, RNases et d'endotoxines	Exempt de DNases, RNases, d'ADN humain, d'endotoxines	Matériau à très faible adhésion qui garantit une récupération maximale des échantillons ; exempt de DNases, RNases, d'ADN humain, d'endotoxines	Matériau à très faible adhésion qui garantit une récupération maximale des échantillons ; exempt de pyrogènes, RNases, DNases convient aux travaux sur protéines d'ADN ou d'ARN surface spécifique hydrophobe	Système de verrouillage sécurisé, évitant toute ouverture accidentelle ; exempt de DNases, RNases, d'ADN, d'endotoxines et d'ATP			Bouchon à fermeture renforcée	Bouchon à fermeture renforcée ; exempt de DNases, RNases, d'ADN humain, d'endotoxines, d'ADN et d'inhibiteurs de PCR	Exempt de DNases, RNases, d'endotoxines
Unités/carton	Sachet de 500 microtubes	Sachet refermable de 500 microtubes	Sachet refermable de 250 microtubes	Sachet refermable de 250 microtubes	10 sachets de 50 microtubes		500 microtubes emballés individ.	Sachet de 1000 microtubes	Sachet de 500 microtubes	Sachet de 500 microtubes
Naturel	**062910**	**054816**	**054821B**	**045515**	**038491**	**038489**	**038490**	**499003**	**840607**	**978252**
Jaune	-	-	-	-	-	-	-	-	**840613**	-
Rouge	-	-	-	-	-	-	-	-	**840611**	-
Vert	-	-	-	-	-	-	-	-	**840609**	-
Bleu	-	-	-	-	-	-	-	-	**840608**	-
Violet	-	-	-	-	-	-	-	-	**840612**	-
Orange	-	-	-	-	-	-	-	-	**840610**	-
Assortis	-	-	-	-	-	-	-	-	**048008**	-
Ambré	-	-	-	-	-	-	-	-	**840614**	-
CHF/carton	**50,05 -**	**22,95 -**	**16,05 -**	**61,75 -**	**76,70 -**	**69,90 -**	**53,10 -**	**33,70 -**	**47,70 -**	**68,75 -**

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com

Microtubes polypropylène sans bouchon







Volume (ml)	0,6	1,5		2	
Diamètre (mm)	8	10,5	10,8	12,7	10,77
Hauteur (mm)	-	39	39,9	43	39,32
Matière	Polypropylène				
Stérile	Non	Non	Non	Non	Non
Bouchon	Non				
Autoclavable	Oui	Oui	Oui	Oui	-
Vitesse max de centrif. (g)	17000	15000	17000	17000	20000
Jupe	Non				
Graduation	Oui	Non	Oui	Oui	Oui
Zone de marquage	Oui	Non	Oui	Oui	Oui
Coloris	Translucide				
Températures d'utilisation	-80 °C à +121 °C	-	-80 °C à +121 °C	-80 °C à +121 °C	-80 °C à +121 °C
Spécificités	Exempt de DNases, RNases, d'endotoxines	-	Exempt de DNases, RNases, d'endotoxines	Exempt de DNases, RNases, d'endotoxines	Exempt de DNases, RNases, d'ADN humain, d'endotoxines, d'ADN et d'inhibiteurs de PCR
Unités/carton	1000 microtubes	1000 microtubes	1000 microtubes	1000 microtubes	500 microtubes
Réf. tube seul naturel	**077232**	**391208**	**077233**	**077234**	**045516**
CHF/carton	**63,15 -**	**22,50 -**	**75,45 -**	**95,95 -**	**78,70 -**

Réf. bouchon naturel	-	-	**077235**		-
Unités/carton	-	-	1000 bouchons		-
CHF/carton	-	-	**40,40 -**		-

Microtubes polyéthylène




Volume (ml)	0,250	0,5
Diamètre (mm)	.	5,5
Hauteur (mm)	.	47,5
Matière	Polyéthylène	
Stérile	Non	
Type de bouchon	Snap	
Autoclavable	Non	
Vitesse max de centrif. (g)	-	11000
Jupe	Non	
Graduation	Non	
Zone de marquage	Non	
Coloris	Translucide	
Spécificités	-	Type Beckman
Unités/carton	1000 microtubes	100 microtubes
Réf. naturel	**245495**	**391178**
CHF/carton	**111 -**	**28,55 -**

Ouvre-microtubes



Coloris	Jaune	Orange	Vert	Bleu	Rouge
Référence	**982884**	**982885**	**982886**	**982887**	**982888**
CHF	**1,45 -**	**1,45 -**	**1,45 -**	**1,45 -**	**1,45 -**

Cavaliers pour microtubes



Cavaliers de verrouillage empêchant toute ouverture accidentelle des microtubes de toute marque.
Autoclavables. 6 coloris panachés : rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet.
Déconseillés sous azote liquide.

Référence	Pour microtubes	Unités/ carton	CHF/ carton
045427	1,5 ml	100	**83,65 -**

TUBES 5 ML À BOUCHON SNAP CLEARLINE/ EPPENDORF

Tubes 5 ml Clear-Lock ClearLine®



Volume (ml)	5		
Diamètre (mm)	16,6		
Hauteur (mm)	56,5		
Matière	Polypropylène vierge		
Stérile	Non	Non	Oui
Type de bouchon	Snap Clear-Lock ; perçable		
Autoclavable	Oui		
Vitesse max de centrif. (g)	21000		
Graduation	Oui		
Zone de marquage	Oui sur tube et bouchon		
Températures d'utilisation	-80 °C à +121 °C		
Spécificités	Exempt de DNases, RNases, d'ADN humain, d'endotoxines, d'ATP et d'inhibiteurs de PCR ; marquage CE IVD ; système de verrouillage sécurisé, évitant toute ouverture accidentelle		
Unités/carton	Sachet de 500 tubes	2 boîtes de 100 tubes	50 tubes emballés individuellement
Naturel	**390932A**	**390930A**	**395022**
CHF/carton	**116,95 -**	**53,40 -**	**42,90 -**

Tubes 5 ml Eppendorf

	Eppendorf quality™	Stérile	Biopur®	Forensic DNA	PCR Clean		
						Protein LoBind®	DNA LoBind®
Volume (ml)	5						
Diamètre (mm)	16,7						
Hauteur (mm)	60						
Matière	Polypropylène						
Stérile	Non	Oui	Oui	Non	Non	Non	Non
Autoclavable	Oui						
Vitesse max de centrif. (g)	25000						
Graduation	Oui ; incrément 0,5 ml						
Zone de marquage	Oui						
Températures d'utilisation	-86 °C à +80 °C						
Spécificités	Fermeture sécurisée ; sans agent de démoulage, plastifiants ni biocides	Qualité stérile: exempt d'endotoxines ; fermeture sécurisée ; sans agent de démoulage, plastifiants ni biocides	Qualité Biopur®: exempt de DNases, RNases, d'ADN humain et bactérien, d'endotoxines, d'ATP et d'inhibiteurs de PCR ; fermeture sécurisée ; sans agent de démoulage, plastifiants ni biocides	Qualité Forensic DNA : exempt de DNases, RNases, d'ADN humain et d'inhibiteurs de PCR ; fermeture sécurisée ; sans agent de démoulage, plastifiants ni biocides	Qualité PCR Clean : exempt de DNases, RNases, d'ADN humain et d'inhibiteurs de PCR ; fermeture sécurisée ; sans agent de démoulage, plastifiants ni biocides	Matériau protein LoBind®, polymère spécial créant une surface hydrophile qui garantit une récupération maximale des échantillons ; qualité PCR Clean : exempt de DNases, RNases, d'ADN humain et d'inhibiteurs de PCR ; fermeture sécurisée ; sans agent de démoulage, plastifiants ni biocides	Combinaison de technologies de fabrication spéciales et de lots sélectionnés garantissant une récupération de pratiquement 100 % des molécules d'ADN/ARN ; sans revêtement de surface afin d'éliminer le risque de contamination des échantillons ; qualité PCR Clean : exempt de DNases, RNases, d'ADN humain et d'inhibiteurs de PCR ; fermeture sécurisée ; sans agent de démoulage, plastifiants ni biocides
Unités/carton	2 sachets de 100 tubes	10 sachets de 20 tubes	50 tubes emballés individuellement	4 sachets de 50 tubes	2 sachets de 100 tubes	2 sachets de 50 tubes	4 sachets de 50 tubes
Naturel	**933006**	**933008**	**933009**	**933937**	**933007**	**933010**	**933011**
Ambré	**999532**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
CHF/carton	**61,70 -**	**59,80 -**	**59,80 -**	**61,50 -**	**54,20 -**	**51,50 -**	**65,30 -**

Starter pack Tubes® 5 ml PCR clean

Réf.	Désignation	CHF
933012	Contient : - 400 tubes (2 paquets de 200) - 2 racks blancs (12 positions) - 8 adaptateurs universels pour rotors de tubes coniques 15 ml	**172 -**

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com

TUBES 5 ML ET 25 ML À BOUCHON SNAP EPPENDORF / GREINER BIO-ONE / LABCON

Tubes 25 ml Eppendorf

eppendorf

	Eppendorf quality™	Stérile	PCR Clean
			
Volume (ml)	25		
Diamètre (mm)	29,6		
Hauteur (mm)	83		
Matière	Polypropylène		
Stérile	Non	Oui	Non
Autoclavable	Oui		
Vitesse max de centrif. (g)	17000		
Graduation	Oui ; incrément de 2,5 à partir de 5 ml jusqu'à 25 ml	Oui ; incrément de 2,5 à partir de 5 ml jusqu'à 25 ml	Oui ; incrément de 2,5 à partir de 5 ml jusqu'à 25 ml
Zone de marquage	Oui	Oui	Oui
Températures d'utilisation	-86 °C à +100 °C	-86 °C à +100 °C	-86 °C à +100 °C
Spécificités	Fermeture sécurisée ; sans agent de démoulage, plastifiants ni biocides	Qualité stérile : exempt d'endotoxines ; fermeture sécurisée ; sans agent de démoulage, plastifiants ni biocides	Qualité PCR Clean : exempt de DNases, RNases, d'ADN humain et d'inhibiteurs de PCR fermeture sécurisée ; sans agent de démoulage, plastifiants ni biocides
Unités/carton	5 sachets de 40 tubes	6 sachets de 25 tubes	5 sachets de 40 tubes
Naturel	**934350**	**934352**	**934351**
CHF/carton	**69,60 -**	**62 -**	**74,80 -**

Starter pack tubes 25 ml PCR Clean

Contenu du pack

- **200 tubes 25 ml**
- **4 portoirs individuels**
- **6 adaptateurs pour centrifugation**

Référence	Désignation	CHF
934353	Starter pack tubes 25 ml à capuchon snap	**123 -**

Accessoires

Réf.	Désignation	Unités/ carton	CHF/ carton
934360	Set de 4 adaptateurs et d'un outils de prélèvement pour SmartBlock 50 ml	1	**179 -**
934361	Adaptateurs tubes 25 ml à snap pour centrifugation	6	**35,50 -**

Tubes 5 ml Greiner Bio-One


greiner BIO-ONE



Volume (ml)	5	
Diamètre (mm)	16,6	
Hauteur (mm)	56,6	
Matière	Polypropylène	
Stérile	Non	Oui
Autoclavable	Oui	
Vitesse max de centrif. (g)	25000	
Graduation	Oui	
Zone de marquage	Oui	
Coloris	Haute clarté	
Températures d'utilisation	-80 °C à +121 °C	
Spécificités	Exempt de DNases, RNases, d'ADN humain et d'endotoxines ; faible trace de métaux lourd	
Unités/carton	10 sachets de 100 tubes	5 sachets de 200 tubes
Naturel	**622201**	**622261**
CHF/carton	**354,30 -**	**371,85 -**

Tubes 5 ml SuperClear™ Labcon

labcon



Volume (ml)	5	
Diamètre (mm)	16,6	
Hauteur (mm)	56,6	
Matière	Polypropylène	
Stérile	Non	
Type de bouchon	Snap ; perçable	
Autoclavable	Oui	
Vitesse max de centrif. (g)	25000	
Graduation	Oui ; incrément 0,5 ml	
Zone de marquage	Oui	
Températures d'utilisation	-80 °C à +122 °C	
Spécificités	Exempt de DNases, RNases, d'ADN humain, d'endotoxines (<0,05 EU/ ml), d'ATP et d'inhibiteurs de PCR ; Certifié faible taux de métaux (<1 ppm)	
Unités/carton	10 sachets de 250 tubes	10 sachets de 200 tubes
Naturel	**949874**	-
Assortis (jaune, rouge, vert, bleu)	-	**949876**
Ambré	**949875**	-
CHF/carton	**671,95 -**	**652,60 -**

Tubes 5 ml à bouchon ClickLock plat



Volume (ml)	5	
Diamètre (mm)	15,8	
Hauteur (mm)	60,2	
Matière	Polypropylène	
Stérile	Non	Oui
Type de bouchon	Snap ; perçable	
Autoclavable	Oui	
Vitesse max de centrif. (g)	25000	
Graduation	Oui ; incrément 0,5 ml	
Zone de marquage	Oui sur tube et bouchon	
Températures d'utilisation	-90 °C à +121 °C	-40 °C à +121 °C
Spécificités	Exempt de DNases, RNases, d'ADN humain, et d'endotoxines	
Unités/carton	2 sachets de 100 tubes	10 sachets de 20 tubes
Naturel	**040923**	**040929**
Jaune	**040927**	-
Rouge	**040926**	-
Vert	**040925**	-
Bleu	**040924**	-
Ambré	**040928**	**040930**
CHF/carton	**70,90 -**	**91,05 -**


Tubes 5 ml à bouchon ClickLock pour insert



Volume (ml)	5	
Diamètre (mm)	15,8	
Hauteur (mm)	60,2	
Matière	Polypropylène	
Stérile	Non	Oui
Type de bouchon	Snap ; perçable	
Autoclavable	Oui	
Vitesse max de centrif. (g)	25000	
Graduation	Oui ; incrément 0,5 ml	
Zone de marquage	Oui sur tube et bouchon	
Températures d'utilisation	-90 °C à +121 °C	-40 °C à +121 °C
Spécificités	Exempt de DNases, RNases, d'ADN humain, et d'endotoxines	
Unités/carton	2 sachets de 100 tubes	10 sachets de 20 tubes
Naturel	**040931**	**040937**
Jaune	**040935**	-
Rouge	**040934**	-
Vert	**040933**	-
Bleu	**040932**	-
Ambré	**040936**	**040938**
CHF/carton	**91,05 -**	**100,30 -**

Inserts

Bleu	Vert	Lilas	Rouge	Jaune	Unités/ sachet	Unités/ carton	CHF/ carton	2D	Unités/ sachet	Unités/ carton	CHF/ carton
040958	**040959**	**040960**	**040961**	**040962**	100	500	**93,25 -**	**040957**	100	500	**385,75 -**



Tubes 5 ml à bouchon snap



Volume (ml)	5							
Diamètre ext. (mm)	18	-	-	14,7	14,7	16,5	16,5	16,5
Hauteur avec bouchon (mm)	60	-	-	60,3	60,3	56	56	56
Matière	Polypropylène							
Stérile	Non	Non	Non	Oui	Oui	Non	Non	Oui
Bouchon	Non	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Type de bouchon	-	Snap	Snap	Snap	Snap	Snap ; perçable	Snap ; perçable	Snap ; perçable
Autoclavable	Oui							
Vitesse max de centrifugation (g)	5000	5000	25000	14000	14000	25000	25000	25000
Jupe	Oui	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Graduation	Oui ; Incrément 1 ml	Oui ; Incrément 1 ml	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Zone de marquage	Oui sur tube et bouchon	Oui sur tube et bouchon	Oui sur tube et bouchon	Oui sur tube et bouchon	Oui sur tube et bouchon	Oui	Oui	Oui
Coloris	-	-	-	-	-	haute clarté	haute clarté	haute clarté
Températures d'utilisation	-80 °C à +121 °C	-80 °C à +121 °C	-80 °C à +121 °C	-90 °C à 130 °C	-90 °C à 130 °C	-86 °C à +80 °C	-86 °C à +80 °C	-86 °C à +80 °C
Spécificités	-	-	Exempt de DNases, RNases et d'endotoxines	Exempt de DNases et RNases	Exempt de DNases et RNases	Exempt de DNases et RNases	Exempt de DNases et RNases	Exempt de DNases, RNases et d'endotoxines
Unités/carton	Sachet de 250 tubes	Sachet de 250 tubes	Sachet de 200 tubes	10 sachets de 20 tubes	Sachet de 25 tubes	2 sachets de 100 tubes	4 sachets de 50 tubes	10 sachets de 20 tubes
Naturel	**442069**	**442070**	**442071B**	**141102B**	-	**062616**	-	**062617**
Jaune	-	-	**442076B**	-	-	**062621**	-	-
Rouge	-	-	**442075B**	-	**141106**	**062618**	-	-
Vert	-	-	**442074B**	-	**141105**	**062620**	-	-
Bleu	-	-	**442073B**	-	**141103**	**062619**	-	-
Assortis (jaune, rouge, vert et bleu)	-	-	-	-	-	-	**062623**	-
Ambré	-	-	-	-	-	-	-	-
Noir	-	-	**442077B**	-	-	**062622**	-	-
CHF/carton	**126,90 -**	**127 -**	**58,85 -**	**82,45 -**	**29,90 -**	**124,95 -**	**124,95 -**	**141,35 -**

Cavalier Eppendorf



➤ **Cavalier pour tube Eppendorf de 5 ml, assurant la fermeture des couvercles à plus de 80 °C**

Référence	Désignation	Unités/ carton	CHF/ carton
933015	Cavalier pour tube Eppendorf de 5 ml	10	**28,60 -**

Accessoires pour tubes 5 ml

062625





062626

Réf.	Désignation	Unités/ carton	CHF/ carton
062625	Clip Caplock avec languette	20	**75,45 -**
062626	Adaptateur emplacement 15 ml pour tube 5 ml	4	**129,05 -**

Microtubes à bouchon vissant sans joint ClearLine®

Standard





Volume (ml)	0,5	1,5	2	0,5	1,5	2
Diamètre ext. (mm)	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20
Diamètre int. (mm)	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
Hauteur (mm)	46,2	46,2	46,5	47,5	47	47,8
Matière	Polypropylène vierge ; grade médical					
Stérile	Oui					
Autoclavable	Oui					
Vitesse max de centrifugation (g)	25000					
Jupe	Non	Non	Non	Oui	Oui	Oui
Graduation	Non	Oui	Oui	Non	Oui	Oui
Zone de marquage	Non	Oui	Oui	Non	Oui	Oui
Températures d'utilisation	-85 °C à +121 °C					
Spécificités	Conforme USP classe VI ; exempt de DNases, RNases et d'endotoxines ; marquage CE IVD					
Unités/carton	2 sachets de 500 microtubes					
Réf. bouchon naturel	**390627CL**	**390634CL**	**390646CL**	**390632CL**	**390640CL**	**390652CL**
CHF/carton	**137,90 -**	**139,20 -**	**142,45 -**	**137,90 -**	**139,20 -**	**137,65 -**

Pour insert





Volume (ml)	0,5	1,5	2	0,5	1,5	2
Diamètre ext. (mm)	10,20					
Diamètre int. (mm)	8,5					
Hauteur (mm)	48,8	48,2	48,4	49,2	49	49,8
Matière	Polypropylène vierge ; grade médical					
Stérile	Oui					
Autoclavable	Oui					
Vitesse max de centrifugation (g)	25000					
Jupe	Non	Non	Non	Oui	Oui	Oui
Graduation	Non	Oui	Oui	Non	Oui	Oui
Zone de marquage	Non	Oui	Oui	Non	Oui	Oui
Températures d'utilisation	-85 °C à +121 °C					
Spécificités	Conforme USP classe VI ; exempt de DNases, RNases et d'endotoxines ; marquage CE IVD					
Unités/carton	2 sachets de 500 microtubes					
Réf. bouchon naturel	**390629CL**	**390636CL**	**390648CL**	**390829CL**	**390642CL**	**390654CL**
CHF/carton	**137,80 -**	**139,25 -**	**142,45 -**	**137,90 -**	**139,25 -**	**137,65 -**

Pour insert avec attache





Volume (ml)	0,5	1,5	2	0,5	1,5	2
Diamètre ext. (mm)	10,20					
Diamètre int. (mm)	8,5					
Hauteur (mm)	48,8	48,2	48,4	49,2	49	49,8
Matière	Polypropylène vierge ; grade médical					
Stérile	Oui					
Autoclavable	Oui					
Vitesse max de centrifugation (g)	25000					
Jupe	Non	Non	Non	Oui	Oui	Oui
Graduation	Non	Oui	Oui	Non	Oui	Oui
Zone de marquage	Non	Oui	Oui	Non	Oui	Oui
Températures d'utilisation	-85 °C à +121 °C					
Spécificités	Conforme USP classe VI ; exempt de DNases, RNases et d'endotoxines ; marquage CE IVD					
Unités/carton	2 sachets de 500 microtubes					
Réf. bouchon naturel	**390631CL**	**390638CL**	**390650CL**	**390830CL**	**390644CL**	**390656CL**
CHF/carton	**141,90 -**	**146 -**	**149,85 -**	**141,90 -**	**146,10 -**	**149,85 -**

Tous les microtubes ClearLine® sont disponibles avec bouchon vissant de couleur

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com

Microtubes bouchon vissant avec joint ClearLine®

Standard





Volume (ml)	0,5	1,5	2	0,5	1,5	2
Diamètre ext. (mm)	10,20					
Diamètre int. (mm)	8,5					
Hauteur (mm)	46,2	46,2	46,2	47,5	47	47,8
Matière	Polypropylène vierge ; grade médical					
Stérile	Oui					
Autoclavable	Oui					
Vitesse max de centrifugation (g)	25000					
Jupe	Non	Non	Non	Oui	Oui	Oui
Graduation	Non	Oui	Oui	Non	Oui	Oui
Zone de marquage	Non	Oui	Oui	Non	Oui	Oui
Températures d'utilisation	-85 °C à +121 °C					
Spécificités	Conforme USP classe VI ; exempt de DNases, RNases et d'endotoxines ; marquage CE IVD					
Unités/carton	2 sachets de 500 microtubes					
Réf. bouchon naturel	**390418CL**	**390420CL**	**390422CL**	**390419CL**	**390421CL**	**390423CL**
CHF/carton	**150,90 -**	**156,05 -**	**159,75 -**	**150,90 -**	**156,05 -**	**157,75 -**

Pour insert





Volume (ml)	0,5	1,5	2	0,5	1,5	2
Diamètre ext. (mm)	10,20					
Diamètre int. (mm)	8,5					
Hauteur (mm)	48,8	48,2	48,4	49,2	49	49,8
Matière	Polypropylène vierge ; grade médical					
Stérile	Oui					
Autoclavable	Oui					
Vitesse max de centrifugation (g)	25000					
Jupe	Non	Non	Non	Oui	Oui	Oui
Graduation	Non	Oui	Oui	Non	Oui	Oui
Zone de marquage	Non	Oui	Oui	Non	Oui	Oui
Températures d'utilisation	-85 °C à +121 °C					
Spécificités	Conforme USP classe VI ; exempt de DNases, RNases et d'endotoxines ; marquage CE IVD					
Unités/carton	2 sachets de 500 microtubes					
Réf. bouchon naturel	**390424CL**	**390426CL**	**390428CL**	**390425CL**	**390427CL**	**390429CL**
CHF/carton	**150,90 -**	**156,05 -**	**156,05 -**	**150,90 -**	**156,05 -**	**159,25 -**

Pour insert avec attache





Volume (ml)	0,5	1,5	2	0,5	1,5	2
Diamètre ext. (mm)	10,20					
Diamètre int. (mm)	8,5					
Hauteur (mm)	48,8	48,2	48,4	49,2	49	49,8
Matière	Polypropylène vierge ; grade médical					
Stérile	Oui					
Autoclavable	Oui					
Vitesse max de centrifugation (g)	25000					
Jupe	Non	Non	Non	Oui	Oui	Oui
Graduation	Non	Oui	Oui	Non	Oui	Oui
Zone de marquage	Non	Oui	Oui	Non	Oui	Oui
Températures d'utilisation	-85 °C à +121 °C					
Spécificités	Conforme USP classe VI ; exempt de DNases, RNases et d'endotoxines ; marquage CE IVD					
Unités/carton	2 sachets de 500 microtubes					
Réf. bouchon naturel	**390430CL**	**390432CL**	**390434CL**	**390431CL**	**390433CL**	**390435CL**
CHF/carton	**183,80 -**	**187,40 -**	**191,15 -**	**184,95 -**	**187,40 -**	**191,15 -**

Tous les microtubes ClearLine® sont disponibles avec bouchon vissant de couleur

Microtubes sans bouchon



Volume (ml)	0,5		1,5		2	
Diamètre ext. (mm)	10,20					
Diamètre int. (mm)	8,5					
Hauteur (mm)	45,2	46,1	45,2	46,1	45,4	46,8
Matière	Polypropylène vierge ; grade médical					
Stérile	Non					
Bouchon	Non					
Autoclavable	Oui					
Vitesse max de centrifugation (g)	25000					
Jupe	Non	Oui	Non	Oui	Non	Oui
Graduation	Oui	Oui	Non	Non	Oui	Oui
Zone de marquage	Oui	Oui	Non	Non	Oui	Oui
Températures d'utilisation	-85 °C à +121 °C					
Spécificités	Conforme USP classe VI ; exempt de DNases, RNases et d'endotoxines ; marquage CE IVD					
Unités/carton	1000 microtubes					
Réf. bouchon naturel	**390436CL**	**390437CL**	**390438CL**	**390439CL**	**390440CL**	**390441CL**
CHF/carton	**40,30 -**	**40,30 -**	**40,30 -**	**40,30 -**	**40,30 -**	**40,30 -**

Bouchon



	Sans joint				Avec joint
	Standard		Pour insert	Pour insert avec attache	Standard
Matière	Polyéthylène vierge ; grade médical				
Spécificités	Exempt de DNases, RNases et d'endotoxines ; marquage CE IVD				
Unités/carton	1000 bouchons	500 bouchons	1000 bouchons	1000 bouchons	1000 bouchons
Naturel	**390442CL**	-	**390443CL**	**390444CL**	**390445CL**
Blanc	-	**390748CL**	-	-	-
Jaune	-	**390749CL**	-	-	-
Rouge	-	**390751CL**	-	-	-
Vert	-	**390752CL**	-	-	-
Bleu	-	**390747CL**	-	-	-
CHF/carton	**18,95 -**	**26,35 -**	**19,20 -**	**22,35 -**	**52,65 -**

Cap-Disks

- **Pour diversifier et organiser vos microtubes à souhait**
- **Inserts colorés à placer dans les capuchons vissants ClearLine® dédiés**

Couleur	Bleu ciel	Blanc	Jaune	Rose	Rouge	Vert	Panachés*
Référence	**390448**	**390449**	**390450**	**390451**	**390452**	**390453**	**390454**
CHF les 1000	**14,25 -**	**14,25 -**	**14,25 -**	**14,25 -**	**14,25 -**	**14,25 -**	**41 -**

* Toutes couleurs sauf blanc



MICROTUBES À BOUCHON VISSANT

Microtubes à vis Greiner Bio-One



Volume (ml)	1,5			2		
Diamètre ext. (mm)	11,3					
Hauteur (mm)	45,2	45,8	45,8	46,8	46,8	46,8
Matière	Polypropylène vierge ; grade médical					
Stérile	Non	Non	Oui	Non	Oui	Oui
Bouchon	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
Autoclavable	Oui					
Vitesse max de centrifugation (g)	20000	20000	20000	22000	22000	22000
Jupe	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Graduation	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Oui
Zone de marquage	Oui					
Températures d'utilisation	-80 °C à +121 °C					
Spécificités	Exempt de DNases, RNases, d'ADN et d'endotoxines ; Faible trace de métaux lourd					
Unités/carton	500 microtubes					
Réf. microtube seul	**716201**	**717201**	**-**	**722201**	**722251**	**-**
Réf. bouchon blanc	**-**	**-**	**717261**	**-**	**-**	**-**
Réf. bouchon naturel	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**073057**
CHF/carton	**50,15 -**	**47,20 -**	**137 -**	**53,70 -**	**145,30 -**	**180,45 -**


Bouchons avec joint pour microtubes à vis Greiner Bio-One


Matière	Polypropylène
Spécificités	Exempt de DNases, RNases, et d'ADN ; Faible trace de métaux lourd
Unités/carton	500 bouchons
Naturel	**366380**
Jaune	**366386**
Rouge	**366383**
Vert	**366385**
Bleu	**366384**
CHF/carton	**69,55 -**

Micrewtube® à bouchon vissant à lèvre de scellé Simport®

Simport

Plat





Volume (ml)	0,5			1,5					
Diamètre (mm)	11								
Hauteur (mm)	44								
Matière	Polypropylène								
Stérile	Non	Oui	Oui	Non	Oui	Oui	Non	Oui	Oui
Bouchon	Oui à vis avec lèvre de scellé								
Autoclavable	Oui sans bouchon								
Vitesse max de centrifugation (g)	17000	17000	17000	20000	20000	20000	17000	17000	17000
Jupe	Oui	Oui	Oui	Non	Non	Non	Oui	Oui	Oui
Graduation	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
Zone de marquage	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Températures d'utilisation	-196 °C à +121 °C								
Spécificités	Bouchon à lèvre de scellé étanche et évitant toute contamination ; sans agent de démoulage, plastifiants ni biocides ; exempt de DNases, RNases, d'ADN, d'endotoxines ; testé à 95 kPa								
Unités/carton	1000 microtubes	500 microtubes	500 microtubes	1000 microtubes	500 microtubes	500 microtubes	1000 microtubes	500 microtubes	500 microtubes
Réf. bouchon naturel	**039161**	**039343**	**039166**	**039162**	**039349**	**039167**	**039163**	**039346**	**039168**
CHF/carton	**294,15 -**	**180,25 -**	**252,40 -**	**294,15 -**	**210,65 -**	**252,40 -**	**294,15 -**	**210,65 -**	**252,40 -**

Micrewtube® à bouchon vissant à lèvre de scellé Simport® (suite)

Plat



Pour insert





	Plat						Pour insert		
Volume (ml)	2						0,5		
Diamètre (mm)	11								
Hauteur (mm)	44								
Matière	Polypropylène								
Stérile	Non	Oui	Oui	Non	Oui	Oui	Non	Oui	Oui
Bouchon	Oui à vis avec lèvre de scellé								
Autoclavable	Oui sans bouchon								
Vitesse max de centrifugation (g)	20000	20000	20000	17000	17000	17000	17000	17000	17000
Jupe	Non	Non	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Graduation	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
Zone de marquage	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Non	Oui
Températures d'utilisation	-196 °C à +121 °C								
Spécificités	Bouchon à lèvre de scellé étanche et évitant toute contamination ; sans agent de démoulage, plastifiants ni biocides ; exempt de DNases, RNases, d'ADN, d'endotoxines ; testé à 95 kPa								
Unités/carton	1000 microtubes	500 microtubes	500 microtubes	1000 microtubes	500 microtubes	500 microtubes	1000 microtubes	500 microtubes	500 microtubes
Réf. bouchon naturel	**039164**	**039355**	**039169**	**039165**	**039352**	**039170**	**039327**	**039328**	**039329**
CHF/carton	**288,85 -**	**180,25 -**	**252,40 -**	**294,15 -**	**180,30 -**	**228,20 -**	**251,70 -**	**180,25 -**	**252,40 -**


Pour insert







	Pour insert											
Volume (ml)	1,5						2					
Diamètre (mm)	11											
Hauteur (mm)	44											
Matière	Polypropylène											
Stérile	Non	Oui	Oui	Non	Oui	Oui	Non	Oui	Oui	Non	Oui	Oui
Bouchon	Oui à vis avec lèvre de scellé											
Autoclavable	Oui sans bouchon											
Vitesse max de centrifugation (g)	20000	20000	20000	17000	17000	17000	20000	20000	20000	17000	17000	17000
Jupe	Non	Non	Non	Oui	Oui	Oui	Non	Non	Non	Oui	Oui	Oui
Graduation	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
Zone de marquage	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
Températures d'utilisation	-196 °C à +121 °C											
Spécificités	Bouchon à lèvre de scellé étanche et évitant toute contamination ; sans agent de démoulage, plastifiants ni biocides ; exempt de DNases, RNases, d'ADN, d'endotoxines ; testé à 95 kPa											
Unités/carton	1000 microtubes	500 microtubes		1000 microtubes	500 microtubes		1000 microtubes	500 microtubes		1000 microtubes	500 microtubes	
Réf. bouchon naturel	**039333**	**039334**	**039335**	**039330**	**039331**	**039332**	**039339**	**039340**	**039341**	**039336**	**039337**	**039338**
CHF/carton	**294,15 -**	**210,65 -**	**252,40 -**	**294,15 -**	**180,25 -**	**228,20 -**	**294,15 -**	**180,30 -**	**252,40 -**	**251,75 -**	**210,65 -**	**252,40 -**


Micrewtube® à bouchon vissant à lèvre de scellé Simport® (suite)

	Pour insert avec attache								
Pour insert avec attache 									
Volume (ml)	0,5			1,5					
Diamètre (mm)	11								
Hauteur (mm)	44								
Matière	Polypropylène								
Stérile	Non	Oui	Oui	Non	Oui	Oui	Non	Oui	Oui
Bouchon	Oui à vis avec lèvre de scellé								
Autoclavable	Oui sans bouchon								
Vitesse max de centrifugation (g)	17000	17000	17000	20000	20000	20000	17000	17000	17000
Jupe	Oui	Oui	Oui	Non	Non	Non	Oui	Oui	Oui
Graduation	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
Zone de marquage	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
Températures d'utilisation	-196 °C à +121 °C								
Spécificités	Bouchon à lèvre de scellé étanche et évitant toute contamination ; sans agent de démoulage, plastifiants ni biocides ; exempt de DNases, RNases, d'ADN, d'endotoxines ; testé à 95 kPa								
Unités/carton	1000 microtubes	500 microtubes	500 microtubes	1000 microtubes	500 microtubes	500 microtubes	1000 microtubes	500 microtubes	500 microtubes
Réf. bouchon naturel	**039313**	**039314**	**039315**	**039319**	**039320**	**039321**	**039316**	**039317**	**039318**
CHF/carton	**490,85 -**	**234,75 -**	**266,65 -**	**490,85 -**	**234,75 -**	**277,90 -**	**490,85 -**	**234,75 -**	**228,25 -**

	Pour insert avec attache					
Pour insert avec attache 						
Volume (ml)	2					
Diamètre (mm)	11					
Hauteur (mm)	44					
Matière	Polypropylène					
Stérile	Non	Oui	Oui	Non	Oui	Oui
Bouchon	Oui à vis avec lèvre de scellé					
Autoclavable	Oui sans bouchon					
Vitesse max de centrifugation (g)	20000	20000	20000	17000	17000	17000
Jupe	Non	Non	Non	Oui	Oui	Oui
Graduation	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
Zone de marquage	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
Températures d'utilisation	-196 °C à +121 °C					
Spécificités	Bouchon à lèvre de scellé étanche et évitant toute contamination ; sans agent de démoulage, plastifiants ni biocides ; exempt de DNases, RNases, d'ADN, d'endotoxines ; testé à 95 kPa					
Unités/carton	1000 microtubes	500 microtubes	500 microtubes	1000 microtubes	500 microtubes	500 microtubes
Réf. bouchon naturel	**039324**	**039325**	**039326**	**039322**	**039342**	**039323**
CHF/carton	**490,85 -**	**234,75 -**	**618,30 -**	**490,85 -**	**234,75 -**	**266,65 -**

Micrewtube® à bouchon vissant avec joint Simport®

	Plat								
Plat 									
Volume (ml)	0,5			1,5					
Diamètre (mm)	11								
Hauteur (mm)	44								
Matière	Polypropylène								
Stérile	Non	Oui	Oui	Non	Oui	Oui	Non	Oui	Oui
Bouchon	Oui à vis avec lèvre de scellé								
Autoclavable	Oui								
Vitesse max de centrifugation (g)	17000	17000	17000	20000	20000	20000	17000	17000	17000
Jupe	Oui	Oui	Oui	Non	Non	Non	Oui	Oui	Oui
Graduation	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
Zone de marquage	Oui								
Températures d'utilisation	-196 °C à +121 °C								
Spécificités	Bouchon avec joint pour une étanchéité parfaite ; sans agent de démoulage, plastifiants ni biocides ; exempt de DNases, RNases d'ADN et d'endotoxines ; testé à 95 kPa								
Unités/carton	1000 microtubes	500 microtubes	500 microtubes	1000 microtubes	500 microtubes	500 microtubes	1000 microtubes	500 microtubes	500 microtubes
Réf. bouchon naturel	**039151**	**039156**	**039270**	**039152**	**039157**	**039309**	**039153**	**039158**	**039308**
CHF/carton	**406,65 -**	**286,70 -**	**341,40 -**	**406,65 -**	**286,70 -**	**341,60 -**	**348 -**	**286,70 -**	**341,60 -**


	Plat					
Plat 						
Volume (ml)	2					
Diamètre (mm)	11					
Hauteur (mm)	44					
Matière	Polypropylène					
Stérile	Non	Oui	Oui	Non	Oui	Oui
Bouchon	Oui à vis avec lèvre de scellé					
Autoclavable	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Vitesse max de centrifugation (g)	20000	20000	20000	17000	17000	17000
Jupe	Non	Non	Non	Oui	Oui	Oui
Graduation	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
Zone de marquage	Oui					
Températures d'utilisation	-196 °C à +121 °C					
Spécificités	Bouchon avec joint pour une étanchéité parfaite ; sans agent de démoulage, plastifiants ni biocides ; exempt de DNases, RNases d'ADN et d'endotoxines ; testé à 95 kPa					
Unités/carton	1000 microtubes	500 microtubes	500 microtubes	1000 microtubes	500 microtubes	500 microtubes
Réf. bouchon naturel	**039154**	**039159**	**039312**	**039155**	**039160**	**039311**
CHF/carton	**347,95 -**	**286,70 -**	**341,40 -**	**348 -**	**286,70 -**	**341,40 -**


Micrewtube® à bouchon vissant avec joint Simport®

	Pour insert								
Pour insert									
Volume (ml)	0,5			1,5					
Diamètre (mm)	11								
Hauteur (mm)	44								
Matière	Polypropylène								
Stérile	Non	Oui	Oui	Non	Oui	Oui	Non	Oui	Oui
Bouchon	Oui à vis avec lèvre de scellé								
Autoclavable	Oui								
Vitesse max de centrifugation (g)	17000	17000	17000	20000	20000	20000	17000	17000	17000
Jupe	Oui	Oui	Oui	Non	Non	Non	Oui	Oui	Oui
Graduation	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
Zone de marquage	-	-	Oui	-	-	Oui	-	-	Oui
Températures d'utilisation	-196 °C à +121 °C								
Spécificités	Bouchon avec joint pour une étanchéité parfaite ; sans agent de démoulage, plastifiants ni biocides ; exempt de DNases, RNases d'ADN et d'endotoxines ; testé à 95 kPa								
Unités/carton	1000 microtubes	500 microtubes	500 microtubes	1000 microtubes	500 microtubes	500 microtubes	1000 microtubes	500 microtubes	500 microtubes
Réf. bouchon naturel	**039296**	**039297**	**039298**	**039301**	**039302**	**039272**	**039299**	**039300**	**039271**
CHF/carton	**417,90 -**	**286,70 -**	**399,15 -**	**357,60 -**	**286,70 -**	**341,40 -**	**357,50 -**	**286,70 -**	**341,40 -**

	Pour insert					
Pour insert						
Volume (ml)	2					
Diamètre (mm)	11					
Hauteur (mm)	44					
Matière	Polypropylène					
Stérile	Non	Oui	Oui	Non	Oui	Oui
Bouchon	Oui à vis avec lèvre de scellé					
Autoclavable	Oui					
Vitesse max de centrifugation (g)	20000	20000	20000	17000	17000	17000
Jupe	Non	Non	Non	Oui	Oui	Oui
Graduation	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
Zone de marquage	-	-	Oui	-	-	Oui
Températures d'utilisation	-196 °C à +121 °C					
Spécificités	Bouchon avec joint pour une étanchéité parfaite ; sans agent de démoulage, plastifiants ni biocides ; exempt de DNases, RNases d'ADN et d'endotoxines ; testé à 95 kPa					
Unités/carton	1000 microtubes	500 microtubes	500 microtubes	1000 microtubes	500 microtubes	500 microtubes
Réf. bouchon naturel	**039305**	**039306**	**039274**	**039303**	**039304**	**039273**
CHF/carton	**357,50 -**	**335,05 -**	**341,55 -**	**357,50 -**	**286,70 -**	**341,40 -**

Micrewtube® à bouchon vissant avec joint Simport®

	Pour insert avec attache								
Pour insert avec attache 									
Volume (ml)	0,5			1,5					
Diamètre (mm)	11								
Hauteur (mm)	44								
Matière	Polypropylène								
Stérile	Non	Oui	Oui	Non	Oui	Oui	Non	Oui	Oui
Bouchon	Oui à vis avec lèvre de scellé								
Autoclavable	Oui								
Vitesse max de centrifugation (g)	17000	17000	17000	20000	20000	20000	17000	17000	17000
Jupe	Oui	Oui	Oui	Non	Non	Non	Oui	Oui	Oui
Graduation	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
Zone de marquage	-	-	Oui	-	-	Oui	-	-	Oui
Températures d'utilisation	-196 °C à +121 °C								
Spécificités	Bouchon avec joint pour une étanchéité parfaite ; sans agent de démoulage, plastifiants ni biocides ; exempt de DNases, RNases d'ADN et d'endotoxines ; testé à 95 kPa								
Unités/carton	1000 microtubes	500 microtubes	500 microtubes	1000 microtubes	500 microtubes	500 microtubes	1000 microtubes	500 microtubes	500 microtubes
Réf. bouchon naturel	**039258**	**039282**	**039283**	**039260**	**039288**	**039289**	**039259**	**039285**	**039286**
CHF/carton	**387,85 -**	**459 -**	**364,20 -**	**387,85 -**	**318,40 -**	**502,70 -**	**387,85 -**	**318,45 -**	**475,80 -**

	Pour insert avec attache					
Pour insert avec attache 						
Volume (ml)	2					
Diamètre (mm)	11					
Hauteur (mm)	44					
Matière	Polypropylène					
Stérile	Non	Oui	Oui	Non	Oui	Oui
Bouchon	Oui à vis avec lèvre de scellé					
Autoclavable	Oui					
Vitesse max de centrifugation (g)	20000	20000	20000	17000	17000	17000
Jupe	Non	Non	Non	Oui	Oui	Oui
Graduation	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
Zone de marquage	-	-	Oui	-	-	Oui
Températures d'utilisation	-196 °C à +121 °C					
Spécificités	Bouchon avec joint pour une étanchéité parfaite ; sans agent de démoulage, plastifiants ni biocides ; exempt de DNases, RNases d'ADN et d'endotoxines ; testé à 95 kPa					
Unités/carton	1000 microtubes	500 microtubes	500 microtubes	1000 microtubes	500 microtubes	500 microtubes
Réf. bouchon naturel	**039257**	**039294**	**039295**	**039256**	**039291**	**039292**
CHF/carton	**387,85 -**	**318,40 -**	**425,50 -**	**387,85 -**	**318,40 -**	**476,20 -**

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com

Micrewtube® à bouchon vissant inviolable avec joint Simport®

	Inviolable								
									
Volume (ml)	0,5			1,5					
Diamètre (mm)	11								
Hauteur (mm)	44								
Matière	Polypropylène								
Stérile	Non	Oui	Oui	Non	Oui	Oui	Non	Oui	Oui
Bouchon	Oui à vis avec joint								
Autoclavable	Oui								
Vitesse max de centrifugation (g)	17000	17000	17000	20000	20000	20000	17000	17000	17000
Jupe	Oui	Oui	Oui	Non	Non	Non	Oui	Oui	Oui
Graduation	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
Zone de marquage	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
Températures d'utilisation	-196 °C à +121 °C								
Spécificités	Bouchon avec bague d'inviolabilité ; sans agent de démoulage, plastifiants ni biocides ; exempt de DNases, RNases d'ADN et d'endotoxines								
Unités/carton	1000 microtubes	500 microtubes	500 microtubes	1000 microtubes	500 microtubes	500 microtubes	1000 microtubes	500 microtubes	500 microtubes
Réf. bouchon naturel	**040214**	**040213**	**040212**	**040220**	**040219**	**040218**	**040217**	**040216**	**040215**
CHF/carton	**1145,20 -**	**544,45 -**	**293,55 -**	**737,20 -**	**236,70 -**	**870,65 -**	**1105,10 -**	**279,65 -**	**653,95 -**

	Inviolable					
						
Volume (ml)	2					
Diamètre (mm)	11					
Hauteur (mm)	44					
Matière	Polypropylène					
Stérile	Non	Oui	Oui	Non	Oui	Oui
Bouchon	Oui à vis avec joint					
Autoclavable	Oui					
Vitesse max de centrifugation (g)	20000	20000	20000	17000	17000	17000
Jupe	Non	Non	Non	Oui	Oui	Oui
Graduation	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
Zone de marquage	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
Températures d'utilisation	-196 °C à +121 °C					
Spécificités	Bouchon avec bague d'inviolabilité ; sans agent de démoulage, plastifiants ni biocides ; exempt de DNases, RNases d'ADN et d'endotoxines					
Unités/carton	1000 microtubes	500 microtubes	500 microtubes	1000 microtubes	500 microtubes	500 microtubes
Réf. bouchon naturel	**040226**	**040225**	**040224**	**040223**	**040222**	**040221**
CHF/carton	**1005,10 -**	**236,70 -**	**607,70 -**	**1003,10 -**	**202,50 -**	**242,60 -**

Micrewtube® sans bouchon Simport®

	Non gradués									
	Standard					Pour insert				
										
Volume (ml)	0,5	1,5		2		0,5	1,5		2	
Diamètre (mm)	11									
Hauteur (mm)	44									
Matière	Polypropylène									
Stérile	Non									
Autoclavable	Oui									
Vitesse max de centrifugation (g)	17000	17000	20000	17000	20000	17000	17000	20000	17000	20000
Jupe	Oui	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Oui	Non	Oui	Non
Graduation	Non									
Zone de marquage	Non									
Températures d'utilisation	-196 °C à +121 °C									
Spécificités	Sans agents de démoulage, plastifiants ni biocides ; exempt de DNases, RNases d'ADN et de pyrogènes					Matériau à très faible adhésion qui garantit une récupération maximale des échantillons ; sans agents de démoulage, plastifiants ni biocides ; exempt de DNases, RNases d'ADN et de pyrogènes				
Unités/carton	1000 microtubes									
Réf. microtube seul	**039171**	**039173**	**039172**	**039175**	**039174**	**039181**	**039183**	**039182**	**039185**	**039184**
CHF/carton	**151,40 -**	**151,30 -**	**151,30 -**	**151,30 -**	**151,30 -**	**160,65 -**	**187,85 -**	**160,60 -**	**160,65 -**	**160,65 -**

	Gradués, à faible adhésion					Ambrés				
										
Volume (ml)	0,5	1,5		2		0,5	1,5		2	
Diamètre (mm)	11									
Hauteur (mm)	44									
Matière	Polypropylène									
Stérile	Non									
Autoclavable	Oui									
Vitesse max de centrifugation (g)	17000	17000	20000	17000	20000	17000	17000	20000	17000	20000
Jupe	Oui	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Oui	Non	Oui	Non
Graduation	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Non	Non	Non	Non
Zone de marquage	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Non	Non	Non	Non
Températures d'utilisation	-196 °C à +121 °C									
Spécificités	Sans agents de démoulage, plastifiants ni biocides ; exempt de DNases, RNases d'ADN et de pyrogènes.					Sans agents de démoulage, plastifiants ni biocides ; Exempt de DNases, RNases d'ADN et de pyrogènes ; Pour échantillons photosensibles.				
Unités/carton	1000 microtubes									
Réf. microtube seul	**039176**	**039178**	**039177**	**039180**	**039179**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Réf. microtube seul ambré	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**039186**	**039188**	**039187**	**039190**	**039189**
CHF/carton	**253,40 -**	**253,40 -**	**253,45 -**	**253,45 -**	**253,45 -**	**182,15 -**	**182,15 -**	**182,15 -**	**182,05 -**	**182,05 -**

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com

Bouchons seuls pour microtubes Simport®

	Bouchon à lèvre de scellé			Bouchon avec joint			Bouchon à septum
	Plat	Pour insert	Pour insert avec attache	Plat	Pour insert	Pour insert avec attache	
							
Autoclavable	Non	Non	Non	Oui	Oui	Oui	Oui
Matière	Polyéthylène	Polyéthylène	Polyéthylène	Polypropylène	Polypropylène	Polypropylène	Polypropylène ; septum PTFE
Spécificités	-	-	-	-	-	-	Perçable
Unités/carton	1000 bouchons	1000 bouchons	1000 bouchons	1000 bouchons	1000 bouchons	1000 bouchons	250 bouchons
Naturel	**039205**	**039591**	**039212**	**039191**	**039592**	**039198**	-
Blanc	**039211**	**039594**	**039218**	**039197**	**039440**	**039204**	-
Jaune	**039210**	**039595**	**039217**	**039196**	**039439**	**039203**	-
Rouge	**039209**	**039593**	**039216**	**039195**	**039438**	**039202**	-
Vert	**039207**	**039588**	**039214**	**039193**	**039441**	**039200**	**040809**
Bleu	**039206**	**039587**	**039213**	**039192**	**039437**	**039199**	-
Violet	**039208**	**039589**	**039215**	**039194**	**039590**	**039201**	-
Ambré	**040705**	**040706**	**040709**	**040816**	**040707**	**040708**	-
CHF/carton	**134,75 -**	**147,50 -**	**187,80 -**	**192,80 -**	**200,85 -**	**279,30 -**	**237,05 -**

Pastilles color-code pour capuchons creux

	Panachés	Bleu	Vert	Mauve	Rouge	Jaune	Blanc	Gris	Rose	Violet	Orange	CHF les 500
Référence	**039365**	**039371**	**039372**	**039374**	**039377**	**039380**	**039379**	**039373**	**039376**	**039378**	**039375**	**27,80 -**

Microtubes sans bouchon pour bouchon à vis inviolable

										
Volume (ml)	0,5	1,5		2		0,5	1,5		2	
Diamètre (mm)	11									
Hauteur (mm)	44									
Matière	Polypropylène									
Stérile	Non									
Autoclavable	Oui									
Vitesse max de centrifugation (g)	17000	17000	20000	17000	20000	17000	17000	20000	17000	20000
Jupe	Oui	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Non	Oui
Graduation	Non	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui	Oui	Oui	Oui
Zone de marquage	Non	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui	Oui	Oui	Oui
Températures d'utilisation	-196 °C à +121 °C									
Spécificités	Sans agents de démoulage, plastifiants ni biocides ; exempt de DNases, RNases, d'ADN et de pyrogènes ; testé à 95 kPa									
Unités/carton	1000 microtubes									
Réf. microtube seul	**040228**	**040230**	**040232**	**040233**	**040236**	**040234**	**040231**	**040227**	**040235**	**040229**
CHF/carton	**119 -**	**119 -**	**119 -**	**206,20 -**	**116,80 -**	**119 -**	**202,50 -**	**202,50 -**	**202,50 -**	**173,05 -**

Bouchon seul avec bague d'inviolabilité



Matière	Polypropylène ; joint en silicone
Spécificités	Exempt de DNases, RNases et d'ADN
Unités/carton	1000 bouchons
Naturel	**040260**
CHF/carton	**495,30 -**

Micrewtube® sans bouchon pour bouchon SnapTwist™



Volume (ml)	1,5		1,8	
Matière	Polypropylène			
Vitesse max de centrifugation (g)	17000	20000	17000	20000
Jupe	Oui	Non	Oui	Non
Graduation	Non			
Zone de marquage	Non			
Coloris	Transparent			
Températures d'utilisation	-90 °C à +100 °C			
Spécificités	Fermeture étanche simplement en clipsant le bouchon et pour le retirer il suffit de dévisser d'1/4 de tour ; exempt de DNases, RNases, d'ADN et de pyrogènes.			
Unités/carton	1000 microtubes			
Réf. microtube seul	**040742**	**040743**	**040744**	**040745**
CHF/carton	**130,05 -**	**133,70 -**	**130,05 -**	**130,05 -**

Bouchon Micrewtube® SnapTwist™



	Pour insert	Pour insert avec attache
Autoclavable	Non	
Matière	Polyéthylène	
Spécificités	Exempt de DNases, RNases, d'ADN, de pyrogènes	
Unités/carton	1000 bouchons	
Naturel	**040746**	**040753**
Blanc	**040752**	**040759**
Jaune	**040751**	**040758**
Rouge	**040750**	**040757**
Vert	**040748**	**040755**
Bleu	**040747**	**040754**
Violet	**040749**	**040756**
CHF/carton	**136,30 -**	**154,25 -**

Tubes à échantillons sans bouchon Simport®



Volume (ml)	1,2		2				3		4				5			
Diamètre ext. (mm)	12,5															
Hauteur (mm)	43	43	48	48	49	49	72	72	75	75	76	76	92	92	93	93
Matière	Polypropylène															
Stérile	Non															
Fond	Conique	Conique	Rond	Rond	Rond	Rond	Rond	Rond	Rond	Rond	Rond	Rond	Rond	Rond	Rond	Rond
Bouchon	Non															
Autoclavable	Oui															
Vitesse max de centrifugation (g)	-	-	17000	17000	-	-	-	-	17000	17000	-	-	17000	17000	-	-
Jupe	Oui	Oui	Non	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Non	Oui	Oui	Non	Non	Oui	Oui
Graduation	Non	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Non	Oui
Zone de marquage	Non	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Non	Oui
Températures d'utilisation	-196 °C à +121 °C															
Spécificités	Testé à 95 kPa															
Unités/carton	1000 tubes															
Réf. microtube seul	**040844**	**039710**	**040845**	**039711**	**040846**	**039712**	**040847**	**039713**	**040848**	**039714**	**040849**	**039715**	**040850**	**039716**	**040851**	**039717**
CHF/carton	**262,30 -**	**146,90 -**	**262,30 -**	**187,95 -**	**236,80 -**	**146,90 -**	**282,65 -**	**240,70 -**	**313 -**	**240,65 -**	**313 -**	**240,70 -**	**313 -**	**257,30 -**	**282,65 -**	**184,05 -**

Bouchons pour tubes à échantillons Simport®

Autoclavable	Oui	Oui
Matière	Polypropylène	Polypropylène ; septum en PTFE et silicone
Spécificités	Testé à 95 kPa	Perçable
Unités/carton	1000 bouchons	250 bouchons
Naturel	**039871**	-
Blanc	**039874**	-
Jaune	**039875**	-
Rouge	**039873**	-
Vert	**039869**	**040843**
Bleu	**039868**	-
Violet	**039870**	-
Orange	**039872**	-
CHF/carton	**91,40 -**	**170,40 -**





040843

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com