
Microtubes polypropylène avec bouchon snap (suite)



Volume (ml)	0,6				
Matière	Polypropylène				
Stérile	Non	Non	Non	Oui	Oui
Type de bouchon	Snap ; perçable	Snap ; perçable	Snap Safelock	Snap Safelock	Snap Safelock
Autoclavable	Oui				
Vitesse max de centrif. (g)	20000	20000	30000	30000	30000
Jupe	Non				
Graduation	Oui				
Zone de marquage	Oui	Oui	Oui sur tube et bouchon	Oui sur tube et bouchon	Oui sur tube et bouchon
Coloris	Translucide	Translucide	Translucide	Translucide	Translucide
Températures d'utilisation	-40 °C à +121 °C				
Spécificités	Exempt de DNases, RNases, d'ADN humain, d'endotoxines	Matériau à très faible adhésion qui garantit une récupération maximale des échantillons ; exempt de DNases, RNases, d'ADN humain, d'endotoxines	Système de verrouillage sécurisé, évitant toute ouverture accidentelle ; exempt de DNases, RNases, d'ADN, d'endotoxines et d'ATP		
Unités/carton	Sachet refermable de 1000 microtubes	Sachet refermable de 500 micotubes	20 sachets de 50 microtubes	10 sachets de 100 microtubes	500 microtubes emballés individuellement
Naturel	**054814**	**054818**	**038488**	**038486**	**038487**
CHF/carton	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**



Volume (ml)	1,5							
Diamètre (mm)	-	-	-	10,7	10,7	-	10,86	10,8
Hauteur (mm)	-	-	-	41	41	-	39,96	39,9
Matière	Polypropylène							
Stérile	Non	Oui	Oui	Non	Oui	Non	Non	Non
Type de bouchon	snap Safelock	snap Safelock	snap Safelock	Snap ; large	Snap	Snap ; perçable	Snap	Snap
Autoclavable	Oui							
Vitesse max de centrif. (g)	24000	24000	24000	20000	20000	20000	11000	30000
Jupe	Non							
Graduation	Oui							
Zone de marquage	Oui sur tube et bouchon	Oui sur tube et bouchon	Oui sur tube et bouchon	Oui	Oui	Oui	Non	Oui
Coloris	Translucide	Translucide	Translucide	Excellente transparence	Transparent	Translucide	Translucide	Excellente transparence
Températures d'utilisation	-80 °C à +121 °C	-80 °C à +121 °C	-80 °C à +121 °C	-80 °C à +121 °C	-80 °C à +121 °C	-40 °C à +121 °C	-	-70 °C à +121 °C
Spécificités	Système de verrouillage sécurisé, évitant toute ouverture accidentelle ; exempt de DNases, RNases, d'ADN, d'endotoxines et d'ATP			Exempt de DNases, RNases, d'ADN humain, d'endotoxines, d'ADN et d'inhibiteurs de PCR	Exempt de DNases, RNases	Exempt de DNases, RNases, d'ADN humain, d'endotoxines	-	Bouchon à fermeture renforcée
Unités/carton	10 sachets de 50 microtubes	10 sachets de 50 microtubes	500 microtubes emballés individuellement	10 sachets de 500 microtubes	Boîte réutilisable de 250 microtubes	Sachet de 500 microtubes	Sachet de 1000 microtubes	Sachet de 1000 microtubes
Naturel	**038485**	**038483**	**038484**	**048048**	**045401B**	**054817**	**391232**	**499001**
CHF/carton	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com