Tubes 5 ml à bouchon ClickLock plat



Volume (ml)	5	
Diamètre (mm)	15,8	
Hauteur (mm)	60,2	
Matière	Polypropylène	
Stérile	Non	Oui
Type de bouchon	Snap ; perçable	
Autoclavable	Oui	
Vitesse max de centrif. (g)	25000	
Graduation	Oui ; incrément 0,5 ml	
Zone de marquage	Oui sur tube et bouchon	
Températures d'utilisation	-90 °C à +121 °C	-40 °C à +121 °C
Spécificités	Exempt de DNases, RNases, d'ADN humain, et d'endotoxines	
Unités/carton	2 sachets de 100 tubes	10 sachets de 20 tubes
Naturel	**040923**	**040929**
Jaune	**040927**	-
Rouge	**040926**	-
Vert	**040925**	-
Bleu	**040924**	-
Ambré	**040928**	**040930**
CHF/carton	**NC -**	**NC -**


Tubes 5 ml à bouchon ClickLock pour insert



Volume (ml)	5	
Diamètre (mm)	15,8	
Hauteur (mm)	60,2	
Matière	Polypropylène	
Stérile	Non	Oui
Type de bouchon	Snap ; perçable	
Autoclavable	Oui	
Vitesse max de centrif. (g)	25000	
Graduation	Oui ; incrément 0,5 ml	
Zone de marquage	Oui sur tube et bouchon	
Températures d'utilisation	-90 °C à +121 °C	-40 °C à +121 °C
Spécificités	Exempt de DNases, RNases, d'ADN humain, et d'endotoxines	
Unités/carton	2 sachets de 100 tubes	10 sachets de 20 tubes
Naturel	**040931**	**040937**
Jaune	**040935**	-
Rouge	**040934**	-
Vert	**040933**	-
Bleu	**040932**	-
Ambré	**040936**	**040938**
CHF/carton	**NC -**	**NC -**

Inserts

Bleu	Vert	Lilas	Rouge	Jaune	Unités/ sachet	Unités/ carton	CHF/ carton	2D	Unités/ sachet	Unités/ carton	CHF/ carton
040958	**040959**	**040960**	**040961**	**040962**	100	500	**NC -**	**040957**	100	500	**NC -**



Prix indicatifs. Consultez www.milian.com