TUBES 5 ML À BOUCHON SNAP/ ACCESSOIRES

Tubes 5 ml à bouchon snap



Volume (ml)	5							
Diamètre ext. (mm)	18	-	-	14,7	14,7	16,5	16,5	16,5
Hauteur avec bouchon (mm)	60	-	-	60,3	60,3	56	56	56
Matière	Polypropylène							
Stérile	Non	Non	Non	Oui	Oui	Non	Non	Oui
Bouchon	Non	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Type de bouchon	-	Snap	Snap	Snap	Snap	Snap ; perçable	Snap ; perçable	Snap ; perçable
Autoclavable	Oui							
Vitesse max de centrifugation (g)	5000	5000	25000	14000	14000	25000	25000	25000
Jupe	Oui	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Graduation	Oui ; Incrément 1 ml	Oui ; Incrément 1 ml	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Zone de marquage	Oui sur tube et bouchon	Oui sur tube et bouchon	Oui sur tube et bouchon	Oui sur tube et bouchon	Oui sur tube et bouchon	Oui	Oui	Oui
Coloris	-	-	-	-	-	haute clarté	haute clarté	haute clarté
Températures d'utilisation	-80 °C à +121 °C	-80 °C à +121 °C	-80 °C à +121 °C	-90 °C à 130 °C	-90 °C à 130 °C	-86 °C à +80 °C	-86 °C à +80 °C	-86 °C à +80 °C
Spécificités	-	-	Exempt de DNases, RNases et d'endotoxines	Exempt de DNases et RNases	Exempt de DNases et RNases	Exempt de DNases et RNases	Exempt de DNases et RNases	Exempt de DNases, RNases et d'endotoxines
Unités/carton	Sachet de 250 tubes	Sachet de 250 tubes	Sachet de 200 tubes	10 sachets de 20 tubes	Sachet de 25 tubes	2 sachets de 100 tubes	4 sachets de 50 tubes	10 sachets de 20 tubes
Naturel	**442069**	**442070**	**442071B**	**141102B**	-	**062616**	-	**062617**
Jaune	-	-	**442076B**	-	-	**062621**	-	-
Rouge	-	-	**442075B**	-	**141106**	**062618**	-	-
Vert	-	-	**442074B**	-	**141105**	**062620**	-	-
Bleu	-	-	**442073B**	-	**141103**	**062619**	-	-
Assortis (jaune, rouge, vert et bleu)	-	-	-	-	-	-	**062623**	-
Ambré	-	-	-	-	-	-	-	-
Noir	-	-	**442077B**	-	-	**062622**	-	-
CHF/carton	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Cavalier Eppendorf



➤ **Cavalier pour tube Eppendorf de 5 ml, assurant la fermeture des couvercles à plus de 80 °C**

Référence	Désignation	Unités/ carton	CHF/ carton
933015	Cavalier pour tube Eppendorf de 5 ml	10	**NC -**

Accessoires pour tubes 5 ml

062625





062626

Réf.	Désignation	Unités/ carton	CHF/ carton
062625	Clip Caplock avec languette	20	**NC -**
062626	Adaptateur emplacement 15 ml pour tube 5 ml	4	**NC -**