MICROTUBES À BOUCHON VISSANT

Microtubes sans bouchon



Volume (ml)	0,5		1,5		2	
Diamètre ext. (mm)	10,20					
Diamètre int. (mm)	8,5					
Hauteur (mm)	45,2	46,1	45,2	46,1	45,4	46,8
Matière	Polypropylène vierge ; grade médical					
Stérile	Non					
Bouchon	Non					
Autoclavable	Oui					
Vitesse max de centrifugation (g)	25000					
Jupe	Non	Oui	Non	Oui	Non	Oui
Graduation	Oui	Oui	Non	Non	Oui	Oui
Zone de marquage	Oui	Oui	Non	Non	Oui	Oui
Températures d'utilisation	-85 °C à +121 °C					
Spécificités	Conforme USP classe VI ; exempt de DNases, RNases et d'endotoxines ; marquage CE IVD					
Unités/carton	1000 microtubes					
Réf. bouchon naturel	**390436CL**	**390437CL**	**390438CL**	**390439CL**	**390440CL**	**390441CL**
CHF/carton	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Bouchon



	Sans joint				Avec joint
	Standard		Pour insert	Pour insert avec attache	Standard
Matière	Polyéthylène vierge ; grade médical				
Spécificités	Exempt de DNases, RNases et d'endotoxines ; marquage CE IVD				
Unités/carton	1000 bouchons	500 bouchons	1000 bouchons	1000 bouchons	1000 bouchons
Naturel	**390442CL**	-	**390443CL**	**390444CL**	**390445CL**
Blanc	-	**390748CL**	-	-	-
Jaune	-	**390749CL**	-	-	-
Rouge	-	**390751CL**	-	-	-
Vert	-	**390752CL**	-	-	-
Bleu	-	**390747CL**	-	-	-
CHF/carton	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Cap-Disks

- **Pour diversifier et organiser vos microtubes à souhait**
- **Inserts colorés à placer dans les capuchons vissants ClearLine® dédiés**

Couleur	Bleu ciel	Blanc	Jaune	Rose	Rouge	Vert	Panachés*
Référence	**390448**	**390449**	**390450**	**390451**	**390452**	**390453**	**390454**
CHF les 1000	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

* Toutes couleurs sauf blanc



Prix indicatifs. Consultez www.milian.com