## Bouchons seuls pour microtubes Simport®

| | Bouchon à lèvre de scellé | | | Bouchon avec joint | | | Bouchon à septum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Plat | Pour insert | Pour insert avec attache | Plat | Pour insert | Pour insert avec attache | |
| |  | | |  | | |  |
| Autoclavable | Non | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Matière | Polyéthylène | Polyéthylène | Polyéthylène | Polypropylène | Polypropylène | Polypropylène | Polypropylène ; septum PTFE |
| Spécificités | - | - | - | - | - | - | Perçable |
| **Unités/carton** | 1000 bouchons | 1000 bouchons | 1000 bouchons | 1000 bouchons | 1000 bouchons | 1000 bouchons | 250 bouchons |
| Naturel | **039205** | **039591** | **039212** | **039191** | **039592** | **039198** | - |
| Blanc | **039211** | **039594** | **039218** | **039197** | **039440** | **039204** | - |
| Jaune | **039210** | **039595** | **039217** | **039196** | **039439** | **039203** | - |
| Rouge | **039209** | **039593** | **039216** | **039195** | **039438** | **039202** | - |
| Vert | **039207** | **039588** | **039214** | **039193** | **039441** | **039200** | **040809** |
| Bleu | **039206** | **039587** | **039213** | **039192** | **039437** | **039199** | - |
| Violet | **039208** | **039589** | **039215** | **039194** | **039590** | **039201** | - |
| Ambré | **040705** | **040706** | **040709** | **040816** | **040707** | **040708** | - |
| **CHF/carton** | **NC -** | **NC -** | **NC -** | **NC -** | **NC -** | **NC -** | **NC -** |

### Pastilles color-code pour capuchons creux

| | Panachés | Bleu | Vert | Mauve | Rouge | Jaune | Blanc | Gris | Rose | Violet | Orange | CHF les 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Référence** | **039365** | **039371** | **039372** | **039374** | **039377** | **039380** | **039379** | **039373** | **039376** | **039378** | **039375** | **NC -** |

## Microtubes sans bouchon pour bouchon à vis inviolable

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |  | | | | | | | | | |
| Volume (ml) | 0,5 | 1,5 | | 2 | | 0,5 | 1,5 | | 2 | |
| Diamètre (mm) | 11 | | | | | | | | | |
| Hauteur (mm) | 44 | | | | | | | | | |
| Matière | Polypropylène | | | | | | | | | |
| Stérile | Non | | | | | | | | | |
| Autoclavable | Oui | | | | | | | | | |
| Vitesse max de centrifugation (g) | 17000 | 17000 | 20000 | 17000 | 20000 | 17000 | 17000 | 20000 | 17000 | 20000 |
| Jupe | Oui | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non | Oui |
| Graduation | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Zone de marquage | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Températures d'utilisation | -196 °C à +121 °C | | | | | | | | | |
| Spécificités | Sans agents de démoulage, plastifiants ni biocides ; exempt de DNases, RNases, d'ADN et de pyrogènes ; testé à 95 kPa | | | | | | | | | |
| **Unités/carton** | 1000 microtubes | | | | | | | | | |
| **Réf. microtube seul** | **040228** | **040230** | **040232** | **040233** | **040236** | **040234** | **040231** | **040227** | **040235** | **040229** |
| **CHF/carton** | **NC -** | **NC -** | **NC -** | **NC -** | **NC -** | **NC -** | **NC -** | **NC -** | **NC -** | **NC -** |

## Bouchon seul avec bague d'inviolabilité



| | |
|---|---|
| Matière | Polypropylène ; joint en silicone |
| Spécificités | Exempt de DNases, RNases et d'ADN |
| **Unités/carton** | 1000 bouchons |
| Naturel | **040260** |
| **CHF/carton** | **NC -** |