Bouchons pour microtubes à bouchon vissant

➤ **Pour références 077241 à 077243 et 077785, 077786 et 077536**

Unités/carton	500 bouchons
Naturel	**077773**
Blanc	**077908**
Jaune	**077779**
Rouge	**077778**
Vert	**077776**
Bleu	**077775**
Rose	**077906**
Violet	**077907**
Orange	**077777**
Ambré	**992063**
Noir	**077905**
Assortis	**077769**
CHF/carton	**NC -**



Unités/carton	500 bouchons	
Compatibilité	048035	010218
Naturel	-	-
Blanc	-	-
Jaune	**048041**	-
Rouge	**048039**	-
Vert	**048037**	-
Bleu	**048036**	-
Rose	-	**010219**
Violet	**048040**	-
Orange	**048038**	-
Ambré	-	-
Noir	-	-
Assortis	-	-
CHF/carton	**NC -**	**NC -**



Tubes 5 ml bouchon à vis

eppendorf

	Eppendorf quality™	Stérile	Forensic DNA	PCR Clean		
					Protein LoBind®	DNA LoBind®
Volume (ml)	5					
Diamètre (mm)	15,5					
Hauteur (mm)	66,1					
Matière	Polypropylène					
Stérile	Non	Oui	Oui	Non	Non	Non	Non
Autoclavable	Non					
Vitesse max de centrifugation (g)	25000					
Graduation	Oui ; incrément 0,5 ml					
Zone de marquage	Oui					
Températures d'utilisation	-86 °C à +100 °C					
Spécificités	Sans agents de démoulage, plastifiants ni biocides	Exempt de DNases, RNases, ADN, de pyrogènes ; sans agents de démoulage, plastifiants ni biocides ; pour échantillons photosensibles	Qualité stérile: exempt de DNases, RNases, ADN et de pyrogènes ; sans agents de démoulage, plastifiants ni biocides	Qualité Forensic DNA : exempt de DNases, RNases, d'ADN humain et d'inhibiteurs de PCR ; Fermeture sécurisée ; sans agents de démoulage, plastifiants ni biocides	Qualité PCR Clean : exempt de DNases, RNases, d'ADN humain et d'inhibiteurs de PCR Fermeture sécurisée ; sans agents de démoulage, plastifiants ni biocides	Matériau protein LoBind®, polymère spécial créant une surface hydrophile qui garantit une récupération maximale des échantillons ; qualité PCR Clean : exempt de DNases, RNases, d'ADN humain et d'inhibiteurs de PCR ; fermeture sécurisée ; sans agents de démoulage, plastifiants ni biocides	Combinaison de technologies de fabrication spéciales et de lots sélectionnés garantissant une récupération de pratiquement 100 % des molécules d'ADN/ARN ; sans revêtement de surface afin d'éliminer le risque de contamination des échantillons ; qualité PCR Clean : exempt de DNases, RNases, d'ADN humain et d'inhibiteurs de PCR ; fermeture sécurisée ; sans agent de démoulage, plastifiants ni biocides
Unités/carton	2 sachets de 100 tubes						
Réf. bouchon gris	**999541**	**934560**	**999543**	**933936**	**999542**	**934302**	**934559**
CHF/carton	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Starter pack tubes® 5 ml PCR Clean

Référence	Désignation	CHF
934561	Contient : - 400 tubes (2 paquets de 200) - 2 racks (12 positions) - 8 adaptateurs universels pour rotor de tubes coniques 15 ml	**NC -**





Prix indicatifs. Consultez www.milian.com