Tubes UVsafe™ Labcon








Volume (ml)	15			50		
Diamètre (mm)	17	17	17	29	29	29
Hauteur (mm)	118	118	118	115	115	115
Matière	Tube en polypropylène ; bouchon en HDPE					
Stérile	Oui	Non	Oui	Oui	Non	Oui
Type de bouchon	A vis					
Autoclavable	Oui					
Vitesse max de centrifugation (g)	12500					
Jupe	Non					
Graduation	Oui standard et inversé ; indication du niveau maximal pour congélation					
Zone de marquage	Oui					
Coloris	Opaque					
Températures d'utilisation	-80 °C à +121 °C					
Spécificités	Exempt de DNases, RNases, endotoxines (‹ 0,05 EU/ ml) et ATP ; certifié faible taux de métaux (‹ 1ppb) ; CE IVD ; conforme U.S.P Classe VI ; recyclable ; Bloque 100 % des UV					
Unités/carton	10 sachets de 50 tubes	1 sachet de 500 tubes et 1 sachet e 500 bouchons	20 rack en carton de 25 tubes	10 sachets de 50 tubes	1 sachet de 500 tubes et 1 sachet de 500 bouchons	20 rack en carton de 25 tubes
Réf. bouchon vert	**949891**	**949900**	**949898**	**949908**	**949916**	**949914**
CHF/carton	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Tubes ProtectR™ Labcon






Volume (ml)	15		50	
Diamètre (mm)	17	17	29	29
Hauteur (mm)	118	118	115	115
Matière	Tube en polypropylène ; bouchon en HDPE			
Stérile	Non	Oui	Non	Oui
Type de bouchon	A vis ; plat avec joint élastomère			
Autoclavable	Oui			
Vitesse max de centrifugation (g)	12500			
Jupe	Non			
Graduation	Oui standard et inversée ; indication du niveau maximal pour congélation			
Zone de marquage	Oui sur tube en pointillé pour une visibilité du contenu et sur bouchon			
Coloris	Translucide			
Températures d'utilisation	-80 °C à +121 °C			
Spécificités	Exempt de DNases, RNases, endotoxines (‹ 0,05 EU/ ml)et ATP ; certifié faible taux de métaux (‹ 1 ppm) ; CE IVD ; conforme IATA 95 kPa pour le transport d'agents infectieux ; conforme U.S.P Classe VI ; recyclable ; pour le transport d'échantillon avec carboglace, évite l'acidification de l'échantillon dû aux vapeurs de CO_2 dégagées par la carboglace et donc la détérioration des propriétés de l'échantillon			
Unités/carton	2 intégrapacks de 5 sachets de 10 tubes			
Réf. bouchon jaune	**949532**	**949533**	**949534**	**949535**
CHF/carton	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**