TUBES À CENTRIFUGER 15 ML ET 50 ML

Tubes 15 ml



Volume (ml)	15								
Diamètre (mm)	17	17	17	17	17	17	17,5	17,5	17
Hauteur (mm)	121	121	121	121	121	121	119,6	119,6	118
Matière	Polypropylène			Polypropylène ; bouchon en polyéthylène			Polypropylène		
Stérile	Oui								
Autoclavable	Oui sans bouchon	Non	Non	Oui sans bouchon	Oui sans bouchon	Oui sans bouchon	Non	Non	Non
Vitesse max de centrifugation (g)	6200	12000	12000	12000	12000	12000	8400	8400	12000
Jupe	Non								
Graduation	Oui incrément de 0,5 ml	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Zone de marquage	Oui								
Coloris	Translucide	Translucide	Translucide	Translucide	Translucide	Translucide	Transparent	Transparent	Translucide
Températures d'utilisation	-80 °C à +110 °C	-190 °C à +120 °C	-190 °C à +120 °C	- 86 °C à +121 °C	- 86 °C à +121 °C	- 86 °C à +121 °C	-20 °C à +121 °C	-20 °C à +121 °C	-86 °C à +121 °C
Spécificités	Marquage CE et IVD ; exempt d'endotoxines	Exempt de DNases et RNases	Exempt de DNases et RNases	Exempt de DNases et RNases	Exempt de DNases et RNases	Exempt de DNases et RNases	Exempt de DNases et RNases ; conforme IATA	Exempt de DNases et RNases ; conforme IATA	Exempt de DNases, RNases et endotoxines ; non cytotoxique
Unités/carton	750 tubes emballés indi.	20 sachets de 25 tubes	20 portoirs de 25 tubes	10 sachets de 50 tubes	10 portoirs de 50 tubes	300 tubes emballés indi.	20 sachets de 25 tubes	10 portoirs de 50 tubes	10 portoirs de 50 tubes
Réf. bouchon bleu	**391526B**	**-**	**-**	**062969**	**062968**	**062975**	**010156**	**010151**	**062630**
Réf. bouchon coloris assortis (blanc, jaune, rouge, vert et bleu)	**-**	**051924**	**051825**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
CHF/carton	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**



Volume (ml)	15									
Diamètre (mm)	17									
Hauteur (mm)	120									
Matière	Polypropylène ; bouchon en polyéthylène				Polystyrène ; bouchon en polyéthylène			Acrylique ; bouchon en polyéthylène		
Stérile	Non	Oui	Oui	Oui	Non	Oui	Oui	Non	Oui	Oui
Autoclavable	Non	Non	Non	Oui sans bouchon	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Vitesse max de centrifugation (g)	9000	9000	9000	12000	3000	3000	3000	6160	6160	6160
Jupe	Non									
Graduation	Oui	Oui	Oui	Oui gravée, et mouleé au niveau du fond conique	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Zone de marquage	Oui	Oui	Oui	Oui sur tube et sur bouchon	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Coloris	Translucide									
Températures d'utilisation	-	-	-	-80 °C à +121 °C	-40 °C à +70 °C	-40 °C à +70 °C	-40 °C à +70 °C	-40 °C à +70 °C	-40 °C à +70 °C	-40 °C à +70 °C
Spécificités	Marquage CE IVD	Marquage CE IVD	Marquage CE IVD	-	-	Exempt de DNases, RNases et endotoxines	Exempt de DNases, RNases et endotoxines	-	Exempt de DNases, RNases et endotoxines	Exempt de DNases, RNases et endotoxines
Unités/carton	34 sachets de 50 tubes	34 sachets de 50 tubes	750 tubes emballés indi.	20 sachets de 25 tubes	Sachet de 500 tubes	20 sachets de 25 tubes	10 portoirs de 50 tubes	Sachet de 500 tubes	20 sachets de 25 tubes	10 portoirs de 50 tubes
Réf. bouchon jaune	**-**	**-**	**-**	**978514**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Réf. bouchon rouge	**-**	**390057**	**390058**	**978513**	**380504**	**380505**	**380506**	**380507**	**380508**	**380509**
Réf. bouchon vert	**-**	**-**	**-**	**978521**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Réf. bouchon bleu	**390056**	**-**	**-**	**978511**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Réf. bouchon violet	**-**	**-**	**-**	**978512**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Réf. bouchon coloris assortis (jaune, rouge, vert, bleu et violet)	**-**	**-**	**-**	**978508***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
CHF/carton	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

* 1 portoir en PP inclus