TUBES AVEC PAS DE VIS GROS VOLUME

Tubes avec pas de vis gros volume Labcon






Volume (ml)	175		225	
Diamètre (mm)	61		61	
Hauteur (mm)	117		137	
Matière	Polypropylène		Polypropylène	
Stérile	Non	Oui	Non	Oui
Autoclavable	Oui		Oui	
Vitesse max de centrifugation (g)	8000		8000	
Graduation	Oui		Oui	
Zone de marquage	Non	Non	Non	Non
Températures d'utilisation	-80 °C à +121 °C		-80 °C à +121 °C	
Spécificités	Exempt de DNases, RNases, endotoxines (‹ 0,05 EU/ ml), ATP Oléamide, DiHEMDA, et phtalates ; certifié faible taux de métaux (‹ 1 ppm) ; CE IVD			
Unités/carton	48			
Réf. bouchon vert	**949518**	**949519**	**949520**	**949521**
CHF/carton	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Tubes en polypropylène Nalgene™



Volume (ml)	175	250		500			1000		
Diamètre (mm)	61,5	61,8	61,1	73,8	69,5	69,5	97,5	97,7	97,5
Hauteur (mm)	143,5	127,7	132,8	169,8	170,2	160	184,5	179	185,3
Matière	Co-polymère de polypropylène ; bouchon en polypropylène			Co-polymère de polypropylène ; bouchon en PP					Co-polymère de PP ; bouchon en PP, fermeture en PPE modifié
Stérile	Non								
Fond	Conqiue	Plat	Plat	Plat	Plat	Plat	Plat	Plat	Plat
Autoclavable	Oui								
Vitesse max de centrifugation (g)	27500	13200	27500	4800	4800	13700	7100	7100	15810
Graduation	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Zone de marquage	Non								
Spécificités	Bouchon avec joint silicone pour une meilleure étanchéité et fermeture renforcée	-	Joint silicone à étanchéité renforcée	-	-	Joint silicone à étanchéité renforcée	-	-	Joint en silicone ; conçu pour les rotors Fiberlite (FCS 6X1000Y, F8S 6X1000Y, F9S 4X1000Y) ; non cytotoxique
Unités/carton	4 tubes	4 tubes	4 tubes	4 tubes	4 tubes	4 tubes	4 tubes	4 tubes	6 tubes
Réf. bouchon naturel	**029258**	**029205**	**029256**	**029236**	**029239**	**029257**	**029237**	**029238**	**-**
Réf. bouchon bleu	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**029907**
CHF/carton	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Adaptateur



Référence	Désignation	Unités/ carton	CHF/ carton
029274	Adaptateur	4 adaptateurs	**NC -**



Retrouver nos marques culture de tubes à centrifuger 15 et 50 ml dans notre chapitre 'Culture cellulaire'