Tubes en polypropylène avec pas de vis Nalgene™

Thermo SCIENTIFIC NALGENE



Volume (ml)	10		16	28	30		35	50	
Diamètre (mm)	16,13	16	18,1	25,8	25,7	25,5	28,3	28,83	28,8
Hauteur (mm)	80,5	82	106,4	94	93,4	102,1	103,8	105,9	113,5
Matière	Copolymère de polypropylène ; bouchon en polypropylène								
Stérile	Non								
Fond	Rond	Rond	Rond	Rond	Rond	Rond	Conique	Rond	Rond
Bouchon	Oui								
Autoclavable	Oui								
Vitesse max de centrifugation (g)	50000								
Jupe	Non								
Graduation	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Oui (incrément 1 ml de 1 à 35 ml)	Non	Non
Zone de marquage	Non								
Coloris	Translucide								
Températures d'utilisation	0 à +135 °C								
Spécificités	-	Bouchon avec joint silicone pour une meilleure étanchéité et fermeture renforcée		-	-	Bouchon avec joint silicone pour une meilleure étanchéité et fermeture renforcée	Etanche	-	Bouchon avec joint silicone pour une meilleure étanchéité et fermeture renforcée
Unités/carton	10 tubes								
Réf. bouchon naturel	**029199**	**029251**	**029252**	**029233**	**029234**	**029253**	**029262**	**029235**	**029254**
CHF/carton	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Adaptateur pour réf. 029262

Réf.	Désignation	Unités/ carton	CHF/ carton
029283	Adaptateur	6	**NC -**



Tubes en polypropylène Simport®

Simport



Volume (ml)	5	7		10			12	30			
Diamètre ext. (mm)	17	13	13	17	17	17	17	25	25	25	25
Hauteur (mm)	65	84	84	85	84	84	102	111	111	111	111
Matière	Polypropylène										
Stérile	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Oui	Non
Fond	Conique	Plat	Plat	Rond	Conique	Rond	Conique	Conique	Conique	Conique	Conique
Bouchon	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Oui	Oui
Type de bouchon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A vis	A vis
Autoclavable	Oui										
Jupe	Oui	Non	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Graduation	Oui, gravée	Non	Non	Oui, sérigraphiée	Oui, gravée	Non	Oui, gravée	Oui, gravée	Oui, gravée	Oui	Oui
Zone de marquage	Non										
Coloris	Translucide										
Températures d'utilisation	0 °C à +135 °C	0 °C à +135 °C	0 °C à +135 °C	0 °C à +135 °C	0 °C à +135 °C	0 °C à +135 °C	0 °C à +135 °C	0 °C à +135 °C	0 °C à +135 °C	-90 °C à +121 °C	-90 °C à +121 °C
Spécificités	Testé à 95 kPa										
Unités/carton	Sachet de 1000 tubes	Sachet de 1000 tubes	Sachet de 1000 tubes	Sachet de 1000 tubes	Sachet de 1000 tubes	Sachet de 1000 tubes	Sachet de 1000 tubes	Sachet de 500 tubes	Sachet de 500 tubes	20 sachets de 25 tubes	5 sachets de 100 tubes
Tube seul	**040769**	**040770**	**040779**	**040771**	**040772**	**039235**	**040773**	**040774**	**040780**	**-**	**-**
Réf. bouchon blanc	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**040723**	**040724**
CHF/carton	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com