Bouchons pour tubes en polypropylène Simport® (page précédente)

Pour tube référence	040769	040770	040779	040771	040772	039235	040773	040774	040780
									
Réf. bouchon blanc à lèvre de scellé	**040775**	**040777**	**-**	**039237**	**040775**	**039237**	**040775**	**040778**	**-**
Unités/carton	1000	1000	-	1000	1000	1000	1000	500	-
CHF/carton	**NC -**	**NC -**	**-**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**-**
									
Réf. bouchon blanc avec joint O-Ring	**-**	**-**	**-**	**039238**	**-**	**039238**	**-**	**-**	**-**
Unités/carton	-	-	-	1000	-	1000	-	-	-
CHF/carton	-	-	-	**NC -**	-	**NC -**	-	-	-
									
Réf. bouchon blanc inviolable	**040781**	**-**	**040782**	**-**	**040781**	**-**	**040781**	**-**	**040783**
Unités/carton	1000	-	1000	-	1000	-	1000	-	500
CHF/carton	**NC -**	**-**	**NC -**	**-**	**NC -**	**-**	**NC -**	**-**	**NC -**

Tubes en polypropylène Labcon

		
Volume (ml)	5	10
Diamètre (mm)	15,2	
Hauteur (mm)	60,2	94
Matière	Polypropylène	
Stérile	Non	
Fond	Conique	
Bouchon	Oui	
Autoclavable	Oui	
Vitesse max de centrifugation (g)	12000	
Jupe	Oui	
Graduation	Oui, incrément 1 ml	
Zone de marquage	Oui	
Coloris	Translucide	
Températures d'utilisation	-80 °C à +122 °C	
Spécificités	Exempt de DNases, RNases, d'ATP et d'endotoxines, certifié faibles traces métaux, CE, IVD, conforme IATA 95 kPa, USP classe VI	
Unités/carton	2 sachets de 500 tubes et 2 sachets de 500 bouchons	
Réf. bouchon vert	**950680**	**950684**
CHF/carton	**NC -**	**NC -**