Tubes en polystyrène Greiner Bio-One






Volume (ml)	12			15
Diamètre ext. (mm)	16,8	16,8	17	17
Hauteur sans bouchon (mm)	100	100	100	15
Hauteur avec bouchon (mm)	101	101	101	120
Matière	Polystyrène ; bouchon HDPE			
Stérile	Non	Oui	Non	Oui
Fond	Conique	Conique	Rond	Rond
Bouchon	Oui			
Autoclavable	Non			
Vitesse max de centrifugation (g)	5000	5000	3000	2500
Jupe	Oui	Oui	Non	Non
Graduation	Non			
Zone de marquage	Non			
Coloris	Transparent			
Températures d'utilisation	-20 °C à +60 °C	-20 °C à +60 °C	-20 °C à +60 °C	-20 °C à +60 °C
Spécificités	Exempt de métaux lourds	Exempt de DNases, RNases, d'ADN humain et d'endo-toxines ; non cytotoxique	Exempt de métaux lourds	Exempt de DNases, RNases, d'ADN humain et d'endo-toxines ; non cytotoxique
Unités/carton	Sachet de 1300 tubes	40 sachets de 25 tubes	Sachet de 900 tubes	10 sachets de 100 tubes
Tube seul	-	-	-	-
Réf. bouchon blanc	**164180**	-	-	-
Réf. bouchon rouge	-	-	-	-
Réf. bouchon bleu	-	**164161**	-	**186171**
Réf. bouchon noir	-	-	**163177**	-
CHF/carton	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Bouchon

Référence	Désignation	Unités/ carton	CHF/ carton
314386B	Bouchon bleu	1000	**NC -**

Tubes en polystyrène Biosigma



Volume (ml)	5		
Diamètre (mm)	13		
Hauteur (mm)	75		
Matière	Polystyrène		
Stérile	Non	Non	Oui
Fond	Rond		
Bouchon	Non	Oui	Oui
Autoclavable	Non		
Jupe	Non		
Graduation	Non		
Zone de marquage	Non		
Coloris	Transparent		
Unités/carton	Sachet de 4200 tubes	Sachet de 2100 tubes	21 sachets de 100 tubes
Réf. tube seul	**390559**	-	-
Réf. bouchon jaune	-	**390490**	**390560**
CHF/carton	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Bouchon

Référence	Désignation	Unités/ carton	CHF/ carton
390558	Bouchon jaune	1000	**NC -**

Tubes en polystyrène Nunc™




Volume (ml)	10		11		
Diamètre (mm)	16				
Hauteur (mm)	100	110	110	110	110
Matière	Polystyrène ; bouchon en polyéthylène				
Stérile	Oui				
Fond	Plat	Rond	Conique	Conique	Conique
Bouchon	Oui				
Autoclavable	Non				
Vitesse max de centrifugation (g)	3000				
Jupe	Non				
Graduation	Non	Non	Non	Non	Oui
Zone de marquage	Oui	Non	Non	Oui	Oui
Coloris	Transparent				
Températures d'utilisation	20 °C à 90 °C				
Unités/carton	6 sachets de 80 tubes				
Réf. bouchon naturel	**056022**	**056024**	**056027**	**055455**	**056322**
CHF/carton	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com