

Tubes en polypropylène avec col droit Gosselin™

CORNING

Volume (ml)	2	3,5		5	10	
Diamètre ext. (mm)	10,9	12	12	12,8	15,4	15,4
Diamètre int. (mm)	8,9	10	10	10,9	13,5	13,5
Hauteur (mm)	42,5	75	75	74,5	95	95
Matière	Polypropylène					
Stérile	Non	Non	Oui	Oui	Non	Oui
Fond	Rond					
Bouchon	Non	Non	Oui	Oui	Non	Oui
Type de bouchon	-	-	A aillettes	A aillettes	-	A aillettes
Autoclavable	Oui					
Vitesse max de centrifugation (g)	3000					
Jupe	Non					
Graduation	Non					
Zone de marquage	Non					
Coloris	Transparent	Translucide	Translucide	Translucide	Translucide	Translucide
Températures d'utilisation	-20 °C à +120 °C					
Unités/carton	4 sachets de 1500 tubes	5 sachets de 500 tubes	4 sachets de 625 tubes	4 sachets de 500 tubes	5 sachets de 250 tubes	4 sachets de 250 tubes
Réf. tube seul	**080044**	**080073**	**-**	**-**	**080031**	**-**
Réf. bouchon rouge	**-**	**-**	**080075**	**080072**	**-**	**080084**
CHF/carton	**219,85 -**	**92,55 -**	**461,45 -**	**240,90 -**	**109,15 -**	**249,70 -**

Tubes en polypropylène avec col droit Greiner Bio-One

greiner BIO-ONE






Volume (ml)	4	5	12	14
Diamètre ext. (mm)	11,8	12	16,1	18
Diamètre int. (mm)	10,1	10	13,5	15
Hauteur (mm)	54,7	74,2	98,9	95
Matière	Polypropylène			
Stérile	Non			
Fond	Rond			
Bouchon	Non			
Autoclavable	Oui			
Vitesse max de centrifugation (g)	5800	5800	5800	4800
Jupe	Non			
Graduation	Non			
Zone de marquage	Non			
Coloris	Translucide			
Températures d'utilisation	-196 °C à +120 °C			
Unités/carton	15 sachets de 240 tubes	8 sachets de 250 tubes	Sachet de 1600 tubes	Sachet de 1500 tubes
Réf. tube seul	**112201**	**115201**	**160201**	**187201**
CHF/carton	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**