# TUBES AVEC COL DROIT EN POLYSTYRÈNE

## Tubes en polystyrène avec col droit Biosigma



| | | |
|---|---|---|
| Volume (ml) | 3 | 5 |
| Diamètre ext. (mm) | 11,5 | 12 |
| Diamètre int. (mm) | 10,7 | |
| Hauteur (mm) | 55 | 86 |
| Matière | Polystyrène | |
| Stérile | Non | |
| Fond | Rond | |
| Bouchon | Sans | |
| Autoclavable | Non | |
| Jupe | Non | |
| Graduation | Non | |
| Zone de marquage | Non | |
| Coloris | Transparent | |
| Températures d'utilisation | -10 °C à +50 °C | |
| **Unités/carton** | 6000 tubes | 4000 tubes |
| **Tube seul** | **390595** | **395035** |
| **CHF/carton** | **NC -** | **NC -** |

## Tubes en polystyrène avec col droit Nunc™






| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume (ml) | 4 | 5 | 12 | | 14 | |
| Diamètre (mm) | 11 | 12 | 15 | 15 | 17 | 17 |
| Hauteur (mm) | 70 | 75 | 100 | 100 | 110 | 110 |
| Matière | Polystyrène ; bouchon en polyéthylène | | | | | |
| Stérile | Non | Non | Non | Oui | Non | Oui |
| Fond | Rond | Rond | Rond | Rond | Conique | Conique |
| Bouchon | Oui | | | | | |
| Type de bouchon | Rentrant | | | | | |
| Type de col | Droit | | | | | |
| Autoclavable | Non | | | | | |
| Vitesse max de centrifugation (g) | 3000 | 3000 | - | - | - | - |
| Jupe | Non | | | | | |
| Graduation | Oui 1 graduation à 2,5 ml | Oui 1 graduation à 2,5 ml | Oui 2 graduations à 5 et 10 ml | Oui 2 graduations à 5 et 10 ml | Oui 2 graduations à 5 et 10 ml | Oui 2 graduations à 5 et 10 ml |
| Zone de marquage | Non | | | | | |
| Coloris | Transparent | | | | | |
| Températures d'utilisation | +20 °C à +90 °C | | | | | |
| **Unités/carton** | 24 sachets de 150 tubes | 3 sachets de 1000 tubes | 8 sachets de 150 tubes | 5 sachets de 100 tubes | 18 sachets de 100 tubes | 5 sachets de 100 tubes |
| **Réf. bouchon naturel** | **056032** | **056035** | **056039** | **056041** | **056043** | **056044** |
| **CHF/carton** | **NC -** | **NC -** | **NC -** | **NC -** | **NC -** | **NC -** |