Tubes avec col droit en polypropylène à fond rond sans bouchon

Fond rond Sans bouchon



Volume (ml)	6	7				8			10			11
Ø ext. (mm)	16	13	13	13	12	13	13	16	16	16	16	16
Ø int. (mm)	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	14	13,8
Hauteur sans bouchon (mm)	65	100	100	99	100	100	100	75	100	100	100	100
Matière	Polypropylène											
Stérile	Non											
Fond	Rond											
Type de col	Droit	Droit	Droit	Droit	Droit avec rebord	Droit	Droit	Droit	Droit	Droit avec rebord	Droit	Droit
Autoclavable	Oui	Oui	Non	Non	Oui	-	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Vitesse max de centrifugation (g)	-	-	5000	-	3000	10000	-	-	5000	5000	-	-
Jupe	Non											
Graduation	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Oui	Oui	Oui	Non
Zone de marquage	Non											
Coloris	Translucide											
Températures d'utilisation	-	-	-	-	-10 °C à +120 °C	-	-	-	-	-10 °C à +120 °C		-
Unités/carton	4 sachets de 500 tubes	4 sachets de 400 tubes	Sachet de 3000 tubes	3 sachets de 1000 tubes	Sachet de 100 tubes	Sachet de 1000 tubes	Sachet de 1000 tubes	2 sachets de 500 tubes	Sachet de 2000 tubes	Sachet de 2000 tubes	Sachet de 2000 tubes	5 sachets de 500 tubes
Réf. tube seul	**483035**	**483040**	**390022**	**349011**	**391225**	**064323**	**380640**	**380642**	**390023**	**390029**	**390678**	**349015**
CHF/carton	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Fond rond Sans bouchon



Volume (ml)	16		19		31	48	70	110
Ø ext. (mm)	17	17	16	16	24	30	35	40
Hauteur sans bouchon (mm)	101	100	125	125	93	104	99,5	119
Matière	Polypropylène							
Stérile	Non							
Fond	Rond							
Type de col	Droit à rebord	Droit	Droit	Droit	Droit à rebord	Droit à rebord	Droit à rebord	Droit à rebord
Autoclavable	Oui	-	Non	-	Oui	Oui	Oui	Oui
Vitesse max de centrifugation (g)	3000	10000	-	10000	3000	3000	3000	3000
Jupe	Non							
Graduation	Non							
Zone de marquage	Non							
Coloris	Translucide							
Températures d'utilisation	-10 °C à +120 °C	-	-	-	-10 °C à +120 °C	-10 °C à +120 °C	-10 °C à +120 °C	-10 °C à +120 °C
Unités/carton	Sachet de 500 tubes	Sachet de 1000 tubes	2 sachets de 500 tubes	Sachet de 1000 tubes	Sachet de 50 tubes	Sachet de 25 tubes	Sachet de 20 tubes	Sachet de 25 tubes
Réf. tube seul	**391226**	**064325**	**380644**	**064327**	**391227**	**391228**	**391229**	**391230**
CHF/carton	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**