TUBES AVEC COL DROIT EN POLYPROPYLÈNE/ POLYSTYRÈNE


Tubes avec col droit en polypropylène fond plat



Volume (ml)	3	5
Ø ext. (mm)	12	16
Hauteur sans bouchon (mm)	56	60
Matière	Polypropylène	
Stérile	Non	
Fond	Plat	
Bouchon	Sans	
Type de col	Droit avec rebord	Droit avec rebord
Autoclavable	Non	Non
Vitesse max de centrifugation (g)	5000	5000
Jupe	Non	
Graduation	Oui	Oui
Zone de marquage	Non	
Coloris	Translucide	
Températures d'utilisation	-	-
Unités/carton	Sachet de 600 tubes	Sachet de 3500 tubes
Réf. tube seul	**390025**	**390028**
CHF/carton	**NC -**	**NC -**

Tubes avec col droit en polystyrène fond rond sans bouchon

Fond rond
Sans bouchon



Volume (ml)	0,8	1,6	2,5	3				3,5	4	4,9
Ø ext. (mm)	6,5	8	10	11,5	11	12	12	12	10	12
Hauteur (mm)	38	50	50	55	70	55	50	75	75	75
Matière	Polystyrène									
Stérile	Non									
Fond	Rond	Rond	Rond	Rond	Rond	Rond	Rond	Rond	Rond	Rond avec nervure interne
Type de col	Droit									
Autoclavable	Non									
Vitesse max de centrifugation (g)	-	8200	8200	2500	2500	-	8200	-	8200	-
Jupe	Non									
Graduation	Non									
Zone de marquage	Non									
Coloris	Transparent									
Températures d'utilisation	+20 °C à +90 °C									
Spécificités	-	-	-	-	Tube pour R.I.A	-	-	-	-	Nervures au fond du tubes augmentant la surface ; idéal pour les coating avec des anticorps et/ou adsorbtion de protéine
Unités/carton	Sachet de 100	Sachet de 1000 tubes	Sachet de 1000 tubes	12 sachets de 500 tubes	24 sachets de 250 tubes	Sachet de 1000 tubes	Sachet de 1000 tubes	6 sachets de 500 tubes	Sachet de 1000 tubes	Sachet de 1000 tubes
Réf. tube seul	**080048**	**064314**	**064315**	**390000**	**390001**	**380638**	**064316**	**483036**	**064318**	**064320**
CHF/carton	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**