ASTUCE

Pour bien choisir votre bouchon : mesurez le diamètre interne du tube pour les bouchons rentrants et le diamètre externe pour les bouchons coiffants

Bouchons pour tubes 12 et 17 mm

Simport



Pour tubes Ø (mm)	12	17
Unités/carton	Carton de 4000 bouchons	4 sachets de 1000 bouchons
Blanc	**039974**	**039398**
Jaune	**039975**	**039397**
Rouge	**039973**	**039395**
Vert	**039972**	**039394**
Bleu	**039971**	**039396**
Naturel	**039970**	-
CHF/carton	**NC -**	**NC -**

Bouchons double position


labcon



Pour tubes Ø (mm)	12	17
Unités/carton	3 sachets de 1000 bouchons	Sachet de 1000 bouchons
Naturel	**949919**	**949958**
CHF/carton	**NC -**	**NC -**

Bouchons rentrants

labcon



Pour tubes Ø (mm)	17
Unités/carton	2 sachets de 500 bouchons
Naturel	**949877**
CHF/carton	**NC -**

Bouchons



Pour tubes Ø (mm)	Ø ext 16 mm et Ø interne 13,5 mm
Unité d'emb.	500
Unités/carton	12
Blanc	**483041**
CHF/carton	**NC -**

Bouchons rentrants

Thermo SCIENTIFIC nunc



Pour tubes Ø (mm)	11	12	15
Unités/carton	6 sachets de 600 bouchons	6 sachets de 500 bouchons	8 sachets de 300 bouchons
Naturel	**056045**	**056047**	**056050**
CHF/carton	**NC -**	**NC -**	**NC -**


Bouchon à aillettes

labcon




Pour tubes Ø (mm)	12	
Unités/carton	3 sachets de 1000 bouchons	6 sachets de 500 bouchons
Blanc	**949921**	-
Jaune	**949922**	-
Rouge	**949923**	-
Vert	**949926**	-
Bleu	**949925**	-
Naturel	**949920**	-
Assortis	-	**949927**
CHF/carton	**NC -**	**NC -**

Bouchons rentrants en polyéthylène



Pour tubes Ø (mm)	11	12-13	16
Unités/carton	Sachet de 6000 bouchons	Sachet de 4000 bouchons	Sachet de 4000 bouchons
Neutre	**390101**	-	-
Blanc	-	**390065**	**390071**
Jaune	-	**390069**	**390075**
Rouge	-	**390070**	**390076**
Vert	-	**390068**	**390074**
Bleu	-	**390067**	**390073**
Bleu ciel	-	**390066**	**390072**
CHF/carton	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Bouchons à ailettes en polyéthylène



Pour tubes Ø (mm)	12	13	16
Unités/carton	Sachet de 1000 bouchons		
Naturel	**390077**	**390084**	**390091**
Blanc	**390078**	**390085**	**390092**
Jaune	**390082**	**390089**	**390096**
Rouge	**390083**	**390090**	**390097**
Vert	**390081**	**390088**	**390095**
Bleu	**390080**	**390087**	**390094**
Bleu clair	**390079**	**390086**	**390093**
CHF/carton	**NC -**	**NC -**	**NC -**