BOUCHONS/PORTOIRS EN ACIER

Bouchons en liège



- Pour de nombreuses utilisations
- Différents Øs disponibles



Référence	Ø inférieur (mm)	Ø supérieur (mm)	Hauteur (mm)	Unités/ carton	CHF/ carton
764015	3	6	16	100	NC -
764016	5	8	16	100	NC -
764017	5	9	17	100	NC -
764018	8	11	20	100	NC -
764019	10	13	22	100	NC -
764020	11	14	22	100	NC -
764021	13	16	22	100	NC -
764022	15	18	22	100	NC -
764023	17	20	26	50	NC -
764024	18	22	26	50	NC -
764025	26	30	27	50	NC -
764026	32	36	27	50	NC -
764027	36	40	27	20	NC -

Portoirs en acier inoxydable autoclavable avec revêtement RILSAN

Référence	L x l x h (mm)	Pour tubes de ø (mm)	Nombre de tubes	CHF
805108*	207 x 103 x 25	11	5 x 10	NC -
844038	72 x 55 x 55	13	4 x 3	NC -
842068	107 x 40 x 55	13	2 x 6	NC -
844068	108 x 72 x 55	13	4 x 6	NC -
844128	206 x 72 x 55	13	4 x 12	NC -
840108	172 x 172 x 55	13	10 x 10	NC -
854038	100 x 78 x 65	16 - 18 - 20	4 x 3	NC -
864038	100 x 78 x 100	16 - 18 - 20	4 x 3	NC -
864068	150 x 100 x 100	16 - 18 - 20	4 x 6	NC -
864128	296 x 100 x 100	16 - 18 - 20	4 x 12	NC -
874128	348 x 122 x 100	22 - 25	4 x 12	NC -
843288	280 x 110 x 90	30	3 x 8	NC -

* Portoir à poignées latérales

Demi-portoir en acier époxy



Petit portoir en acier epoxy qui convient aux espaces limités : sous la hotte, au bain-marie, etc.
Disponible en 3 coloris : vert, bleu ou orange.

Pour tubes de ø (mm)	Capacité tubes	L x l x h (mm)	Vert	Bleu	Orange	CHF
10 à 13	36 (6 x 6)	110 x 130 x 62	086606	086609	-	NC -
15 à 16	24 (6 x 4)	121 x 89 x 62	086607	086610	086613	NC -
18 à 20	20 (5 x 4)	125 x 108 x 62	086608	086611	086614	NC -

Portoirs en acier inoxydable



Référence	L x l x h (mm)	Pour tubes de ø (mm)	Nombre de tubes	CHF
844061	108 x 72 x 55	13	4 x 6	NC -
844121	206 x 72 x 55	13	4 x 12	NC -
854031	100 x 78 x 65	16 - 18 - 20	4 x 3	NC -
854061	150 x 100 x 65	16 - 18 - 20	4 x 6	NC -
864061	150 x 100 x 100	16 - 18 - 20	4 x 6	NC -
864121	296 x 100 x 100	16 - 18 - 20	4 x 12	NC -
874061	176 x 122 x 100	22 - 25	4 x 6	NC -
874121	348 x 122 x 100	22 - 25	4 x 12	NC -
841121	205 x 20 x 50	Tube à hémolyse	1 x 12	NC -
843121	207 x 60 x 50	Tube à hémolyse	3 x 12	NC -
843201	291 x 54 x 50	45	1 x 6	NC -