
# PORTOIRS POUR TUBES DIVERS

## Portoirs neoRack



- En polypropylène
- Pour tous les Øs de tubes
- Portoir bleu démontable
- Plateaux de couleurs différentes selon la taille
- Dimensions (L x l x H) : 146 x 146 x 70 mm

| Référence | Pour tubes de ø (mm) | Nombre de tubes | Couleur de la grille | CHF |
|---|---|---|---|---|
| 764047 | 13 | 9 x 9 | Orange | NC - |
| 764048 | 16 | 7 x 7 | Jaune | NC - |
| 764049 | 20 | 6 x 6 | Vert | NC - |
| 764050 | 25 | 5 x 5 | Blanc | NC - |
| 764051 | 30 | 4 x 4 | Rouge | NC - |

## Rack modulable avec grilles amovibles



- En polyoxyméthylène
- Grille interchangeable
- Pour tubes de Ø 10 à 30 mm
- Grand rack : plus compact et moins cher que plusieurs petits
- Autoclavable
- Pieds en caoutchouc pour une plus grande stabilité
- Grilles sur 3 trois niveaux pour un meilleur maintien des tubes
- Dimensions des racks L x l x H (mm) : 318 x 111 x 67




### Rack de rangement avec grille

| Référence | Pour tubes de ø (mm) | Couleur | CHF |
|---|---|---|---|
| 088834 | 10 - 13 | Orange | NC - |
| 088835 | 13 - 16 | Bleu | NC - |
| 088836 | 16 - 20 | Vert | NC - |
| 088837 | 20 - 25 | Fuchsia | NC - |
| 088838 | 25 - 30 | Jaune | NC - |

### Grille pour rack de rangement

| Référence | Pour tube de Ø (mm) | Couleur | CHF |
|---|---|---|---|
| 088839 | 10 - 13 | Orange | NC - |
| 088840 | 13 - 16 | Bleu | NC - |
| 088841 | 16 - 20 | Vert | NC - |
| 088842 | 20 - 25 | Fuchsia | NC - |
| 088843 | 25 - 30 | Jaune | NC - |

## Multiracks en acétal



- 3 modèles pour tubes de 13, 16 ou 30 mm
- En polymère à base d'acétal hautement résistant
- Autoclavables de 20 °C à 120 °C
- L x l x h : 293 x 115 x 65 mm

| ø (mm) | Capacité tubes | Bleu | Vert | Mauve | Orange | Jaune | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 84 | 039837 | 039838 | 039839 | 039840 | 039841 | NC - |
| 16 | 60 | 039842 | 039843 | 039844 | 039845 | 039846 | NC - |
| 30 | 18 | 039847 | 039848 | 039849 | 039850 | 039851 | NC - |

## Racks 2 ou 3 niveaux de maintien



- Pour utilisations en bain- marie, réfrigérateur, congélateur, incubateur
- Trois coloris
- Pour tubes de ø 13 mm à 30 mm, du microtube au tubes de culture de 50 ml
- Empilables
- En polypropylène renforcé et ABS
- Poignée de transport
- Les racks à 3 niveaux (hauts) sont recommandés pour les tubes longs
- H x l x L modèles hauts : 62 x 135 x 275 mm
- H x l x L modèles bas : 39 x 135 x 275

| Type | Nombre de niveaux | ø tube (mm) | Capacité tubes | Rouge | Bleu | Vert | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haut | 3 | 13 | 84 | 442024 | 442025 | 442026 | NC - |
| Haut | 3 | 16 | 60 | 442027 | 442028 | 442029 | NC - |
| Haut | 3 | 30 | 18 | 442030 | 442031 | 442032 | NC - |
| Bas | 2 | 13 | 84 | 442033 | 442034 | 442035 | NC - |
| Bas | 2 | 16 | 60 | 442036 | 442037 | 442038 | NC - |
| Bas | 2 | 30 | 18 | 442039 | 442040 | 442041 | NC - |