PORTOIRS POUR TUBES DIVERS

Unwire racks Nalgene™

Racks moulés d'une seule pièce pour tubes de 13, 16, 20, 25 et 30 mm.

- **En ResMer™**
- **Gardent leurs couleurs plus longtemps**
- **Bonne résistance aux produits chimiques et aux désinfectants**





Unwire racks

Pour tubes ø (mm)	13	16	20	25	30
L x l x h (mm)	200 x 102 x 57	248 x 127 x 70	250 x 102 x 83	300 x 121 x 92	283 x 108 x 83
Nombre de tubes	6 x 12	6 x 12	4 x 10	4 x 10	3 x 8
Blanc	**028625**	**028631**	**028637**	**028643**	**028649**
Orange	**028626**	**028632**	**028638**	**028644**	**028650**
Jaune	**028627**	**028633**	**028639**	**028645**	**028651**
Bleu	**028628**	**028634**	**028640**	**028646**	**028652**
Vert	**028629**	**028635**	**028641**	**028647**	**028653**
Rouge	**028630**	**028636**	**028642**	**028648**	**028654**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Demi-racks

Pour tubes ø (mm)	13	16	20	25	30
L x l x h (mm)	102 x 102 x 56	126 x 126 x 68	128 x 103 x 83	122 x 122 x 75	109 x 109 x 84
Nombre de tubes	6 x 6	6 x 6	4 x 5	4 x 4	3 x 3
Blanc	**028655**	**028659**	**028663**	**028667**	**029284**
Bleu	**028656**	**028660**	**028664**	**028668**	**028671**
Vert	**028657**	**028661**	**028665**	-	**028672**
Rouge	**028658**	**028662**	**028666**	-	**028673**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Portoirs pour tubes à hémolyse et tubes à essai

- **En polypropylène, autoclavables**
- **Pour tubes de ø 13, 16, 20, 25 et 30 mm**
- **Livrés à plat, superposables**
- **Surface de marquage sur les deux longueurs**
- **Repérage alphanumérique sur le plateau**
- **4 coloris disponibles : blanc, bleu, jaune, rouge**



Pour tubes ø	Capacité tubes	L x l x h (mm)	Blanc	Bleu	Jaune	Rouge	CHF
13 mm	90 (6 x 15)	246 x 105 x 64	**391074**	**391075**	**391076**	**391077**	**NC -**
16 mm	60 (5 x 12)	246 x 105 x 72	**391078**	**391079**	**391080**	**391081**	**NC -**
20 mm	40 (4 x 10)	246 x 105 x 72	**391082**	**391083**	**391084**	**391085**	**NC -**
25 mm	40 (4 x 10)	295 x 125 x 85	**391086**	**391087**	**391088**	**391089**	**NC -**
30 mm	24 (3 x 8)	300 x 112 x 85	**391090**	**391091**	**391092**	**391093**	**NC -**

Portoirs avec grilles adhérentes pour tubes à hémolyse et tubes à essai

- **En polypropylène**
- **Autoclavables à 121 °C**
- **Avec languettes de maintien pour diminuer les risques de déversement**
- **Idéal pour le travail au bain-marie**
- **Réduisent les risques de déversement**
- **Empilables, puits identifiés de manière alphanumérique**
- **Dimensions des portoirs (L x l x h) : 14,8 x 10,5 x 7 cm**



Référence	Pour les tubes de ø (mm)	Capacité tubes	CHF
948144	10 - 13	90 (6 x 15)	**NC -**
088800	15 - 16	60 (5 x 12)	**NC -**
947935	18 - 20	40 (4 x 10)	**NC -**

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com