
PORTOIRS POUR TUBES DIVERS

Portoirs à picots

Portoirs à picots pour tubes.

- **Peuvent être utilisés avec des tubes remplis ou vides**
- **Peuvent servir d'égouttoirs à tubes**
- **Autoclavables à 121 °C**

Réf.	Pour tubes de ø (mm)	Capacité tubes	L x l x h (cm)	CHF
086676	10 - 13	160	29,5 x 13 x 6,4	**NC -**
086678	17 - 20	40	23 x 10,5 x 7	**NC -**



Portoirs en fibre de verre renforcée

Rack à piques. Autoclavables.

Référence	Pour tubes de ø (mm)	Puits	Couleur	CHF
037855	14 - 17	50	Blanc	**NC -**
037856	14 - 17	50	Bleu	**NC -**
037857	10 - 13	96	Blanc	**NC -**
037858	10 - 13	96	Bleu	**NC -**




Portoirs à piques

Thermo SCIENTIFIC NALGENE

Portoirs à piques en polypropylène pour tubes à hémolyse et tubes à essais.

- **Ne flottent pas au bain-marie**
- **Peuvent servir d'égouttoirs à tubes**
- **Peuvent être utilisés avec des plaques d'électrophorèse ou de chromatographie**
- **Autoclavables**

Réf.	Pour tubes de ø (mm)	Capacité	Couleur	L x l x h (mm)	Unités/ boîte	CHF/ boîte
029070	10 à 13	8 x 12	Blanc	179 x 127 x 64	2	**NC -**
029071	10 à 13	8 x 12	Bleu	179 x 127 x 64	2	**NC -**
029072	14 à 17	5 x 10	Blanc	187 x 105 x 70	2	**NC -**
029073	14 à 17	5 x 10	Bleu	187 x 105 x 70	2	**NC -**



Racks à picots pour tubes multiples

- **En polypropylène**
- **Pour tubes Ø 12 et 13 mm**
- **Adaptables pour d'autres tailles tubes (picots amovibles)**
- **Dimensions : 232 x 100 x 61 mm**

Référence	Désignation	CHF
888141	Rack à picots blanc	**NC -**
888142	Rack à picots multicolore (5 couleurs)	**NC -**

