
PORTOIRS POUR TUBES 5 ML À 50 ML

Racks pour tubes 15 ml ou 50 ml

- En polypropylène autoclavable
- Réutilisable, recyclable
- Bonne résistance chimique

NOUVEAU



Référence	Désignation	Unités/ carton	CHF/ carton
978504	Rack pour 25 tubes 15 ml	5	NC -
978506	Rack pour 25 tubes 50 ml	5	NC -

Rack monotube 50 ml







Trois versions :
- en epoxy ;
- en polystyrène ;
- en polypropylène encliquetable pour transformer le rack mono place en rack linéaire multiplaces.

Résistants aux produits chimiques et autoclavables (sauf polystyrène).
Les racks en polypropylène sont livrés en 5 coloris assortis (bleu, vert, jaune, rose et orange).

Référence	Désignation	Unités/ boîte	CHF/ boîte
037591	Rack epoxy monotube 50 ml	1	NC -
037592	Rack encliquetable monotube 50 ml en PP	5	NC -
037897	Rack bleu monotube 50 ml en PS	5	NC -

Portoir en polypropylène pour tubes 15 ml et 50 ml



Portoir en polypropylène pour 30 tubes 15 ml et/ou 20 tubes 50 ml. Stable au bain-marie.

Référence	Désignation	CHF
037613	Portoir PP pour tubes coniques 15 et 50 ml	NC -


Portoir multitubes 15 ml et 50 ml



- En polypropylène autoclavable
- Pour le rangement de 30 tubes 15 ml et/ou 20 tubes 50 ml

Référence	Capacité	L x l x h (mm)	CHF
199019	20 x 50 ml et/ou 30 x 15 ml	168 x 205 x 60	NC -

Portoirs pour tubes de 15 et 50 ml



- En polypropylène renforcé, autoclavables à +121 °C
- Congelables à -80 °C

Référence	Désignation	L x l x h (mm)	CHF
049730	Rack bleu pour 18 tubes 15 ml	122 x 88 x 70	NC -
049731	Rack bleu pour 6 tubes 50 ml	122 x 88 x 70	NC -
049732	Rack bleu pour 12 tubes 50 ml	234 x 88 x 70	NC -

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com