PORTOIRS POUR TUBES 5 ML À 50 ML

Portoir multifonctions pour tubes de culture



Pour le rangement vertical de 8 tubes 15 ml et 4 tubes 50 ml, ou le rangement horizontal de tubes à fond plat sur 2 niveaux. Le niveau supérieur translucide permet la visualisation du niveau inférieur.

➤ **Autoclavable** ➤ **L x l x h : 86 x 197 x 71 mm** ➤ **Idéal pour l'incubateur**

Référence	Désignation	CHF
199018	Portoir multifonctions pour tubes de culture	NC -


Portoir mono tube



➤ **Support "main libres" pour l'utilisateur**
➤ **Blanc : le tube s'enlève d'une seule main**
➤ **Deux modèles**
➤ **Bleu : portoir agrippant, le tube est ancré dans le portoir : pour l'enlever, il faut utiliser les deux mains**

Référence	Désignation	CHF les 5
085962	Portoir mono tube blanc	NC -
085963	Portoir mono tube grip bleu	NC -

Portoir pour tubes 15 ml et 50 ml



➤ **En polypropylène**
➤ **Pour le rangement de 18 tubes 15 ml ou 10 tubes 50 ml**
➤ **Autoclavable**

Référence	Capacité	L x l x h (mm)	CHF
191055	18 tubes 15 ml ou 10 tubes 50 ml	97 x 205 x 60	NC -

Portoir individuel pour tubes 15 ml et 50 ml



➤ **En polypropylène autoclavable**
➤ **Ø base : 77 mm**
➤ **Poids : 13,8 g**

Référence	Désignation	CHF les 4
086717	Portoir pour tube conique 15 et 50 ml	NC -

Rack pour tubes de 15 et 50 ml





➤ **Pour tubes de 50 ml : 25 tubes, hauteur du portoir 40 mm**
➤ **Pour tubes de 15 ml : 50 tubes, hauteur du portoir 31 mm**
➤ **Autoclavables à 121 °C**
➤ **Congelables à -80 °C**
➤ **Empilables**
➤ **Encliquetables**

Pour tubes	Naturel	Blanc	Jaune	Orange	Rouge
15 ml	949000	949001	-	949003	949004
50 ml	949009	949010	949011	949012	949013
CHF les 5	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -

Pour tubes	Violet	Bleu	Vert	Assortis
15 ml	949005	949006	949007	949008
50 ml	949014	949015	949016	949017
CHF les 5	NC -	NC -	NC -	NC -

Boîtes pour tubes 15, 20, 30 et 50 ml avec couvercle



Boîtes rigides constituées d'un support de couleur fixé sur un fond translucide, et d'un couvercle coiffant translucide, pour une visualisation complète des tubes.

➤ **Pour tubes de 15, 20, 30 et 50 ml**
➤ **Utilisables de -5 °C à +125 °C**
➤ **Avec index de numérotation**

Référence	L x P x H (mm)	Ø tubes (mm)	Volume tubes (ml)	Nombre de trous	Coloris	CHF les 2
064201	148 x 148 x 129	17	15	36	Vert	NC -
064202	148 x 148 x 60	30	20	16	Mauve	NC -
064203	148 x 148 x 91	30	30	16	Orange	NC -
064204	148 x 148 x 129	30	50	16	Rose	NC -