PORTOIRS POUR MICROTUBES 0,2 À 2 ML

Système de stockage avec boîte et rack



Système empilable, pour congélation à -80 °C.

Boîte congélation

- En polypropylène autoclavable
- A couvercle à charnière
- Dimensions : 143 x 143 x 59 mm
- Languette de fermeture

Rack

- En polypropylène autoclavable
- Amovible
- Pour 96 microtubes PCR de 0,2 ml - en barrettes, en plaques ou individuels + 8 microtubes de 0,5 ml+ 16 microtubes de 1,5/2 ml

Référence	Désignation	CHF
038787	Boîte de stockage avec rack pour PCR	NC -

Portoirs pour 80 microtubes



Portoirs en polypropylène rigide pour 80 microtubes 1,5 ml ou 2 ml.

- Repérage alphanumérique et poignées latérales
- Utilisables de -90 °C à 121 °C (autoclavables)
- Accessoires : boîte de rangement à couvercle, étagère de stockage
- L x l x h :226 x 67 x 28 mm

Portoir 80 couleur standard		Portoir 80 couleur fluo	
Coloris	Référence	Coloris	Référence
Naturel	840515	Jaune fluo	840523
Jaune	840519	Orange fluo	840524
Orange	840520	Rose fluo	840525
Rouge	840518	Bleu fluo	840526
Violet	840521	Vert fluo	840527
Bleu	840516	-	-
Vert	840530	-	-
Noir	840522	-	-
CHF	NC -	CHF	NC -
Le jeu de 5 portoirs coloris assortis	840528	Le jeu de 5 portoirs coloris assortis	840529
CHF les 5	NC -	CHF les 5	NC -


Etagères en acrylique

Permettent de stocker et manipuler les portoirs sans les empiler.

- Modèle horizontal : 8 cases pour 8 portoirs. L x l x h : 300 x 230 x 115 mm.
- Modèle vertical : 8 cases pour 8 portoirs. L x l x h : 153 x 230 x 220 mm.

Référence	Désignation	CHF
037579	Etagère horizontale pour 8 portoirs	NC -
037580	Etagère verticale pour 8 portoirs	NC -

Racks empilables pour 48 microtubes 1,5 / 2 ml



- En polystyrène
- Pour 48 microtubes de diamètre 11 mm (1,5 / 2 ml)
- Racks empilables
- Dimensions haut (L x l) : 182 x 122 mm
- Dimensions totale (L x l x h) : 192 x 122 x 47 mm
- 5 coloris différents : jaune, blanc, rouge, violet et vert

Référence	Désignation	Unités/ carton	CHF/ carton
393003	Racks pour 48 tubes à centrifuger	10	NC -

Portoirs pour microtubes



Portoirs en polyketone de bonne résistance chimique (sauf acides) pour microtubes 1,5 ml et 2 ml.

- Gerbables
- Autoclavables
- Coloris blanc

Référence	Capacité	CHF
029078	24 (6 x 4)	NC -