Rack 4 faces Flipper

- **En polypropylène, autoclavable**
- **4 couleurs : vert, bleu, rouge et jaune**

Face A	4 tubes coniques 50 ml
Face B	18 microtubes 5 ml et 32 microtubes 0,5 ml
Face C	12 tubes coniques 15 ml
Face D	32 microtubes 1,5 ou 2,0 ml
Dim. l x p x h (mm)	173 x 91 x 51
Référence	**840877**
CHF les 4	**NC -**



Portoirs ajustables pour tubes Adapt-a-Rack

Thermo SCIENTIFIC NALGENE

Portoirs flexibles, permettant le maintien de tubes de diamètres différents.

- **En polyoxyméthylène**
- **Disponibles en différents coloris pour identification**
- **Cotés ouverts pour visualisation des marquages**
- **Attachables (soutenir par-dessous pendant le transport)**
- **Dimensions L x l x h : 181 x 56 x 76 mm**
- **Autoclavables**

Référence	Coloris	Unités/ carton	CHF/ carton
320140	Bleu / Vert	2	**NC -**
320141	Bleu / Jaune	2	**NC -**
320142	Rose / Blanc	2	**NC -**
320143	Bleu / Bleu	2	**NC -**
320144	Blanc / Blanc	2	**NC -**
320145	Rose / Rose	2	**NC -**
320146*	Jaune / Jaune	2	**NC -**
320147	Vert / Vert	2	**NC -**





* Dimensions: 104 x 202 x 59 mm

Racks barillet




Racks à modules pivotants comme un barillet. Utilisables par simple module ou encliquetables. Bloc de 4 racks coloris vert, bleu, rouge, jaune.

- **En polypropylène, autoclavable avec précaution**

Modèle	Rack barillet	Rack barillet Eco
Dim. L x l x h	108 x 108 x 69 mm	108 x 108 x 68 mm
Gamme de temp.	- 80 °C à + 121 °C	- 30 °C à + 121 °C
Capacité	2 tubes 50 ml + 8 tubes 15 ml	
	12 microtubes 1,5 ml ou 2 ml ø max. 11 mm	9 microtubes 1,5 ml ou 2 ml ø max. 11 mm
	6 microtubes 0,5 ml ø max. 8 mm	
	1 plaque PCR (utilisation de 2 modules)	
	6 barrettes PCR 8 microtubes par module	
	8 barrettes PCR 12 tubes sur 2 modules	
	48 microtubes PCR sur 1 module	
Référence	**048021**	**048021B**
CHF	**NC -**	**NC -**

Rack à 4 modules à mouvement circulaire Rota-Rack



- **Chaque module tourne et se règle sur le module suivant**
- **2 modèles pour tubes ou microtubes**
- **Les 4 modules sont de couleurs différentes (rose, jaune, bleu, vert)**

Capacité Micro Rota-Rack
- 6 microtubes de 15 ml ;
- 9 microtubes de 1,5-2 ml ;
- 12 microtubes de 0,5-0,6 ml ;
- 32 microtubes PCR de 0,2 ml ou 4 barettes de 8 microtubes PCR.

Capacité Macro Rota-Rack
- 2 tubes de 50 ml ;
- 8 tubes de 15 ml ;
- 6 tubes de 16-20 mm ;
- 10 tubes de 10-13 mm.

Référence	Désignation	CHF
037781	Macro Rota-Rack pour tubes	**NC -**
037782	Micro Rota-Rack pour microtubes	**NC -**

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com