PORTOIRS MULTI-TUBES EN GRADIN

Portoir universel en gradin




Portoir en polystyrène anti-choc à gradins pour le rangement de :
- 5 tubes de 50 ml (ø 30 mm) ;
- 8 tubes 15 ml (ø 17 mm) ;
- 10 tubes 5 ml (ø 12 - 13 mm) ;
- 12 microtubes 1,5 ml ou 2 ml (ø 11 - 12 mm).

Dimensions base : 134 x 201 mm.
Hauteur des gradins (du bas vers le haut) : 26, 32, 38 et 51 mm.

Coloris	Bleu	Vert	Jaune	CHF
Référence	064012	064013	064014	NC -

Portoirs assemblables à double gradin



- **Capacité 20 microtubes 1,5 ml ou 2 ml**
- **Gradin avec numérotation facilitant l'accès aux microtubes**
- **Assemblables**

Coloris	Bleu	Blanc	CHF les 6
Référence	037541	037543	NC -

Portoirs en gradin pour 48 microtubes



Portoirs rigides en polypropylène pour 48 microtubes.

- **Index alphanumérique**
- **Pieds en caoutchouc**

Référence	Désignation	
015170A	Portoir pour 48 microtubes 0,5 ml ou 0,65 ml	NC -
015190A	Portoir pour 48 microtubes 1,5 ml ou 2 ml	NC -

FlexiRack



- **Modulable selon le nombre de tubes à manipuler**
- **Compatible avec tubes de 0,5, 1,5, 5, 15 et 50 ml**
- **Code couleur en fonction des tubes**

Référence	Désignation	Unités/ carton	CHF/ carton
141159	Support pour 12 tubes 0,5 ml, rouge	5	NC -
141160	Support pour 12 tubes 1,5 ml, violet	5	NC -
141161	Support pour 7 tubes 5 ml, vert	5	NC -
141163	Support pour 3 tubes 50 ml, orange	5	NC -