PORTOIRS FLOTTANTS

Portoirs flottants pour microtubes

labcon

- Pour tubes de 1,5 et 2 ml
- Autoclavables
- Utilisables de -190 °C à +122 °C

Référence	Désignation	Unités/ sachet	Unités/ carton	CHF/ carton
949862	Rack flottant pour 24 tubes avec boîte à charnière avec couvercle	10	100	NC -
949863	Rack flottant pour 24 tubes	10	100	NC -
949861	Rack flottant pour 48 tubes avec boîte à charnière avec couvercle	5	50	NC -



Mini rack flottant pour 12 microtubes

- Polypropylène, autoclavable à 121 °C
- Avec languettes de maintien
- Pour 12 microtubes de 1,5 ou 2 ml
- Diamètre de 9,5 cm adapté à la plupart des béchers de 100 ml
- Utilisable avec ou sans support pour vortex

Désignation	Naturel	Turquoise	Fuschia	Jaune Fluo	CHF
Mini rack	088752	088753	088754	088755	NC -
Mini rack avec support	088756	088757	088758	088759	NC -

Référence	Désignation	CHF
088760	Support amovible pour vortex	NC -




088760

Portoirs en polypropylène

Thermo SCIENTIFIC NALGENE

Portoirs ronds ou carrés pour tempérer, refroidir ou incuber les microtubes.

- 4 pieds maintiennent le portoir sur la paillasse
- Résistent à des températures de -70 °C à + 100 °C
- Autoclavables
- Repères alphanumériques


Réf.	Forme	Type microtubes	Capacité	Coloris	L x l x h (mm)	CHF les 4
029168	Carrée	1,5 / 2 ml	16 (4 x 4)	Blanc	103 x 103 x 65	NC -
029169	Ronde	1,5 / 2 ml	8	Blanc	ø 66 x 65	NC -
029170	Ronde	1,5 / 2 ml	20	Blanc	ø 96 x 65	NC -



Portoir flottant pour microtubes

- En polypropylène vierge, utilisable de -80 °C à +121 °C
- Pour utilisation en bain-marie ou en incubateur
- Pour 18 tubes de 1,5 /2 ml
- Grille numérotée
- Poignée de préhension
- H x l x L : 40 x 90 x 133 mm

Référence	Désignation	CHF les 5
442042	Portoir flottant coloris blanc pour microtubes	NC -



Rack flottant à pieds détachables

- En polypropylène
- Pieds détachables

Référence	Forme	Pour	Couleur	CHF les 4
037901	Carrée (102 mm de côté)	16 tubes de 1,5 ml	Blanc	NC -
037903	Ronde (diamètre 68 mm)	20 tubes de 1,5 ml	Blanc	NC -



Prix indicatifs. Consultez www.milian.com