PANIERS ET GRILLES

Paniers en fil inox



- En acier inox
- Polis électrolytiquement
- AISI 304

	Sans croisillons		Avec croisillon	
Dimensions ø x h (mm)	Référence	CHF	Référence	CHF
150 x 120 mm	068598	NC -	068602	NC -
210 x 180 mm	068599	NC -	068603	NC -
240 x 180 mm	068601	NC -	068604	NC -

Panier porte-pipettes



- En acier inox
- AISI 304
- Polis électrolytiquement
- ø x h 250 x 90 mm

Référence	Désignation	CHF
068591	Panier porte-pipettes	NC -

Paniers en inox à mailles



- En acier inox
- Maille : 8 mm

Référence	ø x h (mm)	CHF
076501	100 x 80	NC -
076502	120 x 100	NC -
076503	150 x 120	NC -
076504	180 x 160	NC -
076505	210 x 180	NC -
076506	240 x 180	NC -
076507	270 x 180	NC -
076508	300 x 200	NC -



Sécheur de verrerie

- Puissance : approx. 1200 W
- 2 vitesses, 2 températures
- Sécurité de surchauffe
- Anneau de suspension
- Poignée pliable

Référence	Désignation	CHF
067231B	Sécheur de verrerie	NC -

