
Droso-plugs™





- Structure cellulaire ultra dense : 92,1 kg/m²
- Fermeture facile
- Réutilisables (lavables)

Référence	Bouchon pour	Unités/ carton	CHF/ carton
789190	Bouteille	1536	NC -
789215	Bouteille plastique	2560	NC -
789193	Tube étroit	6760	NC -
789194	Tube large	4840	NC -

Bouchons Flugs™

- Bouchon stop-mites
- En acétate de cellulose dense pour tubes et bouteilles à drosophiles
- Meilleure barrière que le coton ou la rayonne

Référence	Bouchon pour	Unités/ carton	CHF/ carton
789034	Bouteille plastique ø 38 mm	1000	NC -
789035	Tube ø 28,5 mm	1000	NC -
789036	Tube ø 25 mm	1000	NC -
789037	Bouteille verre ø 22 mm	1000	NC -




Tableau de compatibilité tubes / bouchons










	789034	789035	789036	789037	789028	789038	789042	789044	789043	789041	789046	789045
Tubes 24 x 75 mm				x			x			x	x	x
Tubes 25 x 95 mm			x				x			x	x	x
Tubes 28,5 x 95 mm		x			x			x			x	x
Bouteille PP ronde 64 x 103 mm Ref. 789020	x					x					x	x
Bouteille PP ronde 60 x 130 mm Ref. 789021	x					x					x	x
Bouteille PP carrée 57 x 103 mm Ref. 789022	x					x					x	x
Bouteille PE carrée 57 x 103 mm Ref. 789025						x					x	x
Bouteille PE carrée 57 x 103 mm Ref. 789024	x					x					x	x
Bouteille verre Ref. 789040									x		x	x

Portoirs en carton pour tubes drosophiles


- Pour tubes drosophiles
- En carton avec ou sans cloisons pour 100 tubes
- En boites de 50 portoirs



Référence	Désignation	Unités/ carton	CHF/ carton
789016	Plateau seul - pour tubes Ø 25 mm	50	NC -
789017	Plateau seul - pour tubes Ø 28,5 mm	50	NC -
789018	Cloisons pour tubes Ø 25 mm	50	NC -
789019	Cloisons pour tubes Ø 28,5 mm	50	NC -

Plateaux en inox

- Plateaux vendus sans séparateurs, à commander séparément



Référence	Désignation	CHF
789217	Plateau acier inox pour 10 x 10 tubes 25 mm	NC -
789218	Plateau acier inox pour 10 x 10 tubes 28,5 mm	NC -
789272	Séparateurs pour plateaux 789217 et 789218 (les 144)	NC -



PANSERIN S2 : milieu de culture sans protéines pour cellules de drosophiles (S2 en suspension) en 100 et 500 ml : voir page 116

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com