Toiles de filtration

Toiles de filtration en acier inox

Référence	Désignation	CHF
789048	Toile de filtration acier inox 97 µm	NC -

Toiles de filtration en toile nylon NITEX

Référence	Porosité (µm)	Applications	CHF
074002	500	Récupération des adultes	NC -
074004	250	Diverses	NC -
074007	100	Récupération des embryons	NC -
074010	50	Filtres à CO_2 et filtre à débris nucléaires pendant la préparation des larves	NC -
074013	30	Diverses	NC -

En acier inox ou en nylon.



Dispositif de remplissage Droso-Filler

Dispositif de remplissage de nourriture pour tubes.

- **Pour remplir 100 tubes diamètre fin**
- **Pour remplir 100 tubes diamètre large**
- **Pour remplir 25 bouteilles carrées en une seule fois à l'aide du plateau**

Réf.	Pour	Tubes adaptés (mm)	Dimensions ext. (cm)	Dimensions int. (cm)	Distance inter-trous (cm)	CHF/ carton
789166	Tubes fins	Ø 25	31,4 x 34,9 x 29,2	26 x 27,9 x 14	2,54	NC -
789167	Tubes larges	Ø 28,5	35,5 x 36,8 x 30,5	29,8 x 30,2 x 14	3,17	NC -
789168	Flacons carrés	57 x 57	35,5 x 36,8 x 30,5	29,8 x 30,2 x 14	5,71	NC -



Cage de ponte pour drosophiles

Référence	Modèle	ø x h (cm)	Pour boîtes de Petri	Unités/ carton	CHF/ carton
789127	Mini	3,75 x 5,8	ø 35 mm	4	NC -
789066	Small	5,6 x 7,6	ø 60 mm	4	NC -
789092	Large	8,75 x 14,8	ø 100 mm	4	NC -

Bouchons de remplacement

Référence	Modèle bouchon	Unités/ carton	CHF/ carton
789128	Pour cage de ponte modèle Mini (789092)	8	NC -
789123	Pour cage de ponte modèle Small (789066)	8	NC -
789120	Pour cage de ponte modèle Large (789092)	8	NC -

- **En acrylique longue durée**
- **Cage en LDPE souple**
- **Cages pour embryons de mouches**
- **Filtre en acier inox 97 µm pour faciliter la respiration et éliminer la condensation**
- **Avec bouchon en LDPE souple qui accepte une boîte de Petri**
- **La boîte est bien maintenue en place dans le couvercle**
- **A nettoyer avec de l'eau savonneuse uniquement, ne pas laver à l'éthanol ou autres alcools**



Film adhésif GeneSeal

Référence	Désignation	CHF
789163	Film GeneSeal pour tube ø 24 mm - rouleau 192 m	NC -
789164	Film GeneSeal pour tube ø 28,5 mm - rouleau 192 m	NC -

