Accessoires pour drosophiles (suite)

Régulateurs de CO2

- **Connexion pour tubes Ø intérieur 3,2 mm**
- **Version à radiateur spécialement adaptée aux hauts débit de CO2, pour une limitation des risques de gel du mécanisme**

Référence	Désignation	CHF
789296	Régulateur de CO2 1 voie en cuivre plaqué chrome	**NC -**
789300	Régulateur de CO2 à radiateur avec débimètre	**NC -**



Version simple



Version à radiateur

Agar pour drosophiles

Agar standard

- **Utilisé en agroalimentaire, excellentes propriétés de dispersion, stabilisation, épaississement et gélification**
- **Utilisé dans de nombreuses techniques**
- **Fusion à 85 - 90 °C / gélification à 34 - 38 °C**

Agar type II

- **Agar USP, ingrédient de base dans la nourriture des mouches**
- **Dim 100 mesh**
- **Contrôle lot à lot**
- **Utilisé lors du rajout d'antibiotiques - Agar de type Moorhead**

Volume (kg)	Agar standard	CHF	Agar de type II	CHF
5	**789148**	**NC -**	**789150**	**NC -**
10	**789149**	**NC -**	**789201**	**NC -**
25	**789199**	**NC -**	**789202**	**NC -**
50	-	-	**789203**	**NC -**



Milieux Nutri-Fly

Milieux standard pour drosophiles

- **Formulations Bloomington ou mélasse, livrés en sachet scellé ou en seau**
- **Conviennent aussi bien aux grandes et qu'aux petites quantités de milieux pour drosophiles**
- **Les ingrédients sont ceux cités par l'université d'Indiana, centre de stock des drosophiles Bloomington**

Composition	Bloomington	Mélasse
Semoule de maïs	x	x
Levure nutritionnelle inactive	x	x
Gélose Nutri-Fly, gelidium	x	x
Extraits de sirops de maïs	x	
Farine de soja	x	
Mélasse solide	x	x

Référence	Formulation	Volume final par unité (l)	Unité d'emballage	CHF
789210	Bloomington	1	10 sachets	**NC -**
789211	Bloomington	10	10 sachets	**NC -**
789313	Bloomington	100	1 seau	**NC -**
789238	Mélasse	1	10 sachets	**NC -**
789233	Mélasse	10	10 sachets	**NC -**
798315	Mélasse	100	1 seau	**NC -**



Milieu standard



Milieu formulation German

