Balles de fourrage

- **Balles de fourrage pour rongeurs**
- **En rouleau, compressé, à donner aux animaux comme nourriture enrichie naturelle**
- **Production stricte avec élimination pneumatique des particules de poussière**
- **Emballage hermétiquement clos dans un sachet à 3 couches**
- **Produit irradié à 25 kGy**
- **Composition : paille 60 %, foin 34 % et mélasse 6 %**



Référence	Désignation	CHF
155301	Balles de fourrage Ø 6 cm, poids total : 10 kg	NC -

Tondeuses pour animaux

Modèle	SUPER TRIM	REX MINI
Matériaux des lames	Acier inox	
Largeur des lames (mm)	32	32
Longueur de coupe (mm)	0,4	0,1
Vitesse des lames (rpm)	5750	3000
Autonomie de la batterie (min)	100	-
Dimensions (l x p x h) (mm)	-	136 x 41 x 35
Poids (g)	130	190
Référence	**067254B**	**067251**
CHF	**NC -**	**NC -**



Système de prélèvement de nématodes

Stylo WormStuff muni d'une attache magnétique destinée à accueillir une pointe de prélèvement en platine spatulée.
Longueur stylo : 125 mm Longueur pointe platine : 25 mm.

- **Pour la récupération et le prélèvement facile des vers**
- **2 choix de matériaux : fil en platine pur (99,95 %), plus souple ou fil en platine/irridium (90 %/10 %) plus rigide**
- **2 choix de diamètre : gauge 30 (0,254 mm) ou gauge 32 (0,203 mm)**
- **Une version en vrac permet de réaliser ses propres pointes (non adaptables sur le WormStuff)**



Système de prélèvement WormStuff - support pointe seul

Bleu	Noir	Vert	Violet	Rouge	CHF
789270	789277	789278	789279	789280	NC -

Bobine de fil

Référence	Désignation	CHF
789266	Bobine 1 mètre platine 99,95 % gauge 30 (diam : 0,254 mm)	NC -
789267	Bobine 1 mètre platine 99,95 % gauge 32 (diam : 0,203 mm)	NC -





Gauge Worm Pick	Ø (mm)	% Platinium	% Iridium	6 aiguilles Réf.	36 aiguilles Réf.
30	0,254	99,95	‹ 0,005	789260	789263
32	0,203	99,95	‹ 0,005	789261	789264
30	0,254	90	10	789262	789265
			CHF	NC -	NC -

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com