Cryotubes Nalgene

Cryotubes en polypropylène à bouchon à pas de vis externe en polyéthylène haute densité (HDPE). Avec ou sans graduation. Les modèles stériles sont stérilisés aux rayons gamma, non pyrogènes et non cytotoxiques. Les modèles non stériles ne sont pas autoclavables.

Réf.	Volume (ml)	Dimensions (mm)	Grad.	Stérile	Unités/ sachet	CHF/ sachet*
028001	1,2	13,5 x 38	Oui	Oui	25	NC -
028038	2	13,5 x 48	Oui	Oui	25	NC -
028039	5	13,5 x 92	Oui	Oui	10	NC -

* Tous les Cryovials sont livrables en boîte

Réf.	Vol. (ml)	Dimens. (mm)	Grad.	Stérile	Unités/ sachet	Unités/ boîte	CHF/ boîte
028040	1,2	13,5 x 38	Oui	Oui	1000	1000	NC -
028041	2	13,5 x 48	Oui	Oui	1000	1000	NC -
028042	1,2	13,5 x 38	Non	Non	1000	1000	NC -
028043	2	13,5 x 48	Non	Non	1000	1000	NC -

Tige d'aluminium pour Cryotubes Nalgene

Tige pour cryotubes à utiliser dans les cryoconservateurs ou en Dewar. Chaque tige se complète par un onglet de couleur en aluminium pour identification.


Référence	Désignation	CHF les 12
029087	Tige longueur 290 mm pour 5 Cryotubes	NC -
029088	Tige longueur 300 mm pour 6 Cryotubes	NC -

Onglets pour tige d'aluminium

Coloris	Blanc	CHF les 100
Référence	029089	NC -






Pastilles


Onglets

Inserts code-couleur pour Cryovials Nalgene

Inserts de couleur d'identification à insérer dans le bouchon.

Coloris	Blanc	Jaune	Bleu	Vert	Rouge	CHF les 100
Référence	028111	028112	028113	028114	028115	NC -


Tige aluminium

WEB

Saisissez la référence sur milian.com pour retrouver le guide de conservation Thermo Scientific.

Portoir pour cryotubes



Portoir autobloquant avec 5 rangées de 10 tubes. En polycarbonate blanc. L x l x h : 192 x 102 x 28 mm.

Référence	Désignation	Capacité cryotubes	CHF
028045	Portoir pour cryotubes	5 x 10	NC -

Racks verrouillables pour cryotubes Nunc et Nalgene



- **En polycarbonate**
- **Compatibles avec les cryotubes Nunc et Nalgene**
- **Pour 48 cryotubes à pas de vis interne ou 24 cryotubes à pas de vis externe**
- **Couvercle à charnière avec système de verrouillage**
- **Format standard**
- **Pour le stockage dans la vapeur d'azote liquide**

Référence	Désignation	Dimensions (mm)	CHF les 10
056794	Rack verrouillable pour cryotubes 1 - 2 ml	128 x 86 x 55	NC -
056795	Rack verrouillable pour cryotubes 3,6 - 5 ml	128 x 86 x 96	NC -

Cryotubes système 100

Cryotubes en polypropylène de 1 ou 1,5 ml à pas de vis externe.
Pour stockage d'échantillons en congélateur mécanique ou en phase vapeur d'azote. Capuchon vissant avec joint pour assurer une meilleure étanchéité.

- **Centrifugeables jusqu'à 8000 g**
- **Stérilisés aux rayons gamma**
- **Autostables**

Cyto-toxique — Pyro-gènes

Référence	Désignation	ø x h (mm)	Unités/ sachet	Unités/ carton	CHF/ carton
028048	Cryotubes 1 ml syst. 100	12 x 38	25	500	NC -
028049	Cryotubes 1,5 ml syst. 100	12 x 48	25	500	NC -



Prix indicatifs. Consultez www.milian.com