Cryotubes à étanchéité renforcée

Cryotubes à pas de vis externe avec joint plat (bouchon coiffant)



Cryotubes à pas de vis interne avec joint plat (bouchon rentrant)



Cryotubes stériles en polypropylène.
Les modèles 102027N, 102028N, 102051N possèdent un joint en silicone cylindrique, et non plat comme pour la plupart des cryotubes.
Ce joint assure une étanchéité renforcée et une meilleure sécurité.

- **Jupe crantée permettant de bloquer le tube dans le portoir**
- **Tubes gradués avec plaque d'identification**
- **Stériles**

DNase RNase — Pyro-gènes

Cryotubes à pas de vis externe avec joint plat (bouchon coiffant)

Réf.	Volume (ml)	Fond	Jupe	ø x h (mm)	Unité d'emb.	Unités/ sachet	CHF/ sachet
039261	1,2	Conique	Oui	12,5 x 43	100	100	**NC -**
039262	2	Rond	Non	12,5 x 48	100	100	**NC -**
039263	2	Rond	Oui	12,5 x 49	100	100	**NC -**
039264	3	Rond	Oui	12,5 x 72	100	100	**NC -**
039265	4	Rond	Oui	12,5 x 76	100	100	**NC -**
039266	5	Rond	Oui	12,5 x 93	100	100	**NC -**

Cryotube à pas de vis externe autostable (bouchon coiffant)

Réf.	Volume (ml)	Fond	ø x h (mm)	Unité d'emb.	Unités/ sachet	CHF/ sachet
039267	10	Rond	17 x 84	50	50	**NC -**

N.B. : aucune pastille de couleur n'est disponible pour le cryotube de 10 ml réf. 039267

Cryotubes à pas de vis interne avec joint cylindrique rouge

Le joint cylindrique, au lieu d'être plat, renforce l'étanchéité et la sécurité du tubes.

Réf.	Volume (ml)	Fond	Jupe	ø x h (mm)	Unités/ sachet	Unités/ carton	CHF/ sachet
039900N	1,2	Rond	Oui	12,5 x 41	100	100	**NC -**
102027N	2	Rond	Non	12,5 x 49	100	100	**NC -**
102028N	2	Rond	Oui	12,5 x 48	100	100	**NC -**
102051N	5	Rond	Non	12,5 x 90	100	100	**NC -**

Cryotubes à pas de vis interne avec joint plat (bouchon rentrant)

Réf.	Volume (ml)	Fond	Jupe	ø x h (mm)	Unité d'emb.	Unités/ carton	CHF/ carton
930487	1,2	Conique	Oui	12,5 x 41	100	100	**NC -**
930488	2	Rond	Oui	12,5 x 48	100	100	**NC -**
930489	2	Rond	Non	12,5 x 48	100	100	**NC -**
930490	4	Rond	Non	12,5 x 70	100	100	**NC -**
930491	4	Rond	Oui	12,5 x 72	100	100	**NC -**
930492	5	Rond	Non	12,5 x 90	100	100	**NC -**

Pastilles pour cryotubes

Coloris	Blanc	Bleu	Rouge	Vert	Jaune	Marron	Gris	Mauve	Orange	Violet	Rose	Assortis*	**Unité d'emb.**	**Unités/ carton**	**CHF/ carton**
Référence	**039857**	**039858**	**039859**	**039860**	**039861**	**039862**	**039863**	**039864**	**039865**	**039866**	**039867**	**039801**	100	500	**NC -**

* : blanc, bleu, rouge, vert, jaune

Cryotubes à filetage externe

- **Stériles**
- **Polypropylène gradué**
- **Jupe crantée pour le blocage sur portoir**
- **Excellente étanchéité**
- **Capuchon vissant coiffant éliminant les risques de contamination**
- **Filetage externe**
- **Sans joint**
- **Avec lèvre de scellé**

DNase RNase — Pyro-gènes

Cryotubes à filetage externe



Référence	Volume (ml)	Fond	Jupe	ø x h (mm)	Unités/ carton	CHF/ carton
039795	1,2	Conique	Oui	12,5 x 41	100	**NC -**
039796	2	Rond	Non	12,5 x 46	100	**NC -**
039797	2	Rond	Oui	12,5 x 48	100	**NC -**
039798	3	Rond	Oui	12,5 x 70	100	**NC -**
039799	4	Rond	Oui	12,5 x 76	100	**NC -**
039800	5	Rond	Oui	12,5 x 90	100	**NC -**
039801	Assortiment 100 pastilles de chaque couleur : blanc, bleu, rouge, vert et jaune				5 x 100	**NC -**

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com