Cryotubes à capuchon à pas de vis externe et à joint cylindrique rouge



- Bouchon avec lèvre de scellé interne et joint d'étanchéité en silicone
- La lèvre de scellé empêche le joint de se déformer
- Large aplat de marquage
- Fermeture 1/4 de tour
- Bouchon creux pour un "color codage" avec les inserts
- Centrifugeables à 17 000 g
- Stérilisés aux rayons gamma
- Livrés en sachets scellés de 100 cryotubes

Référence	Volume (ml)	Fond	Jupe	ø x h (mm)	Unités/ carton	CHF/ carton
040264	1,2	Conique	Oui	12,5 x 41	100	NC -
040265	2	Rond	Non	12,5 x 49	100	NC -
040266	2	Rond	Oui	12,5 x 48	100	NC -
040267	3	Rond	Oui	12,5 x 70	100	NC -
040268	4	Rond	Oui	12,5 x 72	100	NC -
040269	5	Rond	Oui	12,5 x 90	100	NC -

Cryotubes à congélation ECO



La sécurité et la haute qualité à petit prix.

- En polypropylène
- Large zone de marquage blanche
- Gradués
- Etanches
- Stérilisés par radiations
- Capuchon vissé externe
- Utilisables jusqu'à -196 °C

Référence	Capacité (ml)	ø extérieur (mm)	Hauteur (mm)	Unités/ carton	CHF/ carton
224000K	1,8	11,36	45,7	2 x 500	NC -
224001	4,5	11,36	86,5	500	NC -

Cryotubes TPP



- Zone d'inscription sur le bouchon
- En polypropylène
- A jupe
- Pour utilisation en phase vapeur
- Capuchon vissant extrémité sans joint

Référence	Volume (ml)	Ø x H (mm)	Unités/ sachet	CHF/ sachet
089012	1,2	12 x 37	100	NC -
089020	2	12 x 48	100	NC -
089040	3,8	12 x 75	100	NC -
089050	4,5	12 x 90	100	NC -

Inserts pour cryotubes TPP

Blanc	Bleu	Jaune	Vert	Lilas	Rouge	CHF
089801	089802	089803	089804	089805	089806	NC -

Cryotubes non stériles



- A pas de vis externe
- En polypropylène ultra-clear
- Bouchons en polyéthylène, avec joint de scellé intégré

Cryotubes non stériles sans capuchon

Référence	Volume (ml)	Jupe	Unités/ carton	CHF/ carton
064096	0,4	Non	1000	NC -
064097	0,4	Oui	1000	NC -
064093	1	Non	1000	NC -
064094	1,5	Non	1000	NC -
064095	3,5	Non	1000	NC -

Capuchons pour cryotubes non stériles

Coloris	Naturel	Bleu	Orange	Vert	Lavande	Rouge	Blanc	Jaune	CHF les 200
Référence	064085	064086	064087	064088	064089	064090	064091	064092	NC -