BOÎTES DE CONGÉLATION EN CARTON

Boîtes de congélation pour cryotubes ou tubes divers en carton plastifié

Boîtes en carton hydrophobe recouvertes d'un film plastifié de couleur parfaitement imperméable.

- **Idéales pour les températures très basses**
- **Couleur d'identification**
- **Large choix de dimensions de tubes stockables**
- **L x l avec couvercle : 136 x 136 mm**

Attention : les séparateurs (croisillons) sont à commander séparément.



Pour	Microtubes PCR 0,2 ml	Microtubes 0,5 ml	Cryotubes 1 et 2 ml et microtubes 1,5 et 2 ml	Cryotubes 4 ml	Cryotubes 5 ml	Tubes divers
Boîtes sans séparateur						
Capacité	196	169	100	100	100	100
Hauteur boîte avec couvercle (mm)	32	32	50	75	100	130
Blanc	**039562**	**039562**	**039504**	**039509**	**039514**	**039519**
Jaune	**039563**	**039563**	**039505**	**039510**	**039515**	**039520**
Bleu	**039564**	**039564**	**039506**	**039511**	**039516**	**039521**
Vert	**039565**	**039565**	**039507**	**039512**	**039517**	**039522**
Rouge	**039566**	**039566**	**039508**	**039513**	**039518**	**039523**
CHF la boîte sans séparateur	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Séparateurs seuls						
Pour 196 microtubes PCR ø 8 mm 0,2 ml (14 x 14)	**039575**	-	-	-	-	-
Pour 169 microtubes 0,5 ml ø 9 mm (13 x 13)	-	**039576**	-	-	-	-
Pour 100 tubes ø 12,5 mm (cryotubes)	-	-	**039524**	**039530**	**039530**	**039536**
Pour 81 tubes ø 13,5 mm	-	-	**039525**	**039531**	**039531**	**039537**
Pour 49 tubes ø 17 mm	-	-	**039526**	**039532**	**039532**	**039538**
Pour 36 tubes ø 22 mm	-	-	**039527**	**039533**	**039533**	**039539**
Pour 25 tubes ø 24 mm	-	-	**039528**	**039534**	**039534**	**039557**
Pour 16 tubes ø 30 mm	-	-	**039529**	**039535**	**039535**	**039541**
CHF le séparateur	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Boîtes de congélation pour cryotubes en carton

Boîtes en carton hydrophobe pour le rangement de cryotubes et microtubes de diamètre 12 mm. Les croisillons sont pré-montés dans les boîtes.


Référence	Boîtes pour	L x l x h (mm)	Nbre de cases	Unités/ carton	CHF/ carton
056239	Cryotubes 1 à 2 ml	75 x 75 x 50	25 (5 x 5)	24	**NC -**
039500	Cryotubes 1 à 2 ml	130 x 130 x 50	81 (9 x 9)	48	**NC -**
039501	Cryotubes 3,6 à 5 ml	130 x 130 x 75	81 (9 x 9)	30	**NC -**
039502	Cryotubes 1 à 2 ml	145 x 145 x 50	100 (10 x 10)	42	**NC -**
039503	Cryotubes 3,6 à 5 ml	145 x 145 x 75	100 (10 x 10)	30	**NC -**



Boîtes de congélation en carton pour tubes divers

Boîtes en carton hydrophobe pour le rangement de flacons, ampoules, tubes à essais de ø 14 mm ou 16 mm, tubes à centrifuger 15 ml et 50 ml.

Référence	L x l x h (mm)	ø tube (mm)	Haut. maxi du tube (mm)	Capacité tubes	CHF
245002	130 x 130 x 50	14	47	64	**NC -**
245003	130 x 130 x 71	14	70	64	**NC -**
245004	130 x 130 x 50	16	47	49	**NC -**
245005	130 x 130 x 71	16	70	49	**NC -**
039700	122 x 122 x 127	17,5	127	25 tubes 15 ml type Falcon®	**NC -**
039702	122 x 122 x 127	30	127	9 tubes 50 ml type Falcon®	**NC -**



Prix indicatifs. Consultez www.milian.com