BOÎTES DE CONGÉLATION EN CARTON


Cryoboîtes en carton plastifié



- Coloris blanc
- Boîtes vides (sans croisillons)

Réf.	Dimensions (mm)	CHF
850907	136 x 136 x 75	NC -
850924	136 x 136 x 100	NC -
850938	133 x 133 x 75	NC -
850951	133 x 133 x 100	NC -

Boîtes en carton plastifié



Boîtes en carton recouvert d'un film plastifié étanche.

- Croisillons montés dans la boîte
- Pour congélation jusqu'à - 196 °C
- Coloris blanc

Référence	Dimensions (mm)	Capacité cryotubes	CHF
010185	133 x 133 x 76	81	NC -
010186	133 x 133 x 76	100	NC -

Boîtes de congélation carton hydrophobe pour 200 tubes



- Boîtes en carton hydrophobe
- Dimensions avec couvercle : 133 x 257 mm
- Séparateurs pré-montés
- Autres dimensions disponibles : nous consulter

Pour	10 x 20 tubes ø 12mm
Hauteur boîte avec couvercle (mm)	50
Blanc	142466
CHF la boîte	NC -
Bleu	142467
Vert	142468
Rouge	142469
Jaune	142470
CHF la boîte	NC -

Boîte de congélation en carton



- Pour 25 tubes de diamètre 50 mm, cryotubes 2 ml standard
- Dim. (L x l x H) : 86,4 x 86,4 x 38,1 mm

Référence	Description	CHF
320674	Boîte bleue pour 25 tubes	NC -

Boîte en carton hydrophobe pour 25 tubes



- Boîte hydrophobe
- Pour 25 tubes ø 13 mm
- L x l x h avec couvercle : 76 x 76 x 50 mm

Jaune	Blanc	Rouge	Vert	Bleu	CHF
139432	139433	139434	139435	139436	NC -

Cryoboîte demi-taille



- En carton hydrophobe blanc
- Format 136 x 66,5 x 50 mm
- Pour cryotubes ou tubes de hauteur maximale 50 mm et diamètre 12,8 mm
- Rangées de 5 x 10 trous

Référence	Désignation	Unités/ carton	CHF/ carton
030115	Cryoboîte demi-taille	10	NC -

Boîtes de congélation en carton pour tubes 15 ml et 50 ml





- Carton hydrophobe
- Complètes avec croisillons
- Utilisables jusqu'à -198 °C
- Couvercle coiffant avec surface d'inscription

Référence	L x l x h (mm)	Capacité	CHF
010194	146 x 146 x 76	36 tubes 15 ml Ø 17 mm	NC -
010195	146 x 146 x 76	16 tubes 50 ml Ø 30 mm	NC -