BOÎTES DE CONGÉLATION EN POLYCARBONATE

Boîtes à alvéoles en polycarbonate pour 81 cryotubes

- En polycarbonate, autoclavables
- Pour le stockage de cryotubes jusqu'à - 190 °C
- Pour 81 ou 100 cryotubes, pour cryotubes de 1 ml à 5 ml
- Couvercle transparent avec index alphanumérique
- Grille à alvéoles moulées, de 4 coloris au choix
- Dimensions : 133 x 133 mm




Désignation	Haut. (mm)	Bleu	Vert	Rouge	Jaune	Unités/ carton	CHF carton
81 cryotubes de 1 à 2 ml	52	039132	039133	039134	039135	4	NC -
81 cryotubes de 3 à 4 ml	81	039136	039137	039138	039139	6	NC -
81 cryotubes de 3 à 5 ml	95	039140	039141	039142	039143	5	NC -
42 cryotubes de 10 ml	95	040736	040737	040738	040739	5	NC -

Boîtes à croisillons en polycarbonate pour 100 cryotubes

Boîte en polycarbonate très résistante pour 100 cryotubes. Les croisillons internes autorisent un rangement plus compact et la boîte accepte 100 cryotubes 1 à 2 ml. Dimensions : 133 x 133 x 52 mm.

- Pour cryotubes de 1 ml à 2 ml
- Couvercle transparent avec index alphanumérique
- Autoclavables



Pour	Bleu	Vert	Rouge	Jaune	Unité/ carton	CHF/ carton
100 cryotubes 1 à 2 ml	039144	039145	039146	039147	4	NC -

Boîtes de stockage pour cryotubes avec code-barres


- En polycarbonate
- Dimensions (mm) : 132 x 132


Référence	Désignation	Unités/ carton	CHF/ carton
431724	Boîte de stockage pour 81 cryotubes	10	NC -
431725	Boîte de stockage pour 100 crytotubes	10	NC -


CORNING

Cryoboîtes en polycarbonate pour 25, 81 ou 100 tubes









- En polycarbonate
- Couvercle transparent avec grille de repérage
- Utilisables jusqu'à -196 °C
- Croisillons de couleur

Capacité	L x l x H avec couvercle (mm)	Bleu	Vert	Rouge	Jaune	CHF
5 x 5 cryotubes 1,2 - 2 ml	76 x 76 x 52	139509	139510	139511	139512	NC -
9 x 9 cryotubes 1,2 - 2 ml	133 x 133 x 52	139513	139514	139515	139516	NC -
9 x 9 cryotubes 4 - 5 ml	133 x 133 x 95	139517	139518	139519	139520	NC -
10 x 10 cryotubes 1,2 - 2 ml	133 x 133 x 52	139505	139506	139507	139508	NC -

Boîtes de stockage pour microtubes

Boîtes en polycarbonate de couleur pour le stockage de 100 microtubes à capuchon vissant de 0,5 à 2 ml.

- Congelables jusqu'à - 190 °C / autoclavables à + 121 °C
- Impression des emplaces de 1 à 100 sur le couvercle transparent
- Acceptent marquages au marqueur
- Les tubes sont maintenus par des séparations
- Base disponible en 4 couleurs
- Dimensions de la boîte : 133 x 133 x 52 mm



Bleu	Vert	Rouge	Jaune	CHF les 4
039360	039361	039362	039363	NC -

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com