BOÎTES DE CONGÉLATION EN POLYCARBONATE

Cryoboîtes Tall Tube


Boîtes de stockage en polycarbonate pour 81 tubes.

- Pour tubes 4 et 5 ml de hauteur max. 93 mm
- Marquage alphanumérique interne
- Couvercle à charnières
- Utilisables jusqu'à -196 °C
- Autoclavables à +121 °C
- L x l (mm) : 133 x 133



Coloris	Blanc	Orange	Vert	Bleu	Jaune	CHF
Référence	441963	441962	441961	441960	441964	NC -

Boîte de stockage en polycarbonate




Boîte en polycarbonate sans compartiment, pour le stockage de flacons dont la hauteur ne dépasse pas 51 mm. Autoclavable.

Réf.	Désignation	L x l x h (mm)	Unités/ carton	CHF/ carton
028052	Boîte de stockage	133 x 133 x 51	4	NC -

Boîte de congélation pour tubes PCR 0,2 ml


- En polycarbonate transparent avec grille alphanumérique
- Utilisable jusqu'à - 86 °C
- Pour 144 tubes PCR 0,2 ml ou pour barrettes de tubes PCR
- Adaptée aux racks de congélation, empilables par deux dans un compartiment pour cryoboîte standard (avec capuchons plats uniquement)
- Dimensions l x p x h : 132 x 132 x 25 mm



Référence	Désignation	Unités/ boîte	CHF/ boîte
947708	Cryoboîte pour tubes PCR 0,2 ml	5	NC -

Boîte de congélation polycarbonate pour microtubes 5 ml

- En polycarbonate
- Utilisable jusqu'à - 190 °C



Référence	Dimensions l x p x h (mm)	Capacité	Unités/ carton	CHF / carton
062629	133 x 133 x 69,80	25 microtubes 5 ml	5	NC -

Cryoboîtes de stockage

- En polycarbonate
- Pour le stockage des cryotubes à pas de vis interne ou externe
- Autoclavables
- Avec alvéoles de coloris blanc, rouge, jaune, vert, bleu ou gris
- Utilisables de - 196 °C à + 121 °C
- Couvercle transparent à grille de marquage



Réf.	Capacité	Coloris alvéoles	L x l x h (mm)	Unités/ carton	CHF/ carton
028046	5 x 5 tubes 1,2 - 2 ml	Blanc	76 x 76 x 51	8	NC -
028036	9 x 9 tubes 1,2 - 2 ml	Blanc	133 x 133 x 51	4	NC -
028423	9 x 9 tubes 1,2 - 2 ml	Rouge	133 x 133 x 51	4	NC -
028424	9 x 9 tubes 1,2 - 2 ml	Jaune	133 x 133 x 51	4	NC -
028425	9 x 9 tubes 1,2 - 2 ml	Vert	133 x 133 x 51	4	NC -
028426	9 x 9 tubes 1,2 - 2 ml	Bleu	133 x 133 x 51	4	NC -
028427	9 x 9 tubes 1,2 - 2 ml	Gris	133 x 133 x 51	4	NC -
029293	9 x 9 tubes 1,2 - 2 ml	6 coloris panachés	133 x 133 x 51	6	NC -
028047	9 x 9 tubes 5 ml	Blanc	133 x 133 x 95	4	NC -

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com