BOÎTES DE CONGÉLATION EN POLYPROPYLÈNE

Boîtes de stockage pour 81 ou 100 tubes

320134 à 320136

320126 à 320133



- Pour tubes 1,5/2 ml ou cryotubes
- Couvercle à charnières (modèles pour 100 tubes) ou coiffant (modèles pour 81 tubes)
- Capacité des boîtes indiquée sur le côté
- En polypropylène autoclavable

L x l x h (mm)	130 x 130 x 47	141 x 151 x 57
Capacité tubes	81	100
Naturel	**320126**	**320134**
Bleu	**320127**	**-**
Vert	**320128**	**-**
Rose	**320129**	**-**
Jaune	**320130**	**-**
Orange	**320131**	**-**
Assortis	**320132**	**320135**
Noir	**320133**	**320136**
CHF les 5	**NC -**	**NC -**

Cryoboîtes en polypropylène à monter

320148



- En polypropylène ondulé
- Auto-assemblables
- Ne craignent pas l'humidité
- Séparateurs pré-assemblés inclus
- Utilisables jusqu'à - 80 °C



Pour	Tubes PCR 0,2 ml	Microtubes 0,5 ml	Microtubes 1,5/2 ml	Flacons 17 mm	Microtubes 5 ml	Tubes 15 ml	Tubes 50 ml
Emplacements	144	81	81	100	25	36	16
Ø max. (mm)	7,9	12	12	17	22,6	19,8	31,6
Dimensions l x p x h (mm)	133 x 130 x 30	133 x 130 x 42	133 x 133 x 51	187,9 x 198,1 x 40,6	133 x 130 x 75	145 x 147 x 120	145 x 147 x 120
Naturel	**320500**	**320504**	**320148**	**320673**	**320511**	**320515**	**320519**
Bleu	**320501**	**320505**	**320508**	**-**	**320512**	**320516**	**320520**
Violet	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**320518**	**-**
Unités/carton	10	10	10	10	10	10	10
CHF/carton	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Boîtes pour congélation en polypropylène coloris assortis



- Pour tubes de 1,5 et 2 ml ou cryotubes
- Autoclavables
- Avec couvercle à marquage alphanumérique utilisable de -90 °C à + 121 °C
- Coloris assortis : rose, vert clair, bleu pâle, jaune pâle, transparent
- Boîte 25 tubes : 75 x 75 x 53 mm
- Boîte 81 tubes : 132 x 132 x 52 mm
- Boîte 100 tubes : 141 x 154 x 55 mm
- La boîte pour 100 tubes est à couvercle à charnières, les boîtes pour 81 et 25 tubes sont à couvercle emboîtant

Référence	Capacité	Unités/ carton	CHF/ carton
010202B	25 tubes	5	**NC -**
010203	81 tubes	5	**NC -**
010204	100 tubes	5	**NC -**