BOÎTES DE CONGÉLATION EN POLYPROPYLÈNE

Cryoboîtes hauteur variable en polypropylène



- En polypropylène
- Dimensions : 133 x 133 mm, hauteur ajustable : 50 mm ou 75 mm
- Marquage numérique
- Ouverture de drainage
- Autoclavables
- Résistent à des températures de - 90 °C à + 121 °C
- Empilables

Capacité tubes	6 x 6	7 x 7	8 x 8	9 x 9	10 x 10
Pour tubes de diam (mm)	19	17	15	13	11,5
Naturel	030131	030138	750207	750214	750221
Jaune	030132	030139	750208	750215	750222
Rouge	030133	750202	750209	750216	750223
Vert	030134	750203	750210	750217	750224
Bleu	030135	750204	750211	750218	750225
Noir	030136	750205	750212	750219	750226
Assortis	030137	750206	750213	750220	750227
Unités/carton	5	5	5	5	5
CHF/carton	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -

Etiquettes pour cryoboîtes

- Coloris panachés :rouge, jaune, vert, bleu, violet
- Utilisables à -150 °C



Réf.	Dimensions (mm)	Unités/ carton	CHF/ carton
030130	200 x 40	5 x 10	NC -


Boîtes pour congélation noires opaques



- En polypropylène
- Pour 100 tubes de 0,5, 1,5 ou 2 ml, et cryotubes
- Température d'utilisation : -80 °C à +121 °C, autoclavables à 121 °C
- Grille alphanumérique sur la boîte
- Dimension h x l x L : 56 x 143 x 154 mm

Référence	Désignation	CHF les 5
947870	Boîtes noires opaques 100 tubes	NC -


Boîtes noires pour échantillons photosensibles



- Avec fond et couvercle noirs en polypropylène opaque
- Avec croisillons 9 x 9 pour 81 cryotubes 1,2 ou 2 ml

Référence	L x l x h avec couvercle (mm)	CHF
139830	130 x 130 x 45	NC -
139735	130 x 130 x 50	NC -

Cryoboîtes de stockage pour 64 tubes



- En polypropylène
- Marquage alphanumérique noir
- Double grille
- Pour 8 x 8 tubes ø 11 mm
- L x l avec couvercle : 130 x 130 mm / hauteur : 75 mm

Naturel	Bleu fluo	Vert fluo	Orange fluo	Jaune fluo	Rose fluo	CHF
139420	139421	139422	139423	139424	139425	NC -

Boîte de congélation 100 places



- En polypropylène
- Pour tubes de hauteur allant jusqu'à 50 mm
- Pour 100 flacons, vials, microtubes 1,5 et 2 ml
- Autoclavable 121 °C
- Grille alphanumérique sur la boîte
- Empilable
- Couvercle à charnières
- h x l x L (mm) : 60 x 140 x 140

Naturel	Rouge Orange	Vert	Bleu	Violet	CHF	Assortis	CHF les 5
441983	441984	441985	441988	141217	NC -	441989	NC -

Boîtes de congélation pour 81 tubes



- En polypropylène
- Pour 81 tubes de 0,5, 1,5 ou 2 ml et cryotubes
- Température d'utilisation de -80 °C à +121 °C
- Grille alphanumérique sur la boîte
- Dimension h x l x L (mm) : 48 x 140 x 140
- Autoclavables 121 °C

Coloris	Naturel	Bleu	Vert	Orange	Violet	Assortis*
Référence	947864	947865	947866	947867	947868	947869
CHF les 5	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -

* 5 coloris : naturel, bleu, vert, orange et violet.