BOÎTES DE CONGÉLATION EN POLYPROPYLÈNE

Cryoboîtes empilables pour 50 microtubes





- Pour 50 microtubes ou cryotubes de 1,5 ou 2 ml
- L x l x h : 142 x 92 x 56 mm
- Coloris naturel ou coloris assortis (bleu, vert, violet, jaune, orange)

Référence	Désignation	Coloris	Unités/ carton	CHF/ carton
320124	Cryoboîtes pour 50 tubes	Naturel	5	NC -
320125	Cryoboîtes pour 50 tubes	Assortis*	5	NC -

* Bleu, vert, violet, jaune, orange

Boîte de rangement pour 200 cryotubes ou 128 microtubes 1,5 ml



- Boîte en polypropylène, autoclavable à 121 °C avec couvercle à charnière
- Capacité : 20 x 10 tubes (1,5 ou 2 ml, tubes HPLC ou cryotubes)
- Résistant à des températures jusqu'à - 90 °C
- Dimensions (L x P x H) : 275 x 140 x 60 mm
- Rack jaune avec grille alphanumérique vendu séparément (max. 2 par boîte)
- Se transforme en boîte pour 2 x 64 microtubes 1,5 ml en y clipant 2 inserts pour 64 microtubes (à commander séparément)

Référence	Désignation	CHF
764045	Boîte de rangement pour 200 cryotubes	NC -
764046	Rack pour 64 tubes 1,5 ml	NC -

Boîtes polypropylène pour 16 tubes



- Pour 4 x 4 tubes
- Avec ou sans croisillon
- Dimensions avec couvercle : 67 x 67 x 45-60 mm

Croisillons	Naturel	Bleu	Vert	Orange	Rose	Jaune	Noir	CHF
Oui	139521	139522	139523	139524	139525	139526	139527	NC -
Non	139528	-	-	-	-	-	-	NC -

Boîte en polypropylène à monter pour 81 cryotubes



Boîte à plat, permettant un gain de place hors utilisation.

- En polypropylène ondulé
- Auto-assemblable
- Ne craint pas l'humidité
- Séparateurs préassemblés inclus
- Pour 81 tubes (9 x 9), diamètre 12 mm
- Dimensions : 133 x 133 x 51 mm



Référence	Désignation	Unités/ carton	CHF/ carton
320148	Cryoboîte en polypropylène à monter	10	NC -