Racks en polystyrène expansé



- Pour le transport de 50 tubes de diamètre 12 mm
- Dimensions : 146 x 73 x 40 mm
- Un rack en carton léger de dimensions 155 x 155 x 45 mm permet de regrouper deux boîtes en polystyrène


Racks en polystyrène expansé

Blanc	Bleu	Vert	Rouge	CHF
049725	049726	049727	049728	NC -

Rack en carton


Référence	Désignation	CHF
049729	Rack en carton	NC -

Cryoboîte en acier inox avec couvercle



Référence	Dimensions avec couvercle l x p x H (mm)	CHF
140073	136 x 136 x 50	NC -
140076	133 x 133 x 50	NC -
140077	133 x 133 x 75	NC -
140078	133 x 133 x 100	NC -

Pince pour cryotubes



- Pour cryotubes
- En polypropylène

Référence	Désignation	CHF les 12
029111	Pince pour cryotubes	NC -

Tige support pour canisters de cryoconservateurs et gaine Cryoflex

Gaine Cryoflex

Gaine pour contenir des cryotubes, à souder pour éviter toute entrée d'azote liquide accidentelle dans le tube lors d'une immersion totale. Longueur : 50 cm.

Référence	Désignation	CHF la boîte de 15 gaines
055029	Gaine Cryoflex	NC -







Tige en aluminium destinée à contenir 3 à 6 cryotubes selon leur hauteur. Longueur : 28 cm.

Référence	Désignation	CHF les 50
055030	Tige support	NC -

Etiquettes et support étiquette



Support étiquette en polypropylène transparent avec une face adhésive. Se place sur une des faces de la boîte de congélation, lorsque celle-ci est parfaitement sèche et à température ambiante.

- Pour températures jusqu'à -90 °C en agrafant le porte étiquettes
- Face adhésive fonctionnant entre -10 °C et +70 °C

Référence	Pour	Unités/ boîte	CHF/ boîte
049616	Porte étiquettes	20	NC -
049617	Etiquettes	5 x 20	NC -