## Etagères modulables neoStapelRack pour cryoboîtes

Empilez et assemblez les racks individuels pour créer un stockage de cryoboîtes.


- **En polycarbonate, plus légères et faciles à transporter qu'en inox**
- **Autoclavables et résistantes à des températures entre - 130 °C et + 130 °C**
- **Dimensions internes d'un rack (L x l x h) : 140 x 147 x 55 mm**

2 constructions possibles :

- Empilez jusqu'à 10 racks en configuration verticale ;
- Assemblez jusqu'à 4 racks côte à côte à l'aide de clips (vendus séparément) et empilez jusqu'à 4 étagères en configuration horizontale ;
- Recouvrez les racks du sommet à l'aide des couvercles (vendus séparément).






| Désignation | Blanc | Bleu | CHF |
|---|---|---|---|
| Rack individuel neoStapelRack | 764110 | 764113 | NC - |
| Couvercle avec poignée | 764111 | 764114 | NC - |
| Couvercle sans poignée | 764112 | 764115 | NC - |
| Clip (pour attache horizontale) | - | 764116 | NC - |




### Boîtes de congélation

- **Boîtes de congélation Biosigma en polycarbonate, avec couvercle à marquage alphanumérique**
- **Dimensions : 132 x 132 x 52 mm**




| Capacité | Bleu | Rouge | Vert | CHF |
|---|---|---|---|---|
| 81 cryotubes 1,2 et 2 ml | 390479 | 390480 | 390481 | NC - |
| 100 cryotubes 1,2 et 2 ml | 390491 | 390492 | 390493 | NC - |

## Etagères verticales pour boîtes de congélation ou microplaques

Thermo SCIENTIFIC nunc

- **Hauteur des étagères ajustable**
- **Tige de sécurité pour maintenir les boîtes en place**
- **Compatibles avec les congélateurs coffre Revco, Panasonic, Heraeus, Forma**



### Etagères pour boîtes de congélation

- **Dimensions : 670 x 143,2 x 140,4 mm**
- **Pour 12 boîtes standard 13 x 13 x 5 cm ou 8 boîtes 13 x 13 x 7,5 cm**
- **Livrées avec 11 étagères**

| | |
|---|---|
| **Coloris** | Naturel |
| **Référence** | 055622 |
| CHF | NC - |

### Etagères pour microplaques

- **Dimensions : 235 x 95 x 135 mm**
- **Livrées avec 9 étagères**
- **Pour 10 microplaques, 18 microplaques low profile, 6 plaques Deepwell Nunc 1 ml, 5 plaques Deepwell 2 ml**

| | |
|---|---|
| **Coloris** | Naturel |
| **Référence** | 055624 |
| CHF | NC - |

## Marqueurs Cryopen

Thermo SCIENTIFIC nunc



- **Marqueur à pointe fine spécial basse température**
- **Résistant au xylène et à l'alcool**
- **S'efface à l'éthanol**

| Référence | Désignation | CHF |
|---|---|---|
| 055036 | Pochette de 4 cryopen (vert, rouge, bleu, noir) | NC - |

## Cryomarkers

Pochette de 4 cryomarkers spécialement destinés à l'écriture sur cryotubes, boîtes de congélation et supports pour la cryogénie.

Marqueurs bleu, rouge et noir à pointe extra-fine ; marqueur vert à pointe standard.



Thermo SCIENTIFIC NALGENE

| Référence | Désignation | CHF |
|---|---|---|
| 028123 | Pochette de 4 cryomarkers coloris assortis (vert, bleu, rouge, noir) | NC - |
| 028124 | Pochette de 4 cryomarkers noirs | NC - |